

CATÁLOGO GENERAL DE PRODUCTOS

# ORTOPEDIA

Compartimos Soluciones





## CABEZA Y CUELLO

PÁGINA 03

## TRONCO

PÁGINA 08



## EXT. SUPERIORES

PÁGINA 24

## EXT. INFERIORES

PÁGINA 47



## TOBILLO Y PIE

PÁGINA 65

## PEDIATRÍA

PÁGINA 81



## MASTECTOMÍA

PÁGINA 90

## BAZAR

PÁGINA 94



## AYUDAS TÉCNICAS

PÁGINA 114



**Cabeza y Cuello**



## ORTESIS CRANEAL STARBAND

### ■ REFERENCIA: STARBAND

Las ortesis craneales STARband están indicadas para la corrección de la Plagiocefalia, Braquicefalia, Escafocefalia, post-operatorio de Craneosinostosis, así como otras asimetrías de cráneo en recién nacidos, con edades comprendidas entre los 3 y los 18 meses.

STARband es una ortesis ultraliviana e hipoalergénica, fabricada con fibras de copolimero y polietileno. Está rigurosamente fabricada sobre medidas tomadas de la cabeza del bebé, mediante un escáner digital 3D (sin radiación), o un molde en escayola. Se trata de un casco acrílico diseñado de manera flexible, en cuyo interior hay una espuma hipoalergénica, termoformada y tallable que se va modificando progresivamente de acuerdo a la monitorización periódica de las medidas antropométricas craneales. Las modificaciones en la ortesis siempre son realizadas por un experto certificado en ortesis craneales, para que la comodidad de su uso en el bebé sea óptima y el nivel de corrección sea perfecto.

La ortesis craneal STARband aplica simplemente una barrera de restricción (no presión) sobre las áreas prominentes del cráneo, a fin de corregir el exceso de crecimiento. Dispone de espacios en las áreas aplanadas para permitir la corrección en la forma y dirección adecuadas. La ortesis no altera nunca el crecimiento craneal, únicamente lo redirecciona a los lugares en los que se corrige la deformidad. Además permite que el bebé duerma cómodamente en cualquier posición mientras se realiza la corrección día tras día, hasta lograr una correcta simetría de su cabeza.



#### STARband Side Opening

Ortesis craneal más empleada en la corrección de la plagiocefalia.

**Materiales:**

Exterior plástico con forro interior de foam.

**Diseño:**

Aperturas laterales y superior.



#### STARband Bi-Valvo

Ortesis craneal más empleada en la corrección de la escafocefalia.

**Materiales:**

Exterior plástico con forro interior de foam.

**Diseño:**

Dos valvas acopladas.



#### STARband Plus

Última incorporación a la familia de ortesis STARband.

**Materiales:**

Exterior plástico e interior de foam.

**Diseño:**

Monopieza articulado con aperturas laterales.



#### STARlight Side Opening

Diseño transparente que facilita la inspección visual.

**Materiales:**

Exterior plástico transparente con pads de foam

**Diseño:**

Dos valvas acopladas.



#### STARlight Bi-Valvo

Ortesis craneal transparente para corrección de la escafocefalia.

**Materiales:**

Exterior plástico transparente con pads de foam

**Diseño:**

Dos valvas acopladas.



#### STARlight Pro

Especialmente diseñada para post-operatorias de craneotomía endoscópica.

**Materiales:**

Exterior plástico transparente con pads de foam

**Diseño:**

Monopieza articulado con aperturas laterales.



## CASCO PROTECTOR A-FLEX PLUS

■ REFERENCIA: 783



Fabricado en plástico flexible que rápidamente se ajusta a las diferentes formas del cráneo realizando fáciles adaptaciones. La protección que proporciona es adecuada para fuerzas y golpes de bajo impacto, las cuales son absorbidas sin llegar a agrietar o penetrar la superficie del casco.

Equipado con correas de fácil ajuste. Dispone además de una correa posterior para bloquear el casco por debajo de los mastoides, facilitando su ajuste ante variaciones de tamaño, mientras que las correas laterales facilitan la colocación y extracción del casco.

El casco protector A-Flex puede ser fácilmente adaptado con unas tijeras sin la necesidad de emplear herramientas complejas.

### INDICACIONES:

- Post-operatorios de craneotomía.
- Reconstrucción de la bóveda craneal y otras cirugías de cráneo.
- Anomalías craneales.
- Enfermedades convulsivas.
- Autolesiones en cabeza tales como golpes o tirones de pelo.
- Inestabilidad o falta de equilibrio.



TALLA	REFERENCIA		CIRCUNFERENCIA
	AZUL	BLANCO	
Pediátrica SM	783.80S	783.90S	44-47 cm
Pediátrica MD	783.81S	783.91S	46-49 cm
Pediátrica LG	783.82S	783.92S	48-51 cm
Pediátrica XL	783.83S	783.93S	50-53 cm
Adulto XS	783.84S	783.94S	52-55 cm
Adulto SM	783.85S	783.95S	54-57 cm
Adulto MD	783.86S	783.96S	57-60 cm
Adulto LG	783.87S	783.97S	60-63 cm
Adulto XL	783.88S	783.98S	63-66 cm
Adulto 2X	783.89S	783.99S	66-69 cm



## SISTEMA CERVICAL MRI

■ REFERENCIA: 250


Fabricado con un material plástico especial, forrado internamente y con extensión al tórax para incrementar la estabilización. Apertura para traqueotomía y compatible con Rayos-X, ya que no dispone de ningún tipo de componente metálico.

### INDICACIONES:

- Post-halo.
- Sustitutivo de las ortesis convencionales, cuando se precisa más estabilidad.
- Estabilizador en fracturas cervico-transversas.
- Acuñamientos cervicales.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CUELLO	ALTURA ORTESIS
S	2500	25-30 cm	33 cm
M	2501	33-38 cm	38 cm
L	2502	40-46 cm	46 cm
XL*	2503	48-53 cm	50 cm

\*Talla XL bajo pedido a proveedor



## SISTEMA CERVICAL LIDO 2

■ REFERENCIA: 254

Dispositivo de inmovilización cervical que ofrece un excelente control rotacional, antero-posterior y medio-lateral del conjunto cuello/ tronco. El diseño cuenta con un recorte para liberar la zona del pecho, sin comprometer la estabilidad, y que es adaptable tanto para pacientes femeninos como masculinos. Con soporte de barbilla maleable de aluminio con acolchado de foam, para evitar la generación de úlceras por presión o rozaduras.

El sistema de cierre Click'n'Close facilita la colocación sin la necesidad de ajustar continuamente la fijación. El componente craneal standard dispone de una correa para limitar los movimientos de rotación medial y lateral, lo cual es especialmente útil cuando se retira la sujeción de la barbilla, por ejemplo para aseo, afeitado y para comer. El componente craneal está acolchado, es maleable y ajustable en altura. Las correas acolchadas distribuyen la presión para una mayor comodidad, ejerciendo la fijación y bloqueo de los componentes del torso anterior y posterior. El contorno de la pieza de aluminio que soporta la sujeción de la barbilla, permite un fácil acceso a la correspondiente herida en caso de realización de una traqueotomía o procedimientos de fusión cervical anterior.

El forro CoolFoam se puede retirar para su lavado, absorbe activamente la humedad, evitando la acumulación de sudor, favoreciendo la transpiración y maximizando la comodidad del paciente.

### CARACTERÍSTICAS:

- Sistema ajustable totalmente modular.
- También disponible confección a medida.

### INDICACIONES:

- El sistema cervical LIDO 2 es efectivo para inmovilización en post-operatorios así como en problemas que no requieren de cirugía:
  - Posicionamiento de columna estructuralmente estable.
  - Complicaciones ante inmovilización de sistema de HALO estándar.
  - Posicionamiento post-operatorio después de liberación del esternocleidomastoideo en tortícolis muscular congénita.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CUELLO	DEL ESTERNÓN AL PUBIS	CONTORNO XIFOIDES
S	2540	25-30 cm	43-51 cm	61-71 cm
M	2541	28-46 cm	51-68 cm	71-114 cm
L	2542	33-46 cm	61-68 cm	96-114 cm



## ORTESIS CERVICAL UNIVERSAL

■ REFERENCIA: OC-000

Ortesis cervical rígida en talla universal.

### CARACTERÍSTICAS:


- Ortesis cervical universal fácilmente ajustable en altura y contorno.
- Acabado plástico de alta calidad con bordes flexibles.
- Acolchado de foam con tejido de rizo.
- Disponible forro adicional para incrementar la higiene.
- Una única talla se adapta a todas las anatomías de usuarios.

### INDICACIONES:

- Inmovilización en post-operatorios.
- Espondilitis aguda.
- Síndromes cervicales severos.
- Hernias en discos cervicales.
- Fracturas estables en vértebras cervicales.



TALLA	REFERENCIA	ARTÍCULO	CIRCUNFERENCIA DE CUELLO
Universal	OC-000	Ortesis Cervical Universal	25-48 cm
Universal	OC-REP	Forros de Repuesto	



TALLA UNIVERSAL

## ORTESIS CERVICAL PHILADELPHIA

■ REFERENCIA: OD110

Ortesis cervical bivalva con apertura en la zona de la tráquea, y apoyo mentoniano y occipital, para inmovilización y alivio del dolor, manteniendo la cabeza en posición de flexo-extensión neutra.

Confeccionado en materiales que permiten el paso de los Rayos X.

### INDICACIONES:

- Contracturas y cervicobraquialgias.
- Dolores por flexión postural excesiva.
- Traumatismos de las partes blandas, como el "latigazo vertical".
- Traumatismos óseos leves: apófisis espinosa, transversas, etc.
- Prevención de lesiones medulares por accidentes de tráfico o laborales.
- Como ortesis protectora o procesos post-operatorios tales como artrodesis, laminectomías, tortícolis tratadas quirúrgicamente, etc...

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO DE CUELLO
S	OD110-100	26-32 cm
M	OD110-200	32-40 cm
L	OD110-300	40-49 cm



## COLLARÍN DE POLIETILENO

■ REFERENCIA: 8086

Collarín rígido fabricado en polietileno perforado, con los bordes superior e inferior recubiertos de goma blanda y revestidos de cuero sintético. Cierre por la parte superior mediante velcro. Altura regulable (8-10 cm).

### INDICACIONES:

- Traumatismos.
- Procesos reumáticos.
- Traslado de traumatizados.
- Post-operatorio en cirugía cervical.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO DE CUELLO	LARGO
XS	8086-000	31-34 cm	39,5 cm
S	8086-100	34-37 cm	44 cm
M	8086-200	37-41 cm	49'5 cm
L	8086-300	41-45 cm	54 cm
XL	8086-400	45-48 cm	56'5 cm
XXL	8086-500	48-51 cm	62 cm



## COLLARÍN BLANDO ESTÁNDAR

■ REFERENCIA: 61

Soporte de inmovilización parcial del cuello cuya base es una espuma de poliéster en el interior y tubular exterior de algodón, rematado con velcro en sus dos extremos.

### INDICACIONES:

- Traumatismos.
- Luxaciones.
- Fracturas.
- Contusiones.
- Inmovilización post-cirugía.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO DE CUELLO	ALTURA
S	61-100	32-37 cm	9 cm
M	61-200	38-43 cm	9 cm
L	61-300	44-48 cm	9 cm
XL	61-400	49-53 cm	9 cm





**Tronco**



## CORSÉ LSO/ TLSO CALIFORNIA

■ REFERENCIA: 33.

Óptima compresión circular para estabilización de la columna, limitación de movimientos no deseados y mitigación de dolores.

El sistema modular, ajustable e intercambiable, permite una óptima adaptación a todo tipo de perfiles de pacientes, teniendo en cuenta los posibles cambios que puedan acontecer en el tratamiento de cada uno de ellos.

Construcción muy ligera, óptima para pacientes que requieran de un uso prolongado. Permite la realización de actividades cotidianas o laborales.

### INDICACIONES:

- Dolor de espalda crónico y agudo.
- Espondilolistesis.
- Estabilización en post-operatorios.
- Soporte para actividades cotidianas y laborales.
- Laminectomía lumbar.
- Cambios degenerativos vertebrales.
- Cifosis y lordosis.
- Hernia discal.
- Estenosis cervical.
- Metástasis cervical.

### TALLA HOMBRE

TALLA	REFERENCIA		MEDIDAS		
	LSO	TLSO	PECHO	CINTURA	CADERA
XS	3306*	3306.01*	81-91 cm	71-81 cm	84-94 cm
S	3307	3307.01	86-96 cm	76-86 cm	89-99 cm
M	3308	3308.01	94-104 cm	84-94 cm	97-107 cm
L	3309	3309.01	99-114 cm	92-107 cm	102-117 cm
XL	3310	3310.01	109-124 cm	104-119 cm	112-127 cm
XXL	3311*	3311.01*	120-135 cm	117-132 cm	123-137 cm
XXXL	3312*	3312.01*	130-145 cm	130-145 cm	132-147 cm

### TALLA MUJER

TALLA	REFERENCIA		MEDIDAS		
	LSO	TLSO	PECHO	CINTURA	CADERA
XS	3299*	3299.01*	66-76 cm	56-76 cm	76-86 cm
S	3300	3300.01	71-81 cm	61-71 cm	81-91 cm
M	3301	3301.01	79-89 cm	69-79 cm	89-99 cm
L	3302	3302.01	84-99 cm	76-91 cm	94-109 cm
XL	3303	3303.01	94-109 cm	89-104 cm	104-119 cm
XXL	3304*	3304.01*	104-119 cm	102-117 cm	104-119 cm
XXXL	3305*	3305.01*	114-130 cm	114-130 cm	124-140 cm

\* Tallas disponibles bajo pedido a proveedor



CONFIGURACIÓN LSO



CONFIGURACIÓN TLSO

Disponible opción abdomen péndulo:  
(Añade 8 cm adicionales de circunferencia en



## CMC SACROLUMBAR CON PLACA

■ REFERENCIA: 32

Sistema modular para el tratamiento de patologías y afecciones moderadas o leves de la columna a nivel sacrolumbar y que precisen inmovilización.

### INDICACIONES:

- Lumboartrosis.
- Lumbalgias.
- Lumbociáticas.
- Espondilitis.
- Pacientes obesos de baja estatura.
- Mujeres embarazadas.
- Pacientes con problemas respiratorios.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
XS	3289LC	69-79 cm
S	3290LC	79-89 cm
M	3291LC	89-101 cm
L	3292LC	101-114 cm
XL	3293LC	114-127 cm



## ORTESIS UNIVERSAL LSO

■ REFERENCIA: GP3

Ortesis lumbosacra que proporciona un firme soporte en la zona lumbar de la columna vertebral. Gracias a su innovador diseño se puede regular el grado de compresión.

### CARACTERÍSTICAS:

- Sistema modular con panel posterior y acolchados laterales desmontables.
- Dispone de marco moldeado rígido anterior y posterior que se extiende desde la articulación sacrocoxígea hasta la vértebra T9.
- El grado de compresión y soporte lateral puede ser ajustado por el paciente incrementando o reduciendo la tensión del sistema de cuerdas.
- El concepto general permite al paciente participar de forma activa en el proceso de recuperación.

### INDICACIONES:

- Dolor lumbar de origen mecánico.
- Estenosis de las vértebras.
- Traumatismos de columna.
- Espondilolistesis.
- Síndrome facetario.
- Estabilización post-operatoria en laminotomía, foraminotomía, fusión laparoscópica anterior de la columna y descompresión multinivel.



TALLA UNIVERSAL



TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
Única	GP3	70-170 cm



## CORSÉ DORSAL E.C.O

■ REFERENCIA: 325

Desarrollado para proporcionar una mayor estabilidad en el tratamiento de problemas vertebrales, sin ocasionar presiones no deseadas sobre la médula espinal.

Se trata de un corsé eficaz en pacientes con osteoporosis, lesiones vertebrales, torácicas y con tendencia a la cifosis.

### VENTAJAS

- El sistema de ajuste mediante poleas compensadas California (Compressor) garantiza una perfecta transpiración y adaptación con un solo dedo.
- No requiere medios especiales de ajuste.
- Los tirantes anticifóticos acolchados permiten una fácil y cómoda adaptación al ser ajustables.
- Placa dorsal en aluminio totalmente adaptable.

### INDICACIONES

- Lesiones torácicas.
- Cifosis.
- Procesos avanzados de osteoporosis.
- Tensiones derivadas de posturas dorsales incorrectas.
- Dolores agudos de espalda.
- Acuñaamientos dorsales.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
S	3254	76-89 cm
M	3255	89-102 cm
L	3256	102-114 cm



## CORSÉ CRUCIFORME C.E.O

■ REFERENCIA: 338

Nuevo y mejorado Corsé Cruciforme de Hiperextensión, diseñado para la elongación de la espina torácica, para prevenir la rotación e impedir la cifosis. El sistema de poleas compensadas patentado (Compressor) permite un excelente ajuste lumbar. Proporciona una eficaz estabilización que permite a los pacientes con traumatismos reanudar las actividades cotidianas.

### VENTAJAS

- Su ligera estructura permite su uso bajo la ropa.
- Apoyos deltopectorales ajustables.
- Placa púbica basculante y almohadillada.
- Fácil y cómodo ajuste.
- Regulable en altura.

### INDICACIONES

- Inmovilización de fracturas entre D7 y L2.
- Cifosis torácica.
- Pacientes propensos a posturas torácicas incorrectas.
- Inestabilidad torácica y dolor lumbar de procedencia postraumática.
- Pacientes necesitados de una hiperextensión y estabilidad espinal.

TALLA	REFERENCIA	AJUSTE VERTICAL	CONTORNO CINTURA
S/M	3381	31-49 cm	76-102 cm
L/XL	3382	31-49 cm	102-127 cm





## MARCOS DE HIPEREXTENSIÓN

■ REFERENCIA: MJ

Última revisión del clásico diseño de ortesis de hiperextensión, en donde se mejoran la robustez, ligereza y acabado de los materiales.

La disposición de los apoyos acolchados garantiza una efectiva estabilización de la columna, mitigando los dolores y molestias derivados de las fracturas en las zonas torácica y lumbar, para las cuales este producto está especialmente diseñado e indicado.

### CARACTERÍSTICAS:

- Marco en aluminio ligero de alta resistencia y excelente acabado.
- Apoyos laterales mullidos con una terminación impecable.
- Apoyo esternal ovalado y articulado.
- Cierre de presión ergonómico con un sencillo y novedoso ajuste posterior.
- La almohadilla posterior se puede colocar tanto vertical como horizontalmente, facilitando su adaptación y comodidad.
- Banda pélvica articulada. Permite su angulación y bloqueo de manera muy sencilla y fiable.

### INDICACIONES:

- Espondiloartrosis y otras discopatías.
- Artrosis asociadas o no con escoliosis.
- Post-operatorios.
- Fracturas vertebrales derivadas de traumatismos, osteomalacia y osteoporosis.



### CON BANDA PÉLVICA ARTICULADA

TALLA STANDARD	REFERENCIA	CONTORNO PELVIS	LONGITUD ESTERNÓN-PUBIS
S	MJ35-S	60-75 cm	39-46 cm
M	MJ35-M	75-90 cm	42-49 cm
L	MJ35-L	90-105 cm	45-52 cm
XL	MJ35-XL	105-115 cm	49-56 cm
TALLA CORTA	REFERENCIA	CONTORNO PELVIS	LONGITUD ESTERNÓN-PUBIS
M	MJ35-MS	75-90 cm	39-43 cm
L	MJ35-LS	90-105 cm	42-49 cm
XL	MJ35-XLS	105-115 cm	45-52 cm

### CON BANDA PÉLVICA ARTICULADA Y ARTICULACIÓN SUPERIOR

TALLA STANDARD	REFERENCIA	CONTORNO PELVIS	LONGITUD ESTERNÓN-PUBIS
S	MJ45-S	60-75 cm	39-46 cm
M	MJ45-M	75-90 cm	42-49 cm
L	MJ45-L	90-105 cm	45-52 cm
XL	MJ45-XL	105-115 cm	49-56 cm



## CORSÉ CON SOPORTE PÉLVICO

■ REFERENCIA: T2780

Corsé de hiperextensión modular con soporte pélvico fabricado en aleación ultraligera y acero con cobertura plástica. Dispone de acolchado con almohadillas adicionales para la zona del pecho. Estructura de descarga en axilas de altura ajustable con dos barras de conexión axilo-iliacas.

Incorpora un corsé semirrígido acolchado con foam transpirable, tejido elástico y cuatro férulas espirales que añaden soporte.

### CARACTERÍSTICAS:


- Alternativa a otros corsés convencionales más aparatosos.
- Óptima inmovilización superoanterior.
- Doble sujeción inferior (faja+ cinturón).
- Ligero, cómodo y adaptable.
- Excelente acabado y aspecto estético.

### INDICACIONES:

- Lesiones de espalda.
- Fracturas vertebrales.
- Osteomalacia y osteoporosis.
- Espondilitis y espondilolistesis.
- Cifosis dorsal.
- Espina dorsal curvada.



TALLA	REFERENCIA	DISTANCIA ENTRE AXILAS (apoyo axilar)	CONTORNO PELVIS
S	T2780-S	30-35 cm	60-75 cm
M	T2780-M	35-40 cm	75-90 cm
L	T2780-L	38-43 cm	90-105 cm
XL	T2780-XL	Más de 43 cm	105-125 cm



Incluye barras laterales para realizar conexión axilo-iliaca para proporcionar mayor estabilización e inmovilización



# ORTESIS VERTEBRADYN OSTEO

■ REFERENCIA: 07435

Ortesis dinámica de espalda para estabilizar y proporcionar un soporte activo. En la parte posterior dispone de una estructura telescópica ergonómica, la cual se adapta a la curvatura y movimientos de la espalda. De este modo cuando el cuerpo se inclina hacia adelante, la estructura se extiende, volviendo a su longitud inicial cuando el cuerpo retorna a su posición original.

Los materiales textiles en los que está confeccionada son elásticos y flexibles garantizando una excelente comodidad.

### INDICACIONES:

- Espondilitis anquilosante (enfermedad de Bechterew).
- Post-operatorio de columna vertebral.
- Tratamiento conservador en cifosis secundaria.
- Osteoporosis.
- Laxitud muscular.
- Enfermedad de Scheuermann.
- Fracturas vertebrales estables.

### CARACTERÍSTICAS:

- Reclinación activa y estabilización de las vértebras torácicas y lumbares.
- Dispone de soporte lumbar transpirable para optimizar la estabilización.
- Estructura dinámica telescópica con efecto resorte.
- Innovador sistema de correas simplificado con una única hebilla en cada lado del cuerpo.
- Dispone de una cincha de seguridad que une la correa del hombro a los laterales para facilitar su localización en la colocación.
- El sistema de correas minimiza el esfuerzo necesario para colocar la ortesis.
- Las correas se pueden adaptar individualmente.
- La estructura dinámica posterior está diseñada para acompañar todos los movimientos del cuerpo.
- La longitud total de la ortesis se puede elegir entre 3 tamaños estándar y también se puede personalizar.
- La estructura dinámica telescópica se extiende cuando el cuerpo se reclina hacia adelante, recuperando la longitud cuando se vuelve a la posición inicial. Esto evita que la ortesis se deslice hacia arriba.
- La anchura de los agarres para el cierre de las correas del hombro facilita su colocación.



REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA ABDOMEN CIRCUNFERENCIA	ABDOMEN TALLA	COMPONENTE DORSAL LONGITUD	TALLA
07435-1	70-80 cm	XS	54-60 cm	1
07435-2	70-80 cm	XS	61-67 cm	2
07435-3	70-80 cm	XS	68-75 cm	3
07435-4	80-90 cm	S	54-60 cm	1
07435-5	80-90 cm	S	61-67 cm	2
07435-6	80-90 cm	S	68-75 cm	3
07435-7	90-100 cm	M	54-60 cm	1
07435-8	90-100 cm	M	61-67 cm	2
07435-9	90-100 cm	M	68-75 cm	3
07435-10	100-110 cm	L	54-60 cm	1
07435-11	100-110 cm	L	61-67 cm	2
07435-12	100-110 cm	L	68-75 cm	3
07435-13	110-120 cm	XL	54-60 cm	1
07435-14	110-120 cm	XL	61-67 cm	2
07435-15	110-120 cm	XL	68-75 cm	3
07435-16	120-130 cm	XXL	54-60 cm	1
07435-17	120-130 cm	XXL	61-67 cm	2
07435-18	120-130 cm	XXL	68-75 cm	3

Placa posterior telescópica que acompaña los movimientos. Facilita la realización de movimientos tales como agacharse, manteniendo la ortesis en su posición óptima.





## ESPALDILLERA GERZER

■ REFERENCIA: 40386

Corrector de columna vertebral. Se presenta en modo de cinta dotada de gran elasticidad con la cara interior de superficie vellosa.

### INDICACIONES:

- Posturas incorrectas de espalda.
- Tratamiento de diversos dolores de espalda.
- Cansancio muscular.
- Afecciones discales.

TALLA	REFERENCIA	TALLA DE ROPA
1	40386-110	32
2	40386-210	34-36
3	40386-310	38-40
4	40386-410	42-44
5	40386-510	46-48
6	40386-610	50-52



## VENDAJE DE CLAVÍCULA

■ REFERENCIA: E-140

Fabricado en foam con un suave forro en algodón. Dispone de un sistema de ajuste por velcro para ajustar y adaptar la corrección postural.

### INDICACIONES:

- Fracturas de clavícula, tanto para tratamientos conservadores como post-operatorios.
- Dislocación esternoclavicular.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO HOMBRO
XS	E-140-000	18-24 cm
S	E-140-100	25-30 cm
M	E-140-200	31-36 cm
L	E-140-300	37-42 cm
XL	E-140-400	43-48 cm
XXL	E-140-500	49-54 cm



## BANDA TORÁCICA

■ REFERENCIA: 15M

Banda torácica diseñada para proporcionar un firme soporte en los músculos del pecho y zona de las costillas.

Fabricada en robusto foam laminado, con un suave exterior de algodón que garantiza un máximo confort y transpiración.

Fácil ajuste gracias al cierre frontal de velcro.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TÓRAX
1	15M-100	65-80 cm
2	15M-200	80-95 cm
3	15M-300	95-110 cm





## FAJA SACROLUMBAR LUMBO-HIT

■ REFERENCIA: 07405

Faja sacrolumbar semirrígida de máxima adaptación lumbar gracias a la placa de carbono complementaria, la cual evita los desplazamientos laterales y horizontales, aún sin tirantes. La mínima altura en la parte anterior facilita los movimientos habituales del trabajo. Incorpora bandas de tracción imprescindibles para una correcta compresión. Diseñada en color negro con un tejido que permite una total transpiración.

### BENEFICIOS:

- Aumenta la presión intra-abdominal para aliviar la zona lumbar de la columna.
- Activación muscular y reducción del dolor en el segmento de la columna.

### INDICACIONES:

- Tratamiento conservador/ postoperatorio.
- Dolor lumbar.
- Estenosis de canal.
- Desequilibrios musculares.
- Inflamaciones de la articulación sacroiliaca.
- Síndrome facetario.
- Estabilización preventiva.



TALLA	REFERENCIA	MEDIDAS*
S	07405-110	65-75 cm
M	07405-210	75-85 cm
L	07405-310	85-95 cm
XL	07405-410	95-105 cm
XXL	07405-510	105-120 cm

ALTURA ANTERIOR: 12 cm  
ALTURA POSTERIOR: 20 cm

\*Medidas: Perímetro 2 cm por debajo de la cintura



## ORTESIS LUMBAR COMPRESSOR

■ REFERENCIA: 323

Ortesis sacrolumbar semirrígida para sostén de la columna y suspensión abdominal. Ideal para el tratamiento de patologías de la columna vertebral a nivel sacrolumbar, como procesos traumáticos o crónicos del raquis. Sistema de adaptación exclusivo mediante poleas compensadas que permite al paciente o persona auxiliar conseguir un ajuste homogéneo, cómodo, fácil y efectivo con una sola mano. Fabricada en material transpirable. Totalmente desmontable y fácilmente lavable.

### INDICACIONES:

- Distrofia muscular y ligamentosa.
- Enfermedades degenerativas y dolorosas de disco.
- Complemento post-laminectomía.
- Síndrome lumbar crónico.
- Espondilolistesis.
- Artritis vertebral.
- Estenosis espinal.
- Pacientes geriátricos.



TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
S	323-0	76-89 cm
M	323-1	89-102 cm
L	323-2	102-114 cm
XL	323-3	114-127 cm



## FAJA CRUZADO AJUSTABLE

■ REFERENCIA: 06

Faja sacrolumbar fabricada en material elástico transpirable y con ballenas de refuerzo. Cierre mediante velcro. Incorpora tirantes de tracción para un correcto ajuste y compresión. Actúa como compresora e inmovilizadora de las vértebras lumbares en casos de artrosis, lumbalgias, lumbociática y otros síndromes lumbares.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
S	06-110	75-85 cm
M	06-210	85-95 cm
L	06-310	95-105 cm
XL	06-410	105-115 cm
XXL	06-510	115-125 cm



## FAJA CRUZADO CLÁSICO

■ REFERENCIA: 08C

Faja sacrolumbar fabricada en material elástico color carne con cruzado en la zona lumbar y ballenas de refuerzo. Cierre mediante velcro. Actúa como compresora e inmovilizadora de las vértebras lumbares, en casos de artrosis, lumbalgias y otros síndromes lumbares.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
S	08C-110	75-85 cm
M	08C-210	85-95 cm
L	08C-310	95-105 cm
XL	08C-410	105-115 cm



## FAJA LUMBOSACRA

■ REFERENCIA: 06M

Faja lumbosacra fabricada con material elástico, con flejes, acolchada en algodón y bandas laterales transpirables. Cierres mediante velcro. Actúa como compresora e inmovilizadora de las vértebras lumbares en casos de artrosis, lumbalgias, lumbociática y otros procesos lumbares.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
S	06M-100	75-85 cm
M	06M-200	85-95 cm
L	06M-300	95-105 cm
XL	06M-400	105-115 cm
XXL	06M-500	115-125 cm





## FAJA DORSOSACRA

■ REFERENCIA: 07AE

Compresión y soporte dorsal alto ajustable. Fabricada en material elástico color carne. Cierre mediante velcro. Actúa como compresora e inmovilizadora de las vértebras lumbares en casos de artrosis, lumbalgias, lumbociática y otros síndromes lumbares.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
XS	07AE-010	65-75 cm
S	07AE-110	75-85 cm
M	07AE-210	85-95 cm
L	07AE-310	95-105 cm
XL	07AE-410	105-115 cm
XXL	07AE-510	115-125 cm



## BANDA ABDOMINAL

■ REFERENCIA: 11PS

Banda abdominal post-operatoria diseñada para proporcionar compresión y soporte en los músculos de abdomen.

Confeccionada en algodón muy suave que maximiza el confort en la zona lesionada.

Fácil ajuste gracias a su cierre de velcro.

Indicada para casos de debilidad, lesiones o postoperatorios que afecten a los músculos de la zona abdominal.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
S	11PS-100	75-85 cm
M	11PS-200	85-95 cm
L	11PS-300	95-105 cm
XL	11PS-400	105-115 cm



## FAJA INDUSTRIAL TIRANTES

■ REFERENCIA: 078I

Fabricada en material elástico color negro, con tirantes para facilitar su uso. Proporciona compresión e inmovilización lumbar, especialmente durante la realización de trabajos manuales.

Previene dolores dorsales.

Cierre mediante velcro.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
S	078I-190	75-85 cm
M	078I-290	85-95 cm
L	078I-390	95-105 cm
XL	078I-490	105-115 cm
XXL	078I-590	115-125 cm





## FAJA SACROLUMBAR NEOPRENO

■ REFERENCIA: T08

Faja especialmente diseñada para proporcionar soporte y compresión adicional, promoviendo una postura más saludable.

Confeccionada en Neopreno THERMOFLEX, con forro 100% algodón, ayuda a mantener el calor corporal para favorecer una recuperación más rápida así como un alivio del dolor.

Reduce el riesgo de lesiones al tiempo que alivia el dolor en la parte inferior de la columna, sin restringir movimientos.

Indicada para casos de artrosis, lumbalgias y otros síndromes lumbares.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
S	T08-150	75-85 cm
M	T08-250	85-95 cm
L	T08-350	95-105 cm
XL	T08-450	105-115 cm
XXL	T08-550	115-125 cm



## FAJA ESTÁNDAR DE NEOPRENO

■ REFERENCIA: T11

Confeccionada en Neopreno THERMOFLEX, con forro 100% algodón, ayuda a mantener el calor corporal para favorecer una recuperación más rápida así como un alivio del dolor.

Fácil ajuste y adaptación gracias a su cierre de velcro.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
S	T11-150	75-85 cm
M	T11-250	85-95 cm
L	T11-350	95-105 cm
XL	T11-450	105-115 cm
XXL	T11-550	115-125 cm



## FAJA SACROLUMBAR (26 cm)

■ REFERENCIA: AO-60

Faja sacrolumbar con altura posterior de 26 cm, fabricada en algodón flexible. Proporciona una máxima transpiración, aliviando la presión en los discos vertebrales.

### INDICACIONES:

- Lumbago agudo o crónico.
- Lesiones degenerativas de disco.
- Espondilosis o espondilolistesis.
- Procesos post-operatorios.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
S	AO-60-100	75-85 cm
M	AO-60-200	85-95 cm
L	AO-60-300	95-105 cm
XL	AO-60-400	105-115 cm
XXL	AO-60-500	115-125 cm





## FAJA SACROLUMBAR (32 cm)

■ REFERENCIA: AO-80

Faja sacrolumbar con altura posterior de 32 cm, fabricada en algodón flexible. Proporciona una máxima transpiración, aliviando la presión en los discos vertebrales.

### INDICACIONES:

- Lumbago agudo o crónico.
- Lesiones degenerativas de disco.
- Espondilosis o espondilolistesis.
- Procesos post-operatorios.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
S	AO-80-100	75-85 cm
M	AO-80-200	85-95 cm
L	AO-80-300	95-105 cm
XL	AO-80-400	105-115 cm
XXL	AO-80-500	115-125 cm



## FAJA DORSOLUMBAR

■ REFERENCIA: AO-91

Fabricada en algodón transpirable y flexible.

Muy fácil de poner. Los cierres de velcro permiten ajustar en función de la altura. Dispone almohadillas en las correas de la axila para maximizar el confort.

### INDICACIONES:

- Traumatismos de columna vertebral.
- Osteoporosis.
- Cifosis moderada.
- Soporte pre y post-operatorio.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
S	AO-91-100	75-85 cm
M	AO-91-200	85-95 cm
L	AO-91-300	95-105 cm
XL	AO-91-400	105-115 cm
XXL	AO-91-500	115-125 cm



## FAJA SACROLUMBAR REFORZADA

■ REFERENCIA: AO-70

Soporte sacrolumbar en dos piezas con cuatro flejes de acero interiores.

Exterior anatómico con apoyo adicional de poliuretano que da soporte en la zona lumbar.

### INDICACIONES:

- Lumbago y lesiones discales degenerativas.
- Espondilolisis y espondilolistesis.
- Dolor agudo y/o dolor crónico lumbar.
- Estabilización pre y post-quirúrgica.
- Patologías vertebrales degenerativas en área lumbar.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
S	AO-70-100	75-85 cm
M	AO-70-200	85-95 cm
L	AO-70-300	95-105 cm
XL	AO-70-400	105-115 cm
XXL	AO-70-500	115-125 cm



## VERTEBRADYN LIGHT

■ REFERENCIA: 07155

Soporte lumbar que proporciona una estabilización y compresión ajustable, diseñada para mitigar dolores y estabilizar la columna.

### CARACTERÍSTICAS:

- Ballenas de acero anatómicamente pre-conformadas.
- Cierre con bandas para las manos para una fácil colocación.
- Dos cintas envolventes para un fácil ajuste.
- Material elástico y transpirable.

### INDICACIONES:

- Dolor lumbar.
- Inestabilidad lumbar.
- Hernia discal.
- Estabilización preventiva.

ALTURA ANTERIOR: 15,5 cm

ALTURA POSTERIOR: 27 cm

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
XS	07155-010	70-80 cm
S	07155-110	80-90 cm
M	07155-210	90-100 cm
L	07155-310	100-110 cm
XL	07155-410	110-120 cm
XXL	07155-510	120-130 cm



## VERTEBRADYN SENSO

■ REFERENCIA: 07145

Soporte lumbar diseñado para reducir la lordosis lumbar y evitar la sobrecarga muscular. Contribuye a mejorar la postura y la coordinación.

Limita los movimientos y favorece el enderezamiento de la columna.

### CARACTERÍSTICAS:

- Pad posterior de silicona con relieve propioceptivo.
- Tejido elástico libre de látex para una compresión funcional.
- Cierre con bandas para las manos para una fácil colocación.
- Cierres de micro-velcro.

### INDICACIONES:

- Dolor lumbar.
- Desequilibrios musculares.
- Síndrome de irritación radicular.
- Estenosis vertebral.
- Estabilización preventiva.

ALTURA ANTERIOR: 15,5 cm

ALTURA POSTERIOR: 23 cm

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
XS	07145-010	70-80 cm
S	07145-110	80-90 cm
M	07145-210	90-100 cm
L	07145-310	100-110 cm
XL	07145-410	110-120 cm
XXL	07145-510	120-130 cm





## VERTEBRADYN STABIL

■ REFERENCIA: 07410

Soporte lumbar diseñado para limitar movimientos, favorecer una mejora postural y de la coordinación.

Óptima estabilización de la columna que contribuye a reducir el dolor.

### CARACTERÍSTICAS:

- Ballenas lumbar de acero anatómicamente pre-conformadas.
- Tejido elástico libre de látex para una compresión funcional.
- Cierre con bandas para las manos para una fácil colocación.
- Cierres de micro-velcro.

### INDICACIONES:

- Ciática.
- Dolor lumbar.
- Osteocondrosis.
- Espondilosis y espondilolistesis.
- Hernia discal.
- Inestabilidad lumbar.
- Estabilización preventiva.

### TALLA REFERENCIA CONTORNO CINTURA

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
XS	07410-010	70-80 cm
S	07410-110	80-90 cm
M	07410-210	90-100 cm
L	07410-310	100-110 cm
XL	07410-410	110-120 cm
XXL	07410-510	120-130 cm

ALTURA ANTERIOR: 15,5 cm  
ALTURA POSTERIOR: 27 cm



## VERTEBRADYN STRONG

■ REFERENCIA: 07425

Soporte lumbar diseñado para reducir la lordosis lumbar y evitar la sobrecarga muscular. Contribuye a mejorar la postura y la coordinación.

Limita los movimientos y favorece el enderezamiento de la columna.

### CARACTERÍSTICAS:

- Pad posterior de silicona con relieve propioceptivo.
- Tejido elástico libre de látex para una compresión funcional.
- Cierre con bandas para las manos para una fácil colocación.
- Cierres de micro-velcro.

### INDICACIONES:

- Dolor lumbar.
- Desequilibrios musculares.
- Síndrome de irritación radicular.
- Estenosis vertebral.
- Estabilización preventiva.

### TALLA REFERENCIA CONTORNO CINTURA

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
XS	07425-010	70-80 cm
S	07425-110	80-90 cm
M	07425-210	90-100 cm
L	07425-310	100-110 cm
XL	07425-410	110-120 cm
XXL	07425-510	120-130 cm
XXXL	07425-610	Más de 130 cm

ALTURA ANTERIOR: 15,5 cm  
ALTURA POSTERIOR:

- Tallas XS y S: 30 cm.
- Tallas M a XXXL: 32 cm





## VERTEBRADYN X-STRONG

■ REFERENCIA: 07426

Ortesis lumbosacra diseñada para proporcionar un alivio de la zona lumbar de la columna en base a la corrección de la lordosis.

El diseño del corsé favorece una movilización funcional en base a su transformación en una ortesis de soporte lumbar.

### CARACTERÍSTICAS:

- Placa posterior anatómica y soporte abdominal.
- Totalmente ajustable.
- Fácil y rápida colocación.
- Tejido interior suave y transpirable.
- Tejido 3D-punto plano totalmente libre de látex para una compresión funcional.
- Cuatro ballenas de acero de estabilización lumbar.
- Correas con hebillas para tensado.
- Cierres de micro-velcro.

### INDICACIONES:

- Ciática severa.
- Dolor lumbar agudo (radicular y pseudoradicular).
- Espondilosis.
- Deformidad lumbar severa con hipermovilidad articular (Síndrome facetario/artrosis).
- Operaciones de columna con gran prolapso.
- Inestabilidad lumbar.
- Estenosis de la columna.
- Fracturas de columna.

### ALTURA ANTERIOR:

- Tallas XS y S: 18 cm.
- Tallas M a XXXL: 21 cm

ALTURA POSTERIOR: 36 cm

### TALLA REFERENCIA CONTORNO CINTURA

XS	07426-010	70-80 cm
S	07426-110	80-90 cm
M	07426-210	90-100 cm
L	07426-310	100-110 cm
XL	07426-410	110-120 cm
XXL	07426-510	120-130 cm



Soporte abdominal



Placa posterior anatómica





**Extremidades Superiores**



## ORTESIS NEUROLUX II

■ REFERENCIA: 07261

El uso del Neurolux II previene los dolores de hombro causados por la subluxación. La ortesis mantiene la alineación de la cabeza del húmero en la cavidad de la articulación mejorando el dominio de los músculos. Reduce el peso del brazo soportado por el hombro, incrementando la movilidad, así como la predisposición a desarrollar actividades con el brazo.

### NUEVAS MEJORAS:

- Más fácil de colocar, incluso para de pacientes con movilidad reducida.
- Banda pectoral más estrecha liberando totalmente la zona del cuello.
- Apertura en zona de cabeza de húmero.
- Bandas de silicona con relieve para prevenir deslizamientos.

### CARACTERÍSTICAS:

- Dos correas de elevación: articulación cruzada y dinámica para dosificar la fuerza de recuperación con efecto de rotación externa en la articulación del hombro.
- Componente de hombro con excelente ajuste.
- Correa para el pecho de fácil manejo en apertura y cierre.
- Cierre antideslizante con una sola mano.
- Material suave y transpirable.

### BENEFICIOS:

- Estabilización y recentrado.
- Reducción parcial del peso del brazo que soporta el hombro.
- Libre movilidad.
- Protección contra excesivo estiramiento.

### INDICACIONES:

Flacidez y limitación de movimientos en los músculos de hombro y brazo después de:

- Hemiplejía.
- Lesiones de plexo.
- Traumatismos cráneo-encefálicos.
- Traumatismos cervicales.
- Lesiones en nervios periféricos.



Sin Neurolux II



Con Neurolux II



TALLA	REFERENCIA		MAYOR CIRCUNFERENCIA ANTEBRAZO	CIRCUNFERENCIA PECHO
	IZQUIERDA	DERECHA		
1	07261-11I	07261-11D	Hasta 25 cm	75-90 cm
2	07261-21I	07261-21D	Hasta 25 cm	90-105 cm
3	07261-31I*	07261-31D*	Hasta 25 cm	105-125 cm
4	07261-41I*	07261-41D*	25-29 cm	75-90 cm
5	07261-51I	07261-51D	25-29 cm	90-105 cm
6	07261-61I	07261-61D	25-29 cm	105-125 cm
7	07261-71I*	07261-71D*	29-35 cm	75-90 cm
8	07261-81I*	07261-81D*	29-35 cm	90-105 cm
9	07261-91I	07261-91D	29-35 cm	105-125 cm

\* Tallas bajo pedido a proveedor. Consultar plazos de entrega.





## FÉRULA DE AVIÓN

■ REFERENCIA: 115

Sistema de hombro extremadamente ligero fabricado con un plástico especial y aleación ligera. Especialmente efectivo para fracturas de húmero y procesos post-operatorios del hombro o del brazo, que requieran de un control de la posición del hombro y del grado de flexión del codo.

Se puede adaptar a lados izquierdo y derecho.



TALLA	REFERENCIA	DISTANCIA DE AXILA A EPICÓNDILO MEDIAL	DISTANCIA DE AXILA A CADERA
S*	1150	15-22 cm	19-28 cm
M/L	1153	22-33 cm	28-41 cm

\* Tallas S se suministra bajo pedido a proveedor.



## ORTESIS ABDUCCIÓN DE HOMBRO

■ REFERENCIA: 07255

Soporte para inmovilización y posicionamiento de brazo superior y antebrazo.

### CARACTERÍSTICAS:

- Estabilización y posicionamiento funcional del hombro.
- Aproximadamente 30° de abducción.
- Posición de rotación interna de 45°.
- Tratamiento de la luxación de hombro posterior y anterior, con la cuña externa de rotación.
- Fijación de antebrazo y brazo superior con correas de velcro.
- Soporte blando y fijación de la articulación de hombro.
- Sistema de correas fácilmente ajustable.

### INDICACIONES:

- Tratamiento conservador/ post-operatorio.
- Reconstrucción del manguito rotador.
- Fractura de húmero proximal.
- Implante de prótesis de hombro.
- Capsulotomía en capsulitis adhesiva.
- Luxación de hombro.
- Condiciones inflamatorias de hombro.

LADO	REFERENCIA
Derecho	07255-02D
Izquierdo	07255-02I





## OMO-HIT

■ REFERENCIA: 07262

Ortesis de inmovilización de hombro y brazo para un tratamiento funcional temprano.

### CARACTERÍSTICAS:

- Estabilización y posicionamiento funcional del hombro.
- Inmovilización/ alivio de hombro con el cabestrillo de brazo.
- Con pad de silicona con relieve.
- Pad de frío/calor para reducción de edemas.
- Fácil y rápido de colocar.
- Cabestrillo desmontable.
- Mantiene libre la zona de la axila para la higiene corporal y confort de uso.

### INDICACIONES:

- Tratamiento conservador/ post-operatorio.
- Luxación/ subluxación de hombro.
- Esguinces y contusiones.
- Fracturas de brazo superior.
- Fracturas de omoplato.
- Lesiones de manguito rotador.
- Bursitis subacromial.



TALLA	REFERENCIA		CONTORNO TÓRAX
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	07262-11I	07262-11D	80-92 cm
M	07262-21I	07262-21D	92-102 cm
L	07262-31I	07262-31D	102-115 cm
XL	07262-41I	07262-41D	115-125 cm



## ORTESIS OMO-LUX

■ REFERENCIA: 07245

Ortesis funcional para luxación de hombro, fabricada en termoplástico con forro en tejido especial antialérgico. Incluye articulación Tamarack.

### BENEFICIOS:

- Estabilización y posicionamiento funcional de la articulación del hombro.
- Movimiento fisiológico de la articulación (puede ser restringido con la correa).
- Impide la capsulitis adhesiva secundaria.
- Diseño con dos componentes plásticos unidos por una articulación de torsión.
- Material muy ligero termoconformable.
- Fijación segura a través de la conexión de las correas.
- Correa para axila.

### INDICACIONES:

- Tratamiento conservador/ post-operatorio.
- Luxación recidivante del hombro.
- Lesiones de la articulación acromioclavicular de primer o segundo grado.
- Estado de irritación a consecuencia de la artrosis.
- Tratamiento post-operatorio en caso de rotura de ligamentos de tercer grado.
- Tratamiento post-operatorio después de la resección del extremo distal de la clavícula.
- Condiciones inflamatorias asociadas a la artrosis.



LADO	REFERENCIA
Derecho	07245-01D
Izquierdo	07245-01I



## ORTESIS LIGERA DE HÚMERO

■ REFERENCIA: 123

Ortesis especialmente diseñada para fracturas de la diáfisis del húmero. El diseño del foam comprimido moldeado proporciona flexibilidad en los bordes con un núcleo estructural rígido.

Mucho más ligero que las ortesis termoplásticas tradicionales. Los materiales empleados y la agradable compresión garantizan un ajuste mucho más íntimo, para un óptimo confort del paciente.

### CARACTERÍSTICAS:

- Foam comprimido moldeado para un soporte con un contacto total.
- El límite del hombro limita el desplazamiento distal al tiempo que permite una plena movilidad del hombro.
- Diseño con lengüeta moldeada en el componente medial, para facilitar el ajuste y la compresión.
- Muy confortable para garantizar la aceptación del paciente.
- No guarda lado pudiendo usarse en brazo izquierdo o derecho.



TALLA	REFERENCIA	CONTORNO HÚMERO		LONGITUD ORTESIS
		DISTAL	PROXIMAL	
S	1230	18-23 cm	23-28 cm	30 cm
M	1231	23-28 cm	28-33 cm	33 cm
L	1232	28-33 cm	33-38 cm	33 cm
XL	1233	33-38 cm	38-43 cm	35 cm



## ORTESIS DE HÚMERO

■ REFERENCIA: 109

Ortesis de húmero en polietileno muy ligera y confortable. Se puede ajustar fácilmente para permitir la movilidad del hombro.

El acolchado en foam y los manguitos de confort promocionan una máxima comodidad e higiene.

El diseño incorpora una correa que pasa por debajo del brazo contrario.

Incluye dos manguitos de confort.

No guarda lado pudiendo usarse en brazo izquierdo o derecho.



TALLA	REFERENCIA	CONTORNO HÚMERO		LONGITUD ORTESIS
		DISTAL	PROXIMAL	
S	1090	18-23 cm	23-28 cm	30 cm
M	1091	23-28 cm	28-33 cm	33 cm
L	1092	28-33 cm	33-38 cm	35 cm
XL	1093	33-38 cm	38-43 cm	36 cm



## ORTESIS DE BRAZO PRIME ELBOW

■ REFERENCIA: 113

Ortesis modular prefabricada de brazo diseñada para casos de indicaciones post-quirúrgicas y lesiones, donde se requiera una limitación del rango de movimiento y rotación.


El componente del brazo superior ofrece un cómodo ajuste. El componente inferior abarca la zona de la muñeca y de la mano para un control de la rotación. (También disponible opción con muñeca y mano libres).

Incorpora perforaciones para una óptima ventilación.

Las correas de velcro facilitan la colocación y retirada de la ortesis para inspeccionar el miembro afectado, vestirse o intercambiar el tubular.

Articulación lateral en aluminio anodizado que permite ajustar en incrementos de 30 grados.

Articulación medial que ofrece un mayor control que otras ortesis de brazo convencionales.



TALLA	REFERENCIA		CONTORNO DE HÚMERO		CONTORNO ANTEBRAZO	ANCHO DE PALMA
	IZQUIERDA	DERECHA	DISTAL	PROXIMAL		
S	1130	1135	18-23 cm	23-28 cm	18-23 cm	6-8 cm
M	1131	1136	23-28 cm	28-33 cm	23-28 cm	8-9 cm
L	1132	1137	28-33 cm	33-38 cm	18-32 cm	9-10 cm



## ORTESIS ARTICULADA DE BRAZO

■ REFERENCIA: 111

Ortesis articulada de brazo diseñada para proporcionar una efectiva limitación de la flexión y de la extensión, que se puedan requerir después de artroplastias, post-operatorios, lesiones y cualquier indicación que precise una limitación de movimientos.

Confeccionado en polietileno muy ligero. Dispone de perforaciones y forro interno de foam de célula cerrada.


Incluye manguitos de confort.

### CARACTERÍSTICAS:

- No guarda lado pues no se prolonga hasta la mano ni el hombro.
- Articulación plástica ajustable en incrementos de 30°.
- Correas de velcro para facilitar su ajuste.



TALLA	REFERENCIA	CONTORNO HÚMERO	CONTORNO ANTEBRAZO
S	1110	20-25 cm	18-23 cm
M	1111	25-30 cm	23-28 cm
L	1112	30-36 cm	28-33 cm
XL	1113	36-40 cm	33-38 cm





## OMO-HIT ABDUCTION

■ REFERENCIA: 07294

Ortesis de abducción de brazo.

### CARACTERÍSTICAS:

- Óptima correa de sujeción de fácil manejo.
- Correa de hombro de liberación rápida, diseñado para uso con una sola mano.
- Graduación sencilla de la longitud del sistema de correas.
- Cabestrillo confeccionado en material transpirable, muy cómodo y confortable.
- Se puede ajustar para su uso en lado izquierdo o derecho.

### BENEFICIOS:

- Proporciona posicionamiento con ángulo de abducción de 30°.
- Estructura anatómica para óptima inmovilización del brazo.
- Acolchado anatómico en cuello y hombro.
- Correa de pulgar para maximizar la estabilidad.
- Pelota de mano para posicionamiento y entrenamiento.

### INDICACIONES:

- Bursitis subacromial del hombro.
- Movilización después de rigidez en articulación de hombro.
- Tratamiento conservador de lesiones de hombro y brazo.
- Cualquier condición que requiera la fijación del brazo en abducción.

TALLA	REFERENCIA	LONGITUD ANTEBRAZO
S	07294-11	21-27 cm
M	07294-21	27-33 cm
L	07294-31	33-38 cm
XL	07294-41	38-24 cm



## CABESTRILLOS DE BRAZO

■ REFERENCIA: CE

### INDICACIONES:

- Descarga de hombros y clavícula.
- Procesos inflamatorios que requieran inmovilización.
- Fracturas de clavícula y húmero.
- Sujeción de brazos escayolados.
- Esguinces y luxaciones de miembro superior.

### ■ CABESTRILLO DE BANDA:

TALLA	REFERENCIA
Única	CE-000



TALLA UNIVERSAL



CABESTRILLO DE BANDA CE-000

### ■ CABESTRILLO AMOHADILLADO:

TALLA	REFERENCIA
Única	CE-200



TALLA UNIVERSAL



CABESTRILLO AMOHADILLADO CE-200



## ORTESIS ARTICULADA DE BRAZO

■ REFERENCIA: GO290-1

Ortesis articulada universal graduable que controla la flexión/ extensión del codo. Adicionalmente, si se emplea el soporte de mano opcional, también estabiliza la muñeca controlando la pronación y supinación.

Gracias a la novedosa tecnología patentada de doble articulación R.O.M y a las barras telescópicas, una sola ortesis se adapta a todos los tamaños de brazo y es válida para ambos lados.

### CARACTERÍSTICAS:

- Articulación ambidiestra con ajuste de flexión extensión cada 10° con rango de 120°.
- Manguitos de aluminio maleables que posibilitan el ajuste para personalizar la doble articulación R.O.M en función de la anatomía.
- Opción de bloqueo de articulación para más inmovilización.
- Barras telescópicas de aleación con longitud ajustable resistentes a la corrosión.
- Suave acolchado con tejido transpirable.
- Incluye correa de soporte de hombro (cabestrillo).
- Soporte telescópico opcional de mano con control ajustable de la pronación y supinación . Disponible en talla única ambidiestra.

### INDICACIONES:

- Control de la flexión/ extensión de codo tras cirugías o traumatismos.
- Control de la pronación/supinación con el soporte opcional de mano (suministrado por separado).

TALLA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
Única	Ortesis articulada de brazo	GO290-1
Única	Extensión de mano ambidiestra	GO290-D/I



TALLA UNIVERSAL



## VENDAJE ACROMIOCLAVICULAR

■ REFERENCIA: E-143

Novedoso sistema de inmovilización de hombro con soporte de brazo semi-rígido.

### CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado en tejido microperforado y transpirable.
- Componentes de hombreras y axilas en suave tejido de rizo para un máximo confort.
- La almohadilla del hombro facilita una equilibrada distribución de la carga.
- Sistema de hebilla rotatorio para facilitar la colocación.

### INDICACIONES:

- Luxaciones y subluxaciones acromioclaviculares.

TALLA	REFERENCIA		LONGITUD ANTEBRAZO
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	E-143-100I	E-143-100D	30-35 cm
M	E-143-200I	E-143-200D	35-40 cm
L	E-143-300I	E-143-300D	40-45 cm





## INMOVILIZADOR DE HOMBRO

■ REFERENCIA: T78

Soporte de hombro confeccionado en Neopreno Thermal con forro 100% algodón. Ayuda a mantener el calor corporal para promover una recuperación más rápida, así como un alivio del dolor.

### INDICACIONES:

- Inestabilidad de hombro.
- Síndrome del manguito rotador.
- Tendinitis bicipital.
- Lesiones de articulación acromioclavicular.
- Osteoartritis.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TÓRAX
S	T78-150	60-70 cm
M	T78-250	70-80 cm
L	T78-350	80-90 cm
XL	T78-450	90-100 cm



## CODERA EPICONDILITIS NEOPRENO

■ REFERENCIA: T91

Codera epicondilitis confeccionada en Neopreno Thermal con forro 100% algodón. Ayuda a mantener el calor corporal para promover una recuperación más rápida, así como un alivio del dolor.

Incorpora cinta para proporcionar una compresión adicional por debajo del codo.

Diseño anatómico concebido para usar en prácticas deportivas.

Indicada para problemas tales como epicondilitis, osteoartritis, tendinopatías, esguinces, inflamaciones y post-operatorios.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CODO
XS	T91-050	21-23 cm
S	T91-150	23-25 cm
M	T91-250	25-28 cm
L	T91-350	28-30 cm
XL	T91-450	30-32 cm
XXL	T91-550	32-34 cm



## CODERA CLÁSICA NEOPRENO

■ REFERENCIA: T95

Codera confeccionada en Neopreno Thermal con forro 100% algodón. Ayuda a mantener el calor corporal para promover una recuperación más rápida.

Diseño anatómico concebido para usar en prácticas deportivas.

Proporciona una compresión uniforme alrededor del codo.

Indicada pos-operatorios de codo, esguinces, torceduras e inflamaciones de carácter crónico.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CODO
S	T95-150	23-25 cm
M	T95-250	25-28 cm
L	T95-350	28-30 cm
XL	T95-450	30-32 cm
XXL	T95-550	32-34 cm





## CODERA DE HIPEREXTENSION

■ REFERENCIA: T98

Codera fabricada en neopreno, que impide la hiperextensión de la articulación del codo, estabiliza la articulación y permite el control de la rotación.

### INDICACIONES:

- Epicondilitis (Codo de tenista)
- Osteoartritis / artritis.
- Tendinopatías.
- Artroscopias de codo.
- Esguinces de codo.
- Hinchazón y edema crónicos.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO DE CODO
S	T98-150	23-25 cm
M	T98-250	25-28 cm
L	T98-350	28-30 cm
XL	T98-450	30-32 cm



## CODERA EPICONDILITIS

■ REFERENCIA: 95PLUS

Codera elástica con cinta adicional de velcro, en color blanco. La cinta adicional de velcro aplica presión directamente por debajo de la articulación del codo para el tratamiento de problemas tales como codo de tenista.

### INDICACIONES:

- Epicondilitis
- Ayuda a reducir la hinchazón y dolor después de traumatismos.
- Lesiones de codo.
- Esguinces.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CODO
S	95PLUS-100	23-25 cm
M	95PLUS-200	25-28 cm
L	95PLUS-300	28-30 cm
XL	95PLUS-400	30-32 cm



## CODERA ELÁSTICA

■ REFERENCIA: 95

Codera elástica muy ligera en color blanco.

### INDICACIONES:

- Ayuda a reducir la hinchazón y dolor después de traumatismos.
- Lesiones de codo.
- Esguinces.
- Traumatismos.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CODO
S	95-100	23-25 cm
M	95-200	25-28 cm
L	95-300	28-30 cm
XL	95-400	30-32 cm





**EPIDYN**

■ REFERENCIA: 07237

Ortesis elástica de codo ambidiestra, con bandas lateral y medial de silicona, que permite una compresión y fricción óptimas. Fabricada con el nuevo tejido de punto plano de malla totalmente libre de látex que garantiza una óptima adaptación, una compresión funcional y una acción propioceptiva, eliminando totalmente las arrugas que otros productos generan al adaptarse al cuerpo humano.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Acelera la reabsorción de derrames y edemas.
- Efecto masaje.
- Alivio del dolor.
- Óptima compresión para estabilización y alivio del codo.
- Óptimo ajuste gracias a la técnica aplicada en la confección del tejido.

**INDICACIONES:**

- Artrosis de la articulación del codo.
- Post-operatorios de codo.
- Laxitud en ligamentos del codo.
- Esguinces de codo.
- Estados inflamatorios posteriores a cirugías o fracturas.
- Reumatismo de codo.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CODO
S	07237-10	24-26 cm
M	07237-20	26-28 cm
L	07237-30	28-30 cm
XL	07237-40	30-32 cm
XXL	07237-50	32-34 cm



**NUEVO**



**EPIDYN® SUPREME**

■ REFERENCIA: 07337

Evolución de la ortesis EPIDYN® para adaptarla a las necesidades del deporte.

Mismas características que EPIDYN® 07237.

**CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:**

- Bordes mas finos que alivian la presión en los extremos para maximizar el confort durante su uso.
- Zona especial de confort para un mejor ajuste sin arrugas.
- Pad de silicona "Air Matrix", con diseño perforado, transpirable, anatómicamente preconformado y con relieve para estimulación y efecto masaje.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CODO
S	07337-10	24-26 cm
M	07337-20	26-28 cm
L	07337-30	28-30 cm
XL	07337-40	30-32 cm



## EPI-HIT

■ REFERENCIA: 07505

Kit epicondilitis indicado para todo tipo de síntomas del epicóndilo, compuesto por una grapa en Composite con pad con relieve, y una muñequera elástica.

### EFFECTOS:

- Alivio del músculo afectado en la inserción del tendón gracias a aplicar una óptima presión.
- Efecto masaje para activar el metabolismo intramuscular.
- Estabilización de la muñeca.
- Ajuste anatómico.
- Las correas pueden ser ajustadas.
- Pad interior con relieve, para soporte medial y lateral.
- Correas ajustables.

### INDICACIONES:

- Epicondilitis radial / codo de tenista agudo o crónico.
- Postoperatorios de codo.



Incluye bolsa de efecto frío-calor

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO DE ANTEBRAZO
1	07505-190	21-24 cm
2	07505-290	24-36 cm



## CUBIDYN

■ REFERENCIA: 07236

Grapa epicondilitis indicada para el tratamiento post-operatorio y para epicondilopatías.

Talla Única (circunferencia máxima de 37 cm).

Se puede adaptar al lado izquierdo y derecho.

### BENEFICIOS:

- Efecto propioceptivo por la presión de la correa de soporte con reducción reflexiva de la hiperextensión muscular.
- Alivio del dolor y efecto masaje.
- Pad de sílicona con relieve.
- Control de la presión.

### INDICACIONES:

- Epicondilitis radial / codo de tenista agudo o crónico.
- Postoperatorios de codo.

TALLA	REFERENCIA	TALLA UNIVERSAL
Única	07236	





## BRAZALETE EPICONDILITIS

■ REFERENCIA: 91-100

Brazalete indicado para problemas del epicóndilo. Su acción de compresión actúa sobre el mecanismo del antebrazo, descomprimiendo y aliviando la musculatura del epicóndilo lateral.

### EFFECTOS:

- Gracias a la presión directa que se aplica por debajo de la articulación del codo, se consigue un alivio del dolor.
- La compresión focalizada en los tendones del antebrazo ayuda a reducir el estrés en la articulación del codo, lo cual contribuye a reducir la tensión y la fatiga de los músculos.
- El sistema de cierre permite ajustar la presión en los músculos extensores.

### INDICACIONES:

- Epicondilitis lateral (codo de tenista).
- Epicondilitis medial (codo de golfista).

TALLA

REFERENCIA



TALLA UNIVERSAL

Única

91-100



## CINTA EPICONDILITIS NEOPRENO

■ REFERENCIA: T90

Cinta epicondilitis corta fabricada en neopreno Thermal con forro 100% algodón y sistema de cierre ajustable.

### EFFECTOS:

- Alivio del dolor gracias a la presión directa que se aplica por debajo de la articulación del codo.
- La compresión ayuda a reducir el estrés en la articulación del codo.
- El sistema de cierre permite ajustar la presión en los músculos extensores.

### INDICACIONES:

- Epicondilitis lateral (codo de tenista).
- Epicondilitis medial (codo de golfista).

TALLA

REFERENCIA

CONTORNO CODO

S	T90-150	23-25 cm
M	T90-250	25-28 cm
L	T90-350	28-30 cm
XL	T90-450	30-32 cm



## GRAPA EPICONDILITIS NEOPRENO

■ REFERENCIA: T90-050

Grapa epicondilitis en talla única, fabricada en neopreno Thermal con forro 100% algodón y sistema de cierre ajustable.

### EFFECTOS:

- Talla única, permite ajustar a distintos contornos y tamaños de brazo.
- El sistema de cierre permite ajustar la presión en los músculos extensores.
- Gracias a la presión directa que se aplica por debajo de la articulación del codo, se consigue un alivio del dolor.
- La compresión focalizada en los tendones del antebrazo ayuda a reducir el estrés en la articulación del codo.
- El sistema de cierre permite ajustar la presión en los músculos extensores.

### INDICACIONES:

- Epicondilitis lateral (codo de tenista).
- Epicondilitis medial (codo de golfista).

TALLA

REFERENCIA



TALLA UNIVERSAL

Única

T90-050





## ORTESIS PALMAR

■ REFERENCIA: 07124

Ortesis palmar fabricada con un material termomoldeable que permite adaptarla a cada paciente, proporcionando así una mayor efectividad y, a su vez, un uso más confortable.

### CARACTERÍSTICAS:

- Posicionamiento volar seguro y estabilización de la mano.
- Extremadamente ligera.
- Acolchado interior desmontable para garantizar higiene.

### INDICACIONES:

- Artritis de muñeca y región del carpo.
- Síndrome del túnel carpiano.
- Después de inmovilización con escayola.
- Lunatomalacia.
- Pseudoartrosis navicular.
- Parálisis del nervio radial (mano caída).
- Postoperatorios de muñeca y mano.
- Esguinces y torceduras severas.
- Artropatías de muñeca y mano.
- Inflamación de vainas de los tendones.
- Artrosis de muñeca.



TALLA	REFERENCIA		DIÁMETRO PALMA
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	07214-10I	07214-10D	7-9 cm
M	07214-20I	07214-20D	9-10 cm
L	07214-30I	07214-30D	10-11,5 cm



## ORTESIS DORSAL

■ REFERENCIA: 07213

Ortesis dorsal fabricada en material termomoldeable para una máxima adaptación al paciente. Proporciona soporte en la parte posterior de la mano, así como una total efectividad y confort.

### CARACTERÍSTICAS:

- Posicionamiento dorsal de la mano.
- La palma de la mano queda libre manteniendo su función de agarre.
- Extremadamente ligera.
- Acolchado interior desmontable.
- Ajuste con sistema de correas de velcro.

### INDICACIONES:

- Artritis de muñeca y región del carpo.
- Después de inmovilización con escayola.
- Pseudoartrosis navicular.
- Parálisis del nervio radial (mano caída).
- Postoperatorios de muñeca y mano.
- Esguinces y torceduras severas.
- Artropatías de muñeca y mano.
- Inflamación en vainas de los tendones.
- Artrosis de muñeca.



TALLA	REFERENCIA		DIÁMETRO PALMA
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	07213-10I	07213-10D	7-9 cm
M	07213-20I	07213-20D	9-10 cm
L	07213-30I	07213-30D	10-11,5 cm



## MANU-CAST® ORGANIC FX

■ REFERENCIA: 07459

NUEVO



Férula de muñeca con soporte palmar y dorsal. La estructura orgánica y el tejido 3D del acolchado garantizan una total transpirabilidad.

### BENEFICIOS:

- Placa dorsal para una inmovilización efectiva de la muñeca.
- La placa dorsal se puede retirar a lo largo del tratamiento.
- Posición fisiológica y terapéutica de mano y antebrazo.
- Permite una total movilidad de dedos y pulgar.
- Confeccionada a partir de materiales reciclados.
- Óptimo ajuste y alta adaptabilidad.
- Cómodo sistema de "click" para colocar el acolchado, que facilita su lavado.

### INDICACIONES:

- Toda indicación que requiera de inmovilización de muñeca en al menos dos direcciones, con libre movilidad de los dedos y del pulgar.
- Lesiones de mano, muñeca y región metacarpiana.
- Inmovilización de muñeca con libre movilidad de pulgar y dedos.
- Post-operatorios de mano y muñeca.
- Traumatismos, fracturas distales estables de radio.
- Lesiones de muñeca, osteoartritis de muñeca, parálisis de nervio radial, lunatomalacia, pseudoartrosis navicular.



TALLA	LADO		CIRCUNFERENCIA MUÑECA
	IZQUIERDO	DERECHO	
1	07459-11I	07459-11D	13-18 cm
2	07459-21I	07459-21D	18-21 cm



## MANU-CAST® ORGANIC FX P

■ REFERENCIA: 07559

NUEVO



Férula con soporte palmar y dorsal, para inmovilización de la muñeca y del pulgar con libre movilidad de los dedos. La estructura orgánica y el tejido 3D del acolchado garantizan una total transpirabilidad.

### BENEFICIOS:

- Placa dorsal para una inmovilización efectiva de la muñeca.
- La placa dorsal se puede retirar a lo largo del tratamiento.
- Posición fisiológica y terapéutica de mano y antebrazo.
- Máxima ligereza.
- Confeccionada a partir de materiales reciclados.
- Óptimo ajuste y alta adaptabilidad.
- Cómodo sistema de "click" para colocar el acolchado, que facilita su lavado.

### INDICACIONES:

- Toda indicación que requiera de inmovilización del pulgar y de la muñeca en al menos dos direcciones, con libre movilidad de los dedos.
- Lesiones de mano, muñeca y región metacarpiana.
- Inmovilización de muñeca y de pulgar con libre movilidad de los dedos.
- Post-operatorios de mano, muñeca y pulgar.
- Traumatismos, fracturas distales estables de radio.
- Lesiones de muñeca, osteoartritis de muñeca, parálisis de nervio radial, lunatomalacia, pseudoartrosis navicular.



TALLA	LADO		CIRCUNFERENCIA MUÑECA
	IZQUIERDO	DERECHO	
1	07559-11I	07559-11D	13-18 cm
2	07559-21I	07559-21D	18-21 cm

## MANU-CAST® ORGANIC

■ REFERENCIA: 07059

Férula para inmovilización de la muñeca con libre movilidad de dedos y pulgar. La estructura orgánica y el tejido 3D del acolchado garantizan una total transpirabilidad.

### BENEFICIOS:

- Posicionamiento de la mano y antebrazo en una posición fisiológica y terapéutica.
- Soporte e inmovilización de la articulación de la muñeca.
- Máxima ligereza.
- Confeccionada a partir de materiales reciclados.
- Óptimo ajuste y alta adaptabilidad.
- Cómodo sistema de "click" para colocar el acolchado, que facilita su lavado o intercambio.

### INDICACIONES:

- Tratamiento conservador/ postoperatorio.
- Lesiones de mano, muñeca y zona metacarpiana.
- Inmovilización de muñeca con libre movilidad de dedos y pulgar.
- Toda indicación que requiera de inmovilización de muñeca en al menos dos direcciones, con libre movilidad de los dedos y del pulgar (Síndrome del Túnel Carpiano, condiciones inflamatorias, problemas degenerativos y condiciones reumatológicas).

TALLA	LADO		CIRCUNFERENCIA MUÑECA
	IZQUIERDO	DERECHO	
1	07059-11I	07059-11D	13-18 cm
2	07059-21I	07059-21D	18-21 cm



NUEVO



## MANU-CAST® ORGANIC P

■ REFERENCIA: 07159

Férula para inmovilización de la muñeca, con soporte de pulgar y libre movilidad de los dedos. La estructura orgánica y el tejido 3D del acolchado garantizan una total transpirabilidad.

### BENEFICIOS:

- Posicionamiento de la mano y antebrazo en una posición fisiológica y terapéutica.
- Soporte e inmovilización de la articulación de la muñeca y del pulgar.
- Máxima ligereza.
- Confeccionada a partir de materiales reciclados.
- Óptimo ajuste y alta adaptabilidad.
- Cómodo sistema de "click" para colocar el acolchado, que facilita su lavado o intercambio.

### INDICACIONES:

- Tratamiento conservador/ postoperatorio.
- Lesiones de mano, muñeca y zona metacarpiana.
- Inmovilización de muñeca y pulgar con libre movilidad de dedos.
- Toda indicación que requiera de una inmovilización del pulgar y de la muñeca en al menos dos direcciones, con libre movilidad de los dedos (Síndrome del Túnel Carpiano, condiciones inflamatorias, problemas degenerativos y condiciones reumatológicas).

TALLA	LADO		CIRCUNFERENCIA MUÑECA
	IZQUIERDO	DERECHO	
1	07159-11I	07159-11D	13-18 cm
2	07159-21I	07159-21D	18-21 cm



NUEVO





## MANU-CAST® ORGANIC D

■ REFERENCIA: 07259

NUEVO

Férula para inmovilización de la muñeca y los dedos, con libre movilidad de pulgar. La estructura orgánica y el tejido 3D del acolchado garantizan una total transpirabilidad.

### BENEFICIOS:

- Posicionamiento de la mano y antebrazo en una posición fisiológica y terapéutica.
- Soporte e inmovilización de la articulación de la muñeca y de los dedos.
- Máxima ligereza.
- Confeccionada a partir de materiales reciclados.
- Óptimo ajuste y alta adaptabilidad.
- Cómodo sistema de "click" para colocar el acolchado, que facilita su lavado o intercambio.

### INDICACIONES:

- Tratamiento conservador/ postoperatorio.
- Lesiones de mano, muñeca y zona metacarpiana.

Inmovilización de muñeca con libre movilidad de dedos y pulgar.

- Toda indicación que requiera de inmovilización de muñeca en al menos dos direcciones, con libre movilidad de los dedos y del pulgar (Síndrome del Túnel Carpiano, condiciones inflamatorias, problemas degenerativos y condiciones reumatológicas).



TALLA	LADO		CIRCUNFERENCIA MUÑECA
	IZQUIERDO	DERECHO	
1	07259-11I	07259-11D	13-18 cm
2	07259-21I	07259-21D	18-21 cm



## MANU-CAST® ORGANIC DP

■ REFERENCIA: 07359

NUEVO

Férula para inmovilización de la muñeca, dedos y pulgar. La estructura orgánica y el tejido 3D del acolchado garantizan una total transpirabilidad.

### BENEFICIOS:

- Posicionamiento de la mano y antebrazo en una posición fisiológica y terapéutica.
- Soporte e inmovilización de la articulación de la muñeca, dedos y del pulgar.
- Máxima ligereza.
- Confeccionada a partir de materiales reciclados.
- Óptimo ajuste y alta adaptabilidad.
- Cómodo sistema de "click" para colocar el acolchado, que facilita su lavado o intercambio.

### INDICACIONES:

- Tratamiento conservador/ postoperatorio.
- Lesiones de mano, muñeca y zona metacarpiana.
- Inmovilización de muñeca y pulgar con libre movilidad de dedos.
- Toda indicación que requiera de una inmovilización del pulgar y de la muñeca en al menos dos direcciones, con libre movilidad de los dedos (Síndrome del Túnel Carpiano, condiciones inflamatorias, problemas degenerativos y condiciones reumatológicas).



TALLA	LADO		CIRCUNFERENCIA MUÑECA
	IZQUIERDO	DERECHO	
1	07359-11I	07359-11D	13-18 cm
2	07359-21I	07359-21D	18-21 cm



## MANU-HIT POLLEX

■ REFERENCIA: 0764

Ortesis de mano con alojamiento para pulgar y férulas de aluminio moldeable para refuerzo palmar y dorsal.

### CARACTERÍSTICAS:

- Estabilización de la muñeca en una posición funcional e inmovilización parcial del pulgar.
- La mano mantiene la función de agarre.
- Alivia la tensión en la muñeca, ligamentos y cápsula articular.
- Diseño anatómico.

### INDICACIONES:

- Artrosis carpometacarpiana del pulgar y artrosis radiocarpiana.
- Artrosis cubitocarpiana y distorsión del ligamento colateral cubital.
- Síndrome del túnel carpiano.
- Dolores en el hueso escafoide.
- Inestabilidad radial de la muñeca.
- Parálisis periférica del nervio radial.



TALLA	REFERENCIA NEGRO		REFERENCIA PLATINUM		CONTORNO MUÑECA
	IZQUIERDA	DERECHA	IZQUIERDA	DERECHA	
XS	07640-11I	07640-11D	07645-11I	07645-11D	13-15 cm
S	07640-21I	07640-21D	07645-21I	07645-21D	15-17 cm
M	07640-31I	07640-31D	07645-31I	07645-31D	17-19 cm
L	07640-41I	07640-41D	07645-41I	07645-41D	19-22 cm
XL	07640-51I	07640-51D	07645-51I	07645-51D	22-25 cm



## MANU-HIT

■ REFERENCIA: 07035

Ortesis de muñeca con refuerzos en zona volar y dorsal, cada uno de los cuales puede ser individualmente moldeado.

### CARACTERÍSTICAS:

- Estabilización y limitación del movimiento de la muñeca.
- Reduce la carga en la cápsula articular, huesos y ligamentos de la muñeca.
- Fijación de los huesos de la muñeca con libre movilidad de pulgar y dedos.

### INDICACIONES:

- Síndrome del túnel carpiano.
- Muñeca caída.
- Después de retirar escayola.
- Esguinces severos.
- Lesiones en huesos del carpo.
- Lunatomalacia.
- Pseudo-artrosis navicular.
- Post-operatorios de muñeca y mano.
- Artritis reumatoide de la mano.



TALLA	REFERENCIA		CONTORNO MUÑECA
	IZQUIERDA	DERECHA	
XS	07035-11I	07035-11D	13-15 cm
S	07035-21I	07035-21D	15-17 cm
M	07035-31I	07035-31D	17-19 cm
L	07035-41I	07035-41D	19-22 cm
XL	07035-51I	07035-51D	22-25 cm



**MANUDYN**

■ REFERENCIA: 07333

Ortesis inmovilizadora ambidiestra de muñeca, mano y dedos. Placa palmar en duraluminio la cual se prolonga hasta la zona distal de los dedos para su correcta inmovilización.

**BENEFICIOS:**

- Evita contracturas de muñeca y mano.
- Estabilización de articulaciones de muñeca, metacarpo y dedos con sub-inmovilización.
- Férula de refuerzo volar y dorsal moldeable.
- Muy fácil de poner y quitar gracias a su sistema de cierre.
- Fijación de los dedos con correa de velcro.

**INDICACIONES:**

- Síndrome de túnel carpiano agudo.
- Contractura de Dupuytren.
- Fracturas de muñeca y mano.
- Esguince de articulación metacarpofalángica.
- Férula nocturna.
- Parálisis de mano y dedos.
- Postoperatorios de muñeca y mano.
- Artritis reumatoide de mano.
- Artrosis de muñeca.



TALLA	REFERENCIA	MEDIDAS*
1	07333-11	13-17 cm
2	07333-21	17-21 cm



**MANUDYN**

■ REFERENCIA: 07057

Soporte de muñeca con férula de refuerzo palmar anatómicamente pre-moldeada. Fabricada en el nuevo tejido de punto plano de malla libre de látex que elimina totalmente las arrugas.

**BENEFICIOS:**

- La compresión activa los sistemas venosos y linfáticos.
- Reducción de la tensión en los huesos del carpo, cápsula articular y ligamentos.
- Reducción de la inflamación y mejora de la reabsorción de derrames.
- Estabilización de la muñeca en una posición funcional.
- Pad de silicona integrado para alivio de la cabeza cubital.

**INDICACIONES:**

- Asistencia provisional después de la retirada de yesos.
- Condiciones inflamatorias asociadas traumatismos, postoperatorios o reumatismos.
- Postoperatorios de muñeca y mano.
- Fracturas y esguinces de muñeca.



TALLA	REFERENCIA		CONTORNO MUÑECA
	IZQUIERDA	DERECHA	
XS	07057-11I	07057-11D	14-15 cm
S	07057-21I	07057-21D	15-17 cm
M	07057-31I	07057-31D	17-19 cm
L	07057-41I	07057-41D	19-22 cm
XL	07057-51I	07057-51D	18-19 cm
XXL	07057-61I	07057-61D	19-21 cm



## MANU X

■ REFERENCIA: 07642

Ortesis inmovilizadora ambidiestra de muñeca y mano. Incorpora una placa de duraluminio palmar, otra dorsal y cinta de estabilización circular en torno a la muñeca, lo que permite una óptima inmovilización de la misma. Los carpianos quedan fijados al mismo tiempo que quedan en libertad de movimiento pulgar y dedos.

### BENEFICIOS:

- Reducción de la tensión en los huesos del carpo, cápsula articular y ligamentos.
- Estabilización y restricción del movimiento.
- Muy transpirable con diseño abierto.
- Diseño ambidiestro para poder usar en mano derecha o izquierdo.

### INDICACIONES:

- Artrosis de muñeca.
- Esguinces severos de muñeca.
- Tendovaginitis.
- Tratamiento post-operatorio de muñeca y mano.
- Artropatías de muñeca y mano por esfuerzo excesivo.
- Mano caída.
- Tratamiento conservador en las primeras etapas de la necrosis ósea aséptica del carpo.
- Cuidado provisional después de la retirada del yeso.



TALLA	REFERENCIA	CONTORNO MUÑECA
1	07642-11	13-17 cm
2	07642-21	17-21 cm



## ORTESIS DE MUÑECA Y MANO

■ REFERENCIA: M1900

Ortesis elástica con bandas de refuerzo palmar y medial en aluminio y soporte de pulgar.

### INDICACIONES:

- Apropiaada para aquellos casos donde se necesite una inmovilización de la muñeca.
- Después de una intervención quirúrgica.
- Artritis.
- Después de la escayola.
- Procesos de rehabilitación.
- Inflamación de las articulaciones producida por el deporte.

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO MUÑECA
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	M1900-1I	M1900-1D	15-17 cm
M	M1900-2I	M1900-2D	17-19 cm
L	M1900-3I	M1900-3D	19-21 cm
XL	M1900-4I	M1900-4D	21-23 cm
XXL	M1900-5I	M1900-5D	23-25 cm





## MUÑEQUERA CON PLETINA

■ REFERENCIA: T28

Muñequera de neopreno con soporte de pulgar y pletina de aluminio adaptable.

Confeccionada en neopreno THERMAL 100% con forro interior de rizo 100% algodón. Ayuda a mantener el calor corporal para promover una recuperación más rápida así como un alivio del dolor.

### INDICACIONES:

- Dolor de muñeca en esguinces.
- Inflamación o Síndrome del Túnel Carpiano.
- Después de retirar yeso.
- Lesiones de ligamentos, tendones y músculos.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO MUÑECA
XS	T28-050	12-14 cm
S	T28-150	14-16 cm
M	T28-250	16-18 cm
L	T28-350	18-20 cm



## MUÑEQUERA SOPORTE PULGAR

■ REFERENCIA: T25

Soporte de pulgar confeccionado en neopreno THERMAL 100% algodón con tejido de rizo. Ayuda a mantener el calor corporal para promover una recuperación más rápida así como un alivio del dolor.

### BENEFICIOS:

- Reduce la tensión en la zona de la muñeca proporcionando un firme soporte con la movilidad necesaria para desarrollar las tareas diarias.
- Alivia la presión en la articulación de la muñeca.
- El soporte que proporciona contribuye a evitar lesiones.

### INDICACIONES:

- Alivio del dolor en tendinitis, artritis y lesiones de muñeca.

TALLA	REFERENCIA	TALLA UNIVERSAL
Única	T25-050	



## MUÑEQUERA CIERRE VELCRO

■ REFERENCIA: T20

Muñequera confeccionada en neopreno THERMAL 100% algodón con tejido de rizo.

### BENEFICIOS:

- Reduce la tensión en la zona de la muñeca.
- Proporciona soporte que ayuda a evitar lesiones.

### INDICACIONES:

- Alivio del dolor en tendinitis, artritis y lesiones de muñeca.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO MUÑECA
S-M	T20-150	14-18 cm
L-XL	T20-250	18-24 cm





## RHIZO-HIT

■ REFERENCIA: 07605/ 07610

Ortesis especialmente diseñada para la articulación metacarpofalángica y carpometacarpiana. Dispone de cinta de velcro ajustable y férula de aluminio moldeable.

### CARACTERÍSTICAS:

- Limitación de la libertad de movimientos en la muñeca.
- Posibilita el movimiento libre de los dedos para rehabilitación.
- No interfiere en la función de agarre de los dedos.
- Uso ambidiestro.

### INDICACIONES:

- Heridas e inestabilidades del tendón en la articulación de pulgar.
- Artrosis de la articulación metacarpofalángica del pulgar (MCFP).
- Post-operatorios de pulgar.
- Lesiones e inestabilidades en la zona de la articulación metacarpofalángica y carpometacarpiana (por ejemplo dedo de esquiador).
- Lesiones pulgar asociadas al uso del teléfono móvil.
- Artrosis de pulgar moderada o severa con subluxación diferenciada.
- Tendovaginitis estenosante de Quervain.
- Fracturas de pulgar.



TALLA	REFERENCIA		CONTORNO MUÑECA
	COLOR PLATINUM	COLOR CARNE	
XS	07610-010		13-15 cm
S	07610-110	07605-110	15-17 cm
M	07610-210	07605-210	17-19 cm
L	07610-310	07605-310	19-21 cm



## ORTESIS INMOVILIZADORA DE PULGAR

■ REFERENCIA: 07051

Ortesis para la inmovilización y el posicionamiento en reposo del metacarpo y de la articulación metacarpofalángica.

### BENEFICIOS:

- Mantiene la función de agarre.
- Excelente transpiración.
- Mantiene la movilidad de la muñeca.

### INDICACIONES:

- Artrosis del carpo radial y del primer metacarpiano.
- Pseudo-artrosis navicular.
- Inmovilización parcial del carpo radial de la articulación metacarpofalángica y carpo-metacarpiana en casos de artrosis.
- Lesión del ligamento colateral cubital de la articulación metacarpofalángica.



TALLA	REFERENCIA		CONTORNO MUÑECA
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	07051-11I	07051-11D	15- 17 cm
M	07051-21I	07051-21D	17-19 cm
L	07051-31I	07051-31D	19-21 cm



## MUÑEQUERA ELÁSTICA

■ REFERENCIA: 01125-000

Muñequera elástica talla única en color negro con banda de cierre de velcro.

Ancho de 7,5 cm.

### INDICACIONES:

Inestabilidades moderadas de muñeca y mano.

- Post-operatorios de mano y muñeca.
- Esguinces de muñeca.



TALLA

REFERENCIA



TALLA UNIVERSAL

Única

01125-000



## RHIZO-RING

■ REFERENCIA: 07601

Ortesis ideal para el trabajo, resistente al agua y con la que se permite una movilidad del pulgar sin dolor. Con anillo en plástico termomoldeable.

### INDICACIONES:

- Post operatorios de pulgar.
- Inflamación degenerativa.
- Rizartrrosis temprana.
- Problemas funcionales en la articulación carpo-metacarpiana.
- Después de traumatismos.



TALLA

REFERENCIA

CONTORNO MUÑECA

IZQUIERDA

DERECHA

S	07601-15I	07601-15D	15-17 cm
M	07601-25I	07601-25D	17-19 cm
L	07601-35I	07601-35D	19-21 cm



## FÉRULA DE DEDO DISTAL

■ REFERENCIA: FS-8

Férula de dedo distal para inmovilización del dedo.

TALLA

REFERENCIA

1	FS-8-100
2	FS-8-200
3	FS-8-300
4	FS-8-400
5	FS-8-500
5,5	FS-8-550
6	FS-8-600
7	FS-8-700





**Extremidades Inferiores**



**DYNACOX**

■ REFERENCIA: 22-300

Nuevo concepto en el tratamiento ortésico al combinar las propiedades de una ortesis de cadera “tres puntos” con una faja de compresión circular.

Principio de tres puntos (Figura A): Los componentes (1) fijadores de cóndilo medio, (2) la almohadilla subtrocantérica y (3) el contrapeso de la abrazadera de cadera, garantizan una estabilización dinámica del cóndilo del fémur en el acetábulo.


La compresión circular que genera la faja funcional apoya los glúteos y abductores, rodeando la articulación de la cadera en abanico y protegiéndola.

Estabiliza la estructura ósea para prevenir luxaciones y sostiene la estructura muscular, ayudando a la formación del músculo mientras dure el tratamiento.

Se asegura el buen resultado y una rápida rehabilitación postquirúrgica. Su articulación ROM Flex permite limitación de 15° en 15° en la flexión-extensión.

**INDICACIONES:**

- Después de la reposición de la cadera luxada.
- Inestabilidad en la postartroplastia.



BAJO PEDIDO A PROVEEDOR



TALLA	REFERENCIA		CONTORNO CADERA	CONTORNO MUSLO	CONTORNO SUPRACONDILAR
	IZQUIERDA	DERECHA			
XS	22-300-100	22-300-200	58-70 cm	32-44 cm	27-35 cm
S	22-300-101	22-300-201	70-85 cm	40-52 cm	30-40 cm
M	22-300-102	22-300-202	85-100 cm	48-60 cm	37-45 cm
L	22-300-103	22-300-203	100-120 cm	56-68 cm	42-50 cm
XL	22-300-104	22-300-204	115-135 cm	62-76 cm	47-58 cm
XXL	22-300-105	22-300-205	130-150 cm	65-80 cm	47-58 cm

**FIGURA A**





## NEWPORT 3 SISTEMA DE CADERA

■ REFERENCIA: 364

Innovador sistema de cadera fabricado en materiales muy ligeros para una total comodidad.

Los cierres regulables de Fixlock facilitan el "quita y pon" y permiten el ajuste adecuado a cada cintura y a cada muslo. Los componentes de las crestas, especialmente diseñados, ofrecen una presión continua, no puntual, en toda la superficie pélvica.

Muslera con borde interno que controla la rotación interna del fémur. La articulación de cadera "Virtual Hip Joint" es fácilmente regulable en aducción con intervalos de 7,5 grados en cada muesca.

También es muy sencilla la fijación de la flexión y extensión hasta 120°, en escalas de 10°.

### CARACTERÍSTICAS:

- Control de la rotación externa e interna
- Diseño de bajo perfil pélvico en lado no involucrado
- Tecnología patentada de disco que se ajusta fácilmente para el desarrollo de la cadera.
- Sistema de cierre "Click and Close" que facilita un fácil cierre y ajuste.
- Larga extensión trocantérica en el lado afectado.
- Ajustes de abducción, aducción, flexión y extensión.

### INDICACIONES:

- Post-operatorios de cirugías de reemplazo de cadera.
- Artroplastia primaria en pacientes con riesgo de luxación.
- Pacientes que precisen de estabilización después de una luxación.
- Pacientes no operables que precisen de una estabilización de la cadera.
- Pacientes no operables que requieran de estabilización de cadera.



TALLA	REFERENCIA		CONTORNO DE CINTURA	CONTORNO DE CADERA	CONTORNO MUSLO	
	IZQUIERDA	DERECHA			PROXIMAL	DISTAL
S	3640	3645	56-71 cm	66-81 cm	38-53 cm	30-43 cm
M	3641	3646	71-86 cm	81-96 cm	43-61 cm	33-46 cm
L	3642	3647	86-101 cm	96-111 cm	48-68 cm	35-51 cm
XL	3643	3648	101-116 cm	111-127 cm	53-73 cm	43-58 cm



## SISTEMA MODULAR ARC

■ REFERENCIA: 367

El kit ARC Newport es un componente modular opcional diseñado para proporcionar al miembro afectado, un control adicional en rotación interna / externa, eliminando la necesidad de emplear otras ortesis complementarias.

### CARACTERÍSTICAS:


El kit ARC Newport puede ser empleado como accesorio en cualquier ortesis de cadera Newport.

### INDICACIONES:

Artroplastias primarias o de revisión de cadera con riesgo de dislocación en dirección anterior o posterior.

- SISTEMA MODULAR ARC únicamente incluye el estribo exterior y componente para el pie.
- SISTEMA MODULAR ARC acoplado en ortesis Newport 3.

TALLA	REFERENCIA		ALTURA RODILLA-SUELO
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	3670	3673	38 cm
M	3671	3674	43 cm
L	3672	3675	48 cm





## CALIFORNIA CADERA

■ REFERENCIA: 396

La ortesis de cadera California facilita el control de la pelvis y del muslo gracias a la articulación Virtual Joint con la que se puede controlar la flexión/ extensión y la aducción /abducción de la cadera.

Minimiza la incomodidad y el déficit muscular que genera el uso continuado de las ortesis convencionales de cadera, al sustituir el termoplástico por malla reforzada tanto en la cesta pélvica como en la muslera, e incorporar el sistema de cierre mediante poleas compensadas con el que se consigue una correcta y perfecta adaptación.

Compresión ajustable (con una sola mano) por el mismo paciente.

Fácil de llevar bajo la ropa, lo que incrementa la aceptación por parte del paciente así como el tiempo de uso.

### INDICACIONES:

- Procesos post-quirúrgicos de reposición de cadera.
- Distorsiones traumáticas tanto anteriores como posteriores.
- Pacientes que no toleran la cesta pélvica en termoplástico.
- Pacientes con tendencia habitual a sufrir una luxación.



TALLA	REFERENCIA		CONTORNO DE CADERA	CONTORNO CINTURA	CONTORNO MUSLO	
	IZQUIERDA	DERECHA			PROXIMAL	DISTAL
S	3960	3965	66-81 cm	56-71 cm	38-53 cm	30-43 cm
M	3961	3966	81-96 cm	71-86 cm	43-61cm	33-46 cm
L	3962	3967	96-111 cm	86-101 cm	48-68 cm	35-51cm
XL	3963	3968	111-127 cm	101-116 cm	53-73 cm	43-58 cm



## NEWPORT ULTRA

■ REFERENCIA: 3663

Nuevo Newport Ultra con diseño revisado y mejorado. Proporciona una óptima protección y soporte para pacientes con problemas relacionados con la inestabilidad de cadera.

### CARACTERÍSTICAS:

- Protege la articulación de la cadera proporcionando un limitado y seguro rango de movimiento, en base a las exigencias del procedimiento quirúrgico.
- Diseño ultraliviano y ultrafino que garantiza una buena aceptación por parte del paciente.
- Articulación "Virtual Joint" fácilmente ajustable para controlar la flexión, extensión, aducción y abducción de la cadera.
- Acción propioceptiva.
- Talla universal, válida para el lado izquierdo y derecho.
- Fácilmente adaptable sin necesidad de emplear herramientas.
- Ayuda a mantener la cabeza del fémur dentro del acetábulo.
- Sistema de ajuste de la compresión del cinturón de la cadera, para una óptima alineación de la articulación y de la ortesis.

### INDICACIONES:

- Artroscopia de cadera.
- Reparación del labrum de la cadera, con o sin reparación del glúteo medio.
- Post-operatorio en reparaciones del tendón de la corva proximal.
- Pacientes con riesgo de dislocación.



TALLA  
Universal

REFERENCIA  
3663



TALLA  
UNIVERSAL



## ORTESIS EFO

■ REFERENCIA: 40367

La Ortesis EFO es un soporte de cadera diseñado para pacientes con irritación debida a artrosis o artritis. Proporciona estabilización en la articulación de la cadera con compresión circular de los tejidos blandos.

### CARACTERÍSTICAS:

- Varillas de estabilización lateral que proporcionan un mayor alivio en la articulación de la cadera.
- Diseño elástico para la conducción y el ajuste de la cadera. Conduce la pierna durante la marcha y permite al paciente evitar posiciones anómalas que causarían dolores y daños en la articulación de la cadera.
- El acolchado en lana aumenta la sujeción del vendaje, especialmente en casos de enfermedades reumáticas y tendinitis musculares.
- El acolchado en espuma produce un alivio de la articulación de la cadera en posición acostada.

### INDICACIONES:

- Irritación debida a artritis o artrosis.
- Postoperatorios.

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO CINTURA	CONTORNO MUSLO
	IZQUIERDA	DERECHA		
S	40367-10I	40367-10D	60-80 cm	40-55 cm
M	40367-20I	40367-20D	70-100 cm	50-65 cm
L	40367-30I	40367-30D	90-110 cm	55-70 cm
XL	40367-40I	40367-40D	100-130 cm	60-75 cm



## HKAFO

■ REFERENCIA: 172

Ortesis de marcha multifunción a medida fabricada en polietileno de baja densidad y Kydex.

### Incluye:

- Cesta pélvica.
- Articulación de cadera con control de la flexo-extensión, aducción y abducción.
- Muslera termomoldeable y ajustable.
- Articulación de rodilla con control de la flexo-extensión.
- Pantorrillera termomoldeable y ajustable.
- Estribo libre.

### INDICACIONES:

- Fracturas a nivel proximal del fémur.
- Procesos traumáticos graves de miembro inferior.

### COMPONENTE DE CINTURA

TALLA	CONTORNO CADERA	CONTORNO CINTURA
S	66-81 cm	56-71 cm
M	81-96 cm	71-86 cm
L	96-111 cm	86-101 cm
XL	111-127 cm	101-116 cm

### COMPONENTE DE PIERNA

TALLA	CIRCUNFERENCIA PROXIMAL	CIRCUNFERENCIA MUSLO MEDIO	CIRCUNFERENCIA DISTAL	MAYOR CIRCUNFERENCIA GEMELO	LONGITUD PERONEO-SUELO
S	43-53 cm	35-48 cm	33-40 cm	28-30 cm	71-78 cm
M	50-61 cm	48-61 cm	38-46 cm	33-38 cm	78-86 cm
L	58-67 cm	58-68 cm	43-50 cm	38-43 cm	86-94 cm

TALLA A MEDIDA  
BAJO PEDIDO A  
PROVEEDOR





## JACK PCL BRACE

■ REFERENCIA: 88

Ortesis Dinámica de Rodilla para alivio del Ligamento Cruzado Posterior (LCP).

### INDICACIONES:

- Ruptura del Ligamento Cruzado Posterior (LCP).
- Ruptura parcial así como estiramiento del Ligamento Cruzado Posterior (LCP).

### CARACTERÍSTICAS:

- Desplazamiento constante de la fuerza independiente del ángulo de flexión.
- Tensión ajustable de forma independiente de los resortes.
- La tensión del resorte puede ser activada o desactivada sin la necesidad de usar herramientas.
- La activación o desactivación de la tensión del resorte no varía el nivel de tensión fijado.
- Las correas y componentes del muslo y gemelo pueden ser ajustadas individualmente.
- Fácil colocación y máximo confort de uso.
- Permite inmovilización temporal.
- Opcionalmente disponible con o sin limitación en flexión y extensión.

### FUNCIONAMIENTO DE LA ORTESIS:

- La Jack PCL Brace está diseñada para mitigar la gravedad en la parte inferior de la pierna, aliviando el ligamento cruzado posterior.
- La fuerza de traslación puede adaptarse en función de la pierna y peso del paciente a través del ajuste de la tensión a ambos lados de la ortesis.
- Contrarresta los efectos adversos de las fuerzas de la gravedad y del músculo.
- También se inhibe el desplazamiento de la tibia por debajo del fémur en la prueba del cajón posterior.



BAJO PEDIDO A  
PROVEEDOR



TALLA	REFERENCIA		LARGO COMPONENTE MEDIAL DEL MUSLO	LONGITUD PANTORRILLA	CIRCUNFERENCIA DE MUSLO	CIRCUNFERENCIA GEMELO
	IZQUIERDA	DERECHA				
S/XS	885XS-L	885XS-R	17,5-20 cm	24 cm	30-40 cm	22-27 cm
M/S	885MS-L	885MS-R	18,5-21 cm	26 cm	36-66 cm	27-33 cm
M/M	885MM-L	885MM-R	18,5-21 cm	27 cm	36-66 cm	33-40 cm
M/L	885ML-L	885ML-R	18,5-21 cm	29 cm	36-66 cm	40-48 cm
LM/S	885LMS-L	885LMS-R	23-25,5 cm	31 cm	33-43 cm	27-33 cm
L/S	885LS-L	885LS-R	23-25,5 cm	31 cm	36-66 cm	27-33 cm
L/M	885LM-L	885LM-R	23-25,5 cm	32 cm	36-66 cm	33-40 cm
L/L	885LL-L	885LL-R	23-25,5 cm	34 cm	36-66 cm	40-48 cm



**K.A.F.O**

■ REFERENCIA: 169

Ortesis QTB en termoplástico con articulación de rodilla que controla la flexo-extensión.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Muy ligera, resistente y ajustable.
- Componentes de polietileno para maximizar el confort del usuario.
- Componente femoral posterior con lengüeta de baja densidad.

**INDICACIONES:**

- Ortesis inmovilizadora para fracturas del miembro inferior.
- Procesos post-operatorios.
- Inmovilización y control de la flexo-extensión de la rodilla.
- Procesos tumorales.

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO MUSLO MEDIO	CONTORNO PANTORRILLA	LONGITUD PERINEO-SUELO
	IZQUIERDA	DERECHA			
S	1690.01	1695.01	35-48 cm	28-30 cm	71-78 cm
M	1691.01	1696.01	48-61 cm	31-38 cm	78-86 cm
L	1692.01	1697.01	58-68 cm	38-43 cm	86-94 cm



**POLARIS UNIVERSAL**

■ REFERENCIA: 8535

Ortesis de rodilla de talla única con articulación para el control de la flexo-extensión. Su particular diseño permite cambiar su longitud tanto en la parte distal como en la proximal.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Compuesto de barras articuladas y telescópicas en aleación ligera de aluminio.
- Las bandas están separadas con el fin de garantizar una mayor transpiración de la pierna.
- Las valvas en las sujeciones están diseñadas especialmente para repartir mejor la presión.
- La articulación ROM tiene un ajuste que permite bloquearse de 10° en 10°.
- Flexión 0°/ 120° /Extensión 0°/ 90°.
- Las almohadillas condilares son desmontables. Su forma anatómica permite una excelente estabilización de la extremidad y una buena tolerancia durante su uso.
- Sistema de cierre con plefinas flexibles que garantiza una plena adaptación a todas las piernas.
- Longitud máxima de la ortesis: 65 cm
- Longitud mínima de la ortesis: 51 cm

**INDICACIONES:**

- Procesos post-quirúrgicos de fracturas proximales o distales.
- Procesos post-quirúrgicos de lesiones en ligamentos.
- Otras afecciones donde sea preciso limitar el rango articular de la rodilla.



TALLA	REFERENCIA	TALLA UNIVERSAL
Única	8535	



## ORTESIS DE RODILLA DE 4 PUNTOS

■ REFERENCIA: G704

Ortesis de rodilla ligera y funcional diseñada para el tratamiento de problemas de rodilla.

### CARACTERÍSTICAS:

- Estructura anatómica en aleación de aluminio anticorrosión.
- Estabilización basada en un sistema de palanca de 4 puntos.
- Acolchado MTP con tejido transpirable de suave compresión.
- Flexión, extensión y bloqueo ajustables con pletinas intercambiables.
- Ángulo de flexión ajustable a 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° y 120°.
- Ángulo de extensión ajustable a 0°, 10°, 20°, 30°, 45° y 120°.
- Opción de bloqueo a 0°, 10°, 20°, 30° y 45°.
- Protección condilar con acolchado desmontable.

### INDICACIONES:

- Post-operatorio de cirugía de ligamentos.
- Ligamento lateral externo e interno.
- Ligamento cruzado anterior y posterior.
- Inestabilidades laterales valgo varo.

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO MUSLO	ALTURA ORTESIS
	IZQUIERDA	DERECHA		
S	G704/S-L	G704/S-R	39-46 cm	41 cm
M	G704/M-L	G704/M-R	46-53 cm	41 cm
L	G704/L-L	G704/L-R	53-60 cm	41 cm
XL	G704/XL-L	G704/XL-R	60-67 cm	43 cm
XXL*	G704/XXL-L	G704/XXL-R	67-74 cm	43 cm

\*Talla XXL bajo pedido a proveedor



## ORTESIS UNIVERSAL CON BLOQUEO

■ REFERENCIA: GP2

Esta ortesis proporciona soporte a la articulación de la rodilla. También funciona como dispositivo de inmovilización cuando la articulación está bloqueada o con el rango de flexión- extensión limitado.

La longitud y circunferencia de la ortesis ha de ser adaptada a las necesidades personales del paciente.

### CARACTERÍSTICAS:

- Ortesis de talla única y de uso en ambas piernas (no tiene lado).
- Componentes extensibles y barras de aluminio: La longitud de la ortesis puede variar de los 45 cm en su extensión más corta a los 60 cm en la más larga.
- La ortesis es fácilmente adaptable a los contornos de muslo y pantorrilla.
- Mínima superficie de foam en contacto con la extremidad para maximizar la ventilación de la piel.
- Acolchado con superficie anti-deslizante para mantener la correcta posición de la ortesis.
- Los prácticos cierres permiten retirar y recolocar la ortesis sin necesidad de ajustar en cada ocasión las correas.
- Articulación ROM fácilmente ajustable con opción de bloqueo en distintas posiciones (0°, 15°, 30° y 45°).

### INDICACIONES:

- Inmovilización de rodilla en post-operatorios.
- Traumas de rodilla (esguinces).
- Fracturas en la zona de la rodilla.



TALLA	REFERENCIA	TALLA UNIVERSAL
Universal	GP2	



Ortesis de rodilla dinámica con bisagra activa y estructura cinemática.

Óptimo ajuste anatómico incluso en movimiento, gracias a la interacción de la estructura cinemática de la ortesis y la BISAGRA DINÁMICA. La ortesis se adapta permanentemente al contorno de la pierna garantizando un ajuste perfecto.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Flexión y extensión ajustable.
- Estructura ventral de fácil colocación.
- Las articulaciones dan soporte al movimiento fisiológico de la rodilla.
- Bloqueos de articulación intercambiables sin necesidad de usar herramientas.
- Ángulos de extensión: 0°, 10°, 20° y 30°.
- Ángulos de flexión: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60° y 90°.
- Ángulos de bloqueo: 0°, 10°, 20° y 30°.
- Correa adicional para controlar el movimiento de la tibia por debajo del fémur (movimiento de cajón).
- Estabilización anterior y posterior en deslizamiento de la tibia por debajo del fémur (movimiento de cajón).

**INDICACIONES:**

- Heridas y reconstrucción de ligamentos.
- Lesiones de ligamento cruzado anterior (LCA).
- Lesiones de ligamento cruzado posterior (LCP).
- Rotura de ligamento cruzado anterior.
- Inestabilidad en movimiento de cajón.
- Lesiones de menisco.

TALLA	REFERENCIA		CIRCUNFERENCIA 15 CM ENCIMA DE LA RODILLA
	IZQUIERDA	DERECHA	
XS	07780-11I	07780-11D	De 32 a 38 cm
S	07780-21I	07780-21D	De 38 a 44 cm
M	07780-31I	07780-31D	De 44 a 50 cm
L	07780-41I	07780-41D	De 50 a 56 cm
XL	07780-51I	07780-51D	De 56 a 63 cm
XXL	07780-61I	07780-61D	De 63 a 70 cm



Ortesis de rodilla dinámica con bisagra activa y estructura cinemática.

El marco de la ortesis dispone de apoyo inferior en el lado posterior de la pierna (pantorrilla).

Mismas características e indicaciones que la ortesis de rodilla dinámica de rodilla GENUDYN CI Referencia 07780

TALLA	REFERENCIA		CIRCUNFERENCIA 15 CM ENCIMA DE LA RODILLA
	IZQUIERDA	DERECHA	
XS	07782-11I	07782-11D	De 32 a 38 cm
S	07782-21I	07782-21D	De 38 a 44 cm
M	07782-31I	07782-31D	De 44 a 50 cm
L	07782-41I	07782-41D	De 50 a 56 cm
XL	07782-51I	07782-51D	De 56 a 63 cm
XXL	07782-61I	07782-61D	De 63 a 70 cm



## GENUDYN® CI NOVEL

■ REFERENCIA: 07785

Ortesis de rodilla dinámica con bisagra activa y estructura cinemática.  
Sistema NOVEL de ajuste de correas con cuatro tensores graduables.

### CARACTERÍSTICAS:

- La tensión de las correas se puede ajustar de forma independiente.
- Para incrementar la tensión girar en sentido de las agujas del reloj.
- Para liberar tensión pulsar el botón central.
- Ajuste táctil y audible que facilita su manejo incluso bajo la ropa.
- Especialmente recomendable para usuarios muy activos y en deporte.

Mismas características e indicaciones que la ortesis de rodilla dinámica de rodilla GENUDYN CI Referencia 07780



TALLA	REFERENCIA		CIRCUNFERENCIA 15 CM ENCIMA DE LA RODILLA
	IZQUIERDA	DERECHA	
XS	07785-11I	07785-11D	De 32 a 38 cm
S	07785-21I	07785-21D	De 38 a 44 cm
M	07785-31I	07785-31D	De 44 a 50 cm
L	07785-41I	07785-41D	De 50 a 56 cm
XL	07785-51I	07785-51D	De 56 a 63 cm
XXL	07785-61I	07785-61D	De 63 a 70 cm

## GENUDYN® OA

■ REFERENCIA: 07788/07789

Soporte de rodilla para alivio dinámico y estabilización de los compartimentos medial o lateral.

### BENEFICIOS:

- Alivio de los compartimentos medial y lateral en base al principio de 3 puntos.
- Soporte bilateral para estabilización en base al principio de 4 puntos.
- La presión correctiva puede ajustarse fácilmente con una rosca.

### TECNOLOGÍA:


- La articulación proporciona un máximo alivio con una plena extensión y ligera flexión. La ortesis se adapta automáticamente durante la fase de oscilación y en posición sentada, sin aplicar fuerza correctiva.
- Sistema Novel de ajuste independiente de la tensión de las correas.
- Marco de la ortesis moldeable.
- Extensión ajustable en 0°, 20°, 30° y 40°
- Flexión ajustable en 45°, 60°, 75° y 90°.

### INDICACIONES:

- Tratamiento conservador/ postoperatorio.
- Alivio del dolor en compartimentos medial o lateral en casos de artrosis.
- Valgo / Varo moderado de rodilla.
- Cualquier indicación que requiera de reducir la carga de peso unicompartimental (por ejemplo, pre y post operatorios, desgarrar degenerativo de menisco, fracturas de cabeza fibial estables, lesiones de ligamentos laterales).



NUEVO



TALLA	MEDIAL (GENU VARO)		LATERAL (GENU VALGO)		CIRCUNFERENCIA 15 CM ENCIMA DE LA RODILLA
	IZQUIERDA	DERECHA	IZQUIERDA	DERECHA	
XS	07788-11I	07788-11D	07789-11I	07789-11D	De 32 a 38 cm
S	07788-21I	07788-21D	07789-21I	07789-21D	De 38 a 44 cm
M	07788-31I	07788-31D	07789-31I	07789-31D	De 44 a 50 cm
L	07788-41I	07788-41D	07789-41I	07789-41D	De 50 a 56 cm
XL	07788-51I	07788-51D	07789-51I	07789-51D	De 56 a 63 cm
XXL	07788-61I	07788-61D	07789-61I	07789-61D	De 63 a 70 cm



## ORTESIS DE RODILLA DE NEOPRENO

■ REFERENCIA: T44G

Ortesis de rodilla con control de la flexo-extensión, diseñada para el tratamiento de problemas y lesiones en menisco y ligamentos.

### CARACTERÍSTICAS:

- Articulación anatómica que proporciona una estabilización total de la rodilla.
- Es ajustable permitiendo elegir el ángulo requerido.
- Válida para uso en rodilla izquierda y derecha.

### INDICACIONES:

- Alternativa a la escayola.
- Lesiones de ligamento cruzado anterior (LCA), ligamento cruzado posterior (LCP), ligamento colateral medial (LCM) y ligamento colateral lateral (LCL).
- Inflamación en menisco.
- Edema.

TALLA	REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA RODILLA
S	T44G-150	27-32 cm
M	T44G-250	32-37 cm
L	T44G-350	37-42 cm
XL	T44G-450	42-47 cm
XXL	T44G-550	47-52 cm



## INMOVILIZADOR DE RODILLA

■ REFERENCIA: GP4

Ortesis confeccionada en tejido transpirable con soportes laterales y posteriores para una efectiva inmovilización de la rodilla. Especialmente diseñada para post-operatorios, traumas y fracturas menores de rodilla.

### CARACTERÍSTICAS:

- Dos soportes laterales (0°) y dos soportes posteriores contorneados de aluminio.
- Los soportes pueden retirarse para facilitar el conformado así como la limpieza del producto.
- Tejido interior muy suave para un máximo confort.
- Fácil sistema de cierre con cinchas de velcro para un rápido ajuste, con dos correas adicionales.

### INDICACIONES:

- Inmovilización en post-operatorios.
- Traumas de rodilla (esguinces).
- Fracturas menores en la región de la rodilla.

LONGITUD ORTESIS	REFERENCIA	ALTURA USUARIO
40 cm	GP4-40	Menos de 140 cm
50 cm	GP4-50	De 140 a 170 cm
55 cm	GP4-55	De 150 a 175 cm
60 cm	GP4-60	Más de 170 cm





**GENU-HIT®**

■ REFERENCIA: 07081

Rodillera elástica con soporte patelar fabricada con el nuevo tejido de punto plano de malla totalmente libre de látex y que garantiza una adaptación óptima, una compresión funcional y una acción propioceptiva, eliminando casi totalmente las arrugas que otros productos generan al adaptarse al cuerpo humano.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Confeccionada en un tejido de especial elasticidad en la zona poplítea para permitir una correcta vascularización.
- Incorpora pad circular para soporte patelar.
- Con férulas espirales laterales.
- Disponible en color carne y platinum.

**INDICACIONES:**

- Condropatía patelar.
- Tratamiento post-quirúrgico.
- Problemas reumáticos.
- Lesiones ligamentosas leves.



**NUEVO**



**GENU-HIT® SUPREME**

■ REFERENCIA: 07181

Evolución de la rodillera GENU-HIT® para adaptarla a las necesidades del deporte.

Mismas características que GENU-HIT® 07081.

**CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:**

- Bordes mas finos que alivian la presión en los extremos para maximizar el confort durante su uso.
- Zona especial de confort para un mejor ajuste sin arrugas.
- Pad de silicona "Air Matrix", con diseño perforado, transpirable, anatómicamente preconformado y con relieve para estimulación y efecto masaje.

TALLA	REFERENCIA			MEDIDA 14 CM POR DEBAJO DE LA MITAD DE LA RÓTULA	MEDIDA 14 CM POR ENCIMA DE LA MITAD DE LA RÓTULA
	COLOR CARNE	COLOR PLATINUM	SUPREME		
1	07081-110	07081-100	07181-190	28 cm	38 cm
2	07081-210	07081-200	07181-290	31 cm	41 cm
3	07081-310	07081-300	07181-390	34 cm	44 cm
4	07081-410	07081-400	07181-490	37 cm	47 cm
5	07081-510	07081-500	07181-590	40 cm	50 cm
6	07081-610	07081-600	07181-690	43 cm	53 cm
7	07081-710	07081-700	07181-790	46 cm	56 cm



# RODILLERAS ESTABILIZADORAS NEOPRENO

■ REFERENCIA: T43/ T43SKI/ T43F

## CARACTERÍSTICAS:

- Confeccionada en Neopreno THERMAL, con forro interior de rizo 100% de algodón.
- Proporciona compresión a los tejidos blandos alrededor de la rótula, estimulando la circulación y reduciendo la hinchazón y el edema.
- Dispone de dos soportes espirales metálicos laterales para proporcionar una estabilidad y soporte extra.
- Ayuda a mantener el calor corporal para una recuperación más rápida y alivio del dolor.
- Válida para uso diario y durante prácticas deportivas.

## INDICACIONES:

- Osteoartritis.
- Artritis.
- Condromalacia.
- Dolor anterior de rodilla.
- Inestabilidad de rodilla debido a desequilibrio general muscular.
- Síndrome de Osgood-Schlatter's.
- Tendinitis rotuliana.



RODILLERA RÓTULA LIBRE AJUSTABLE  
Referencia: T43

RODILLERA CON FLEJES LATERALES  
Referencia: T43SKI

RODILLERA TIRO CRUZADO  
Referencia: T43F

Rodillera de neopreno con rótula libre ajustable gracias a la apertura superior con la cual se consigue una más fácil colocación.

Rodillera de neopreno con aro de silicona superior, aperturas posteriores (una superior y otra inferior) con cierre de velcro que permiten una cómoda colocación y varillas espirales de refuerzo lateral.

Rodillera de neopreno con tiro cruzado especialmente indicada para el tratamiento post-traumático y quirúrgico de los ligamentos cruzados. Proporciona soporte en la rodilla y alivia la presión sobre la rótula.

TALLA	REFERENCIA			CONTORNO RODILLA
	T43	T43SKI	T43F	
XS	T43-050			22-27 cm
S	T43-150	T43SKI-150	T43F-150	27-32 cm
M	T43-250	T43SKI-250	T43F-250	32-37 cm
L	T43-350	T43SKI-350	T43F-350	37-42 cm
XL	T43-450	T43SKI-450	T43F-450	42-47 cm
XXL	T43-550	T43SKI-550	T43F-550	47-52 cm



## RODILLERAS ESTÁNDAR NEOPRENO

■ REFERENCIA: T45/ T45X/ T42X

### CARACTERÍSTICAS:

- Confeccionada en Neopreno THERMAL, con forro interior de rizo 100% de algodón.
- Esta rodillera es ideal para proporcionar compresión y calor en problemas derivados de complicaciones menores de rodilla.
- El ajuste anatómico proporciona una compresión constante con mínima presión en la parte posterior de la rodilla.
- Ayuda a mantener el calor corporal para una recuperación más rápida y alivio del dolor.
- Válida para uso diario y durante prácticas deportivas.

### INDICACIONES:

- Osteoartritis.
- Artritis.
- Condromalacia.
- Dolor anterior de rodilla.
- Inestabilidad de rodilla.
- Síndrome de Osgood-Schlatter's.
- Tendinitis rotuliana.



RODILLERA CLÁSICA RÓTULA CERRADA  
Referencia: T45

Rodillera de neopreno con rótula cerrada indicada para patologías menores de rodilla.

RODILLERA CLÁSICA RÓTULA ABIERTA  
Referencia: T45X

Rodillera de neopreno con rótula abierta indicada para patologías menores de rodilla.

RODILLERA CLÁSICA SOPORTE PATELAR  
Referencia: T42X

Rodillera de neopreno con rótula abierta y con soporte patelar de silicona, que proporciona compresión y un efecto masaje en los tejidos blandos alrededor de la rótula, estimulando la circulación y

TALLA	REFERENCIA			CONTORNO RODILLA
	T45	T45X	T42X	
S	T45-150	T45X-150	T42X-150	27-32 cm
M	T45-250	T45X-250	T42X-250	32-37 cm
L	T45-350	T45X-350	T42X-350	37-42 cm
XL	T45-450	T45X-450	T42X-450	42-47 cm
XXL	T45-550	T45X-550	T42X-550	47-52 cm



## RODILLERA CON SOPORTE PATELAR

■ REFERENCIA: T401

Rodillera de neopreno con rótula abierta y cinta rotuliana para proporcionar un soporte adicional en la rodilla, la cual puede retirarse para adaptarse a la fase de la lesión.

Confeccionado en Neopreno THERMAL con forro interior de rizo 100% de algodón.

### INDICACIONES:

- Condromalacia patelar.
- Artrosis femoropatelar.
- Lesiones menores de la rodilla.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO RODILLA
S	T401-150	27-32 cm
M	T401-250	32-37 cm
L	T401-350	37-42 cm
XL	T401-450	42-47 cm
XXL	T401-550	47-52 cm



## MUSLERA DE NEOPRENO

■ REFERENCIA: T49

Muslera de neopreno confeccionada en Neopreno THERMAL, con forro interior de rizo 100% de algodón. Ayuda a mantener el calor corporal para una recuperación más rápida y alivio del dolor.

Válida para uso diario y durante prácticas deportivas.

### INDICACIONES:

- Dolores musculares.
- Lesiones tendinosas.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO MUSLO
S	T49-150	37-45 cm
M	T49-250	45-52 cm
L	T49-350	52-60 cm
XL	T49-450	60-68 cm
XXL	T49-550	68-75 cm



## PANTORRILLERA DE NEOPRENO

■ REFERENCIA: T39

Pantorrillera de neopreno confeccionada en Neopreno THERMAL, con forro interior de rizo 100% de algodón. Ayuda a mantener el calor corporal para una recuperación más rápida y alivio del dolor.

Válida para uso diario y durante prácticas deportivas.

### INDICACIONES:

- Dolores crónicos de pantorrilla.
- Prevención de la periostitis.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO PANTORRILLA
S	T39-150	19-21 cm
M	T39-250	21-23 cm
L	T39-350	23-25 cm
XL	T39-450	25-27 cm





## SOPORTE ROTULIANO PROPIOCEPTIVO

■ REFERENCIA: 07229-000

Soporte propioceptivo que ofrece una óptima efectividad para uso deportivo intensivo o cotidiano.

### CARACTERÍSTICAS:

- Genera presión en la región infrapatelar para una estimulación propioceptiva.
- Tonificación del músculo cuádriceps con efecto medializante en la rótula.
- Mejora de la coordinación y protección de la articulación neuromuscular.
- Alivio del dolor.
- Ajuste graduable de la presión del acolchado.
- Acolchado con relieve con forma anatómica que se adapta a la rótula para una mejora de la propiocepción.
- Longitud de las correas ajustable individualmente.

### INDICACIONES:

- Tratamiento conservador/ postoperatorio.
- Dolor anterior en la rótula:
  - Tendinitis rotuliana.
  - Condropatía rotuliana.
  - Artrosis femoro-patelar.
- Laxitud del ligamento cruzado anterior.
- Entrenamiento de rehabilitación.
- Debilidad del cuádriceps.
- Distrofia muscular.

REFERENCIA

07229-000

TALLA

Universal



TALLA  
UNIVERSAL



## BANDA ROTULIANA PROPIOCEPTIVA

■ REFERENCIA: 07228

Banda rotuliana propioceptiva altamente efectiva para uso laboral y en actividades cotidianas.

### CARACTERÍSTICAS:

- Incorpora banda propioceptiva de silicona para efecto masaje y evitar desplazamientos.
- Disponible en color negro y carne.
- Ajuste con sistema de hebilla.
- Alivio del dolor.

### INDICACIONES:

- Dolor anterior en la rótula:
  - Tendinitis rotuliana.
  - Condropatía rotuliana.
  - Artrosis femoro-patelar.
- Rehabilitación después de cirugías y traumatismos.
- Paresia de cuádriceps.
- Distrofia muscular.
- Insuficiencia del tendón tibial anterior.

TALLA

Universal

COLOR

COLOR NEGRO

07228-000

COLOR CARNE

07228-010



TALLA  
UNIVERSAL





## SOPORTE PATELAR NEOPRENO

■ REFERENCIA: T42F

Soporte patelar de neopreno con rótula abierta. Confeccionado en Neopreno THERMAL con forro interior de rizo 100% de algodón.

Las cintas supra e infra patelares, estabilizan la rótula concentrando la presión en el tendón rotuliano.

### INDICACIONES:

- Condromalacia.
- Síndrome patelofemoral.
- Tendinitis rotuliana.
- Ángulo Q de rodilla anormal.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO RODILLA
S	T42F-150	27-32 cm
M	T42F-250	32-37 cm
L	T42F-350	37-42 cm
XL	T42F-450	42-47 cm



## BANDA ROTULIANA NEOPRENO

■ REFERENCIA: T40-050

Banda rotuliana de neopreno confeccionado en Neopreno THERMAL, con forro interior de rizo 100% de algodón.

Aplica presión concentrada en el tendón rotuliano sin llegar a restringir la movilidad.

### INDICACIONES:

- Condromalacia.
- Síndrome de Osgood-Schlatter's.
- Tendinitis rotuliana.

TALLA	REFERENCIA	TALLA
Universal	T40-50	UNIVERSAL



## CINTA ROTULIANA

■ REFERENCIA: 40-000

Cinta rotuliana con acolchado de silicona, aplica presión de forma concentrada en el tendón rotuliano sin restringir la movilidad.

### INDICACIONES:

- Condromalacia.
- Tendinitis rotuliana.
- Síndrome de Osgood-Schlatters.
- Síndrome patelofemoral.
- Artrosis femoropatelar.
- Atrofia de cuádriceps con o sin sintomatía retropatelar.

TALLA	REFERENCIA	TALLA
Universal	40-000	UNIVERSAL





## ORTESIS TIBIAL POST-OPERATORIA

■ REFERENCIA: 157

Ortesis tibial prefabricada en polietileno de baja densidad, totalmente acolchada y con estribo libre.

### CARACTERÍSTICAS:

- Incorpora estribo libre para limitación de la inversión y eversión del pie, permitiendo la flexión dorsal y plantar.
- Permite la movilidad de las articulaciones de rodilla, tobillo y pie.

### INDICACIONES:

- Postoperatorios de fracturas de tibia que requieran de inmovilización.



TALLA	REFERENCIA		CONTORNO NIVEL MALEOLOS	CONTORNO PANTORRILLA	LONGITUD PARTE SUPERIOR DE LA RÓTULA A VÉRTICE LATERAL DEL MALEOLO
	IZQUIERDA	DERECHA			
S	1571	1576	20-25 cm	28-33 cm	42-47 cm
M	1572	1577	23-28 cm	33-38 cm	44-49 cm
L	1573	1578	25-30 cm	38-43 cm	49-54 cm



## ORLANDO TPFX

■ REFERENCIA: 153

Ortesis bivalva PTB para fracturas de la meseta tibial.


### CARACTERÍSTICAS:

- Fabricada en polietileno fácilmente moldeable.
- Su forma proporciona estabilidad rotatoria y una firme compresión.
- Valva anterior acolchada y con agujeros de ventilación.
- Se incluyen dos manguitos protectores.
- Estribo a la venta por separado (consultar página 74).

### INDICACIONES:

- Indicada para fracturas de la meseta tibial (no operables o en el post-operatorio).

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO PANTORRILLA	LONGITUD RODILLA-MALEOLOS
	IZQUIERDA	DERECHA		
S	1530	1535	25-38 cm	51 cm
M	1531	1536	30-43 cm	53 cm
L	1532	1537	36-48 cm	56 cm



## ARTICULACIÓN NEWPORT 3


■ REFERENCIA: 4262

Articulación para ortesis de cadera, con control de la flexión, extensión, abducción y aducción.

### CARACTERÍSTICAS:

- Ligera y robusta.
- Talla universal.
- Ángulo máximo de flexión 120°.
- Flexión y extensión ajustable en incrementos de 10°.
- Aducción y abducción ajustable en incrementos de 7,5°.

TALLA	REFERENCIA
Única	4262





**Tobillo y Pie**



## ORTESIS WALKER

■ REFERENCIA: W1/ W2/ W3/ W5

Ortesis Walker concebida para generar una eficiente inmovilización de la articulación fibiotarsiana, facilitando la deambulación gracias a su suela antideslizante con curvatura elipsoidal que proporciona un óptimo balanceo en la pisada. Todos los materiales empleados en su fabricación son ligeros y sólidos de modo que se logra una excelente estabilización sin llegar a mermar el confort.

### CARACTERÍSTICAS:

- Sólido diseño y peso reducido.
- Envoltura acolchada transpirable de fácil colocación.
- Dispone de almohadillas adicionales para incrementar el confort.
- Preciso ajuste circular gracias al sistema de correas horizontales.
- Eficiente suela elipsoidal para un óptimo balanceo del pie.

### INDICACIONES:

- Post-operatorio del tendón de Aquiles.
- Tratamiento conservador para la inestabilidad ligamentosa.
- Control de la hiperextensión crónica.
- Tendinitis de los extensores del pie tras retirada de yesos en fracturas de tercio inferior de la tibia.
- Lesiones del nervio ciático poplíteo externo.

WALKER FIJO Referencia: W1	WALKER ARTICULADO Referencia: W2	WALKER NEUMÁTICO Referencia: W3	WALKER CORTO Referencia: W5
-------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------



TALLA	REFERENCIA				NÚMERO CALZADO
	W1	W2	W3	W5	
S	W1-S	W2-S	W3-S	W5-S	36-39
M	W1-M	W2-M	W3-M	W5-M	39-43
L	W1-L	W2-L	W3-L	W5-L	43-46



## SET TALONERAS

■ REFERENCIA: WT

Set de 5 taloneras para ortesis Walker.



UNIDADES	REFERENCIA
5	WT



## JOUSTO PERONEUS

■ REFERENCIA: 20466

La férula JOUSTO levanta y sostiene el pie incapacitado haciendo posible un paso más normal. Gracias a su estructura sencilla pero eficaz, se puede llevar con cualquier tipo de zapato o bota.

El sistema de flejes está diseñado de manera que funciona como una "articulación flotante" para prevenir cualquier tipo de deformación en la zona plantar del tobillo.

El revestimiento de plástico en el sistema de flejes y en la pletina de soporte, proporciona al dispositivo un mejor aspecto estético al tiempo que protege la ropa del usuario.

### INDICACIONES:

- Debilidad del músculo tensor del pie.
- Poliomielitis.
- Parálisis del peroneo sin espasticidades.

TALLA	REFERENCIA	
	IZQUIERDA	DERECHA
36	20466-10I	20466-10D
37	20466-20I	20466-20D
38	20466-30I	20466-30D
39	20466-40I	20466-40D
40	20466-50I	20466-50D
41	20466-60I	20466-60D
42	20466-70I	20466-70D
43	20466-80I	20466-80D
44	20466-90I	20466-90D
45	20466-A0I	20466-A0D



## ORTESIS U.F.O

■ REFERENCIA: 362

Ortesis prefabricada nocturna para el tratamiento efectivo de la fascitis plantar y tendinitis del tendón de Aquiles. La ortesis UFO proporciona un cómodo soporte al pie afectado con un controlable rango de flexión dorsal, aplicando un efecto estiramiento prolongado de baja intensidad en los tejidos blandos de la fascia plantar y tendón de Aquiles. El efecto estiramiento de baja intensidad genera una agradable extensión, curación y remodelado de los citados tejidos, reduciendo de forma efectiva la tensión y el dolor causados por la inflamación.

El soporte ayuda a romper el ciclo de lesión, dolor y recaída al mismo tiempo que limita la contracción y deformación de los tejidos blandos durante la noche.

La ortesis no guarda lado, siendo válida para ambos pies.

### INDICACIONES:

- Fascitis plantar.
- Tendinitis.
- En usuarios encamados con el fin de evitar contracturas y deformidades

TALLA	REFERENCIA	NÚMERO CALZADO	ALTURA
S	3620	36 a 40	33 cm
M	3621	41 a 43	35 cm
L	3622	Más de 44	38 cm





## NEURODYN DYNAM X ACTIVE

■ REFERENCIA: 07851

Nueva revisión del exitoso diseño de ortesis Neurodyn Dynam X en donde se ha optimizado la rigidez, proporcionando además un efecto de estiramiento en la rodilla.

### BENEFICIOS:

- Apoyo en el levantamiento del pie.
- Reducción del riesgo de caídas.
- Mejora la coordinación en la ejecución del patrón de marcha.
- Mayor amplitud de paso.
- Efecto de estiramiento en rodilla.

### CARACTERÍSTICAS:

- Óptima rigidez de la ortesis para un mayor efecto dinámico.
- Innovador sistema de cierre magnético que permite la colocación con una sola mano.
- Carcasa frontal con altura ajustable y termomoldeable.
- Cómodo acolchado transpirable.
- Suave suela para máximo confort.
- Agujeros en cobertura frontal para una óptima ventilación.
- Reducido peso.

### INDICACIONES:

- Paresia de pie flácido o espástico (después de ictus, esclerosis múltiple, paresia de peroneo, debilidad de cuádriceps y otras enfermedades neurológicas y musculares).
- Lesiones medulares.
- Poliomielitis

TALLA	REFERENCIA		NÚMERO CALZADO
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	07851-11I	07851-11D	35-38
M	07851-21I	07851-21D	39-42
L	07851-31I	07851-31D	43-46



SPORLASTIC  
NEURO  
ORTHOAEDICS



## DICTUS BAND

■ REFERENCIA: 8W400

Ortesis de levantamiento del pie. Ayuda a elevar el pie directamente después del despegue del suelo, lo cual elimina obstáculos tales como peldaños, pavimentos y alfombras. Se adapta a la perfección al calzado, es discreto y fácil de montar.

### INDICACIONES:

- Pie equino.
- Apoplejías y accidentes cerebrovasculares.
- Esclerosis múltiple.
- Secuelas del síndrome de poliomielitis.
- Indicaciones de carácter neurológico.

TALLA	REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA TOBILLO
S*	8W400-S	12-17 cm
M	8W400-M	15-20 cm
L	8W400-L	20-27 cm

\*Talla S bajo pedido a proveedor

(Disponible en color carne bajo pedido a proveedor)

### REPUESTOS PARA DICTUS BAND

Goma (Unidad)	8S400-01
Ganchos (Par)	8S400-02





# NEURODYN COMFORT

■ REFERENCIA: 07830

Ortesis con componente de tobillo, plantilla flexible y correas semielásticas para el levantamiento del pie.

### BENEFICIOS:

- Ortesis de levantamiento del pie.
- Balance dinámico.
- Estabilización de la articulación del tobillo.
- Reducción del riesgo de caídas.
- Mayor amplitud de paso en base al dinamismo logrado en los músculos.
- Marcha fisiológica.
- Fácil y rápida colocación con una sola mano.

### CARACTERÍSTICAS:

- Componente de tobillo con innovador cierre con una sola mano.
- Plantilla en termoplástico maleable y flexible.
- Correa semielástica con fuerte efecto levantamiento.
- Acolchado de tobillo para incrementar confort.

### INDICACIONES:

- Paresia de pie flácido o espástico:
- Después de un ictus.
- Esclerosis múltiple.
- Paresia de peroneo.
- Otras enfermedades neurológicas o musculares.



SPORLASTIC  
NEURO  
ORTHOPAEDICS

TALLA	REFERENCIA		NÚMERO CALZADO	CIRCUNFERENCIA SOBRE EL TOBILLO (CM)
	IZQUIERDA	DERECHA		
1	07830-1I	07830-1D	36-37	17-21
2	07830-2I	07830-2D	38-39	17-21
3	07830-3I	07830-3D	40-41	17-21
4	07830-4I	07830-4D	42-43	17-21
5	07830-5I	07830-5D	44-45	17-21
6	07830-6I	07830-6D	46-47	17-21
7	07830-7I	07830-7D	36-37	21-24
8	07830-8I	07830-8D	38-39	21-24
9	07830-9I	07830-9D	40-41	21-24
10	07830-10I	07830-10D	42-43	21-24
11	07830-11I	07830-11D	44-45	21-24
12	07830-12I	07830-12D	46-47	21-24
13	07830-13I	07830-13D	36-37	24-28
14	07830-14I	07830-14D	38-39	24-28
15	07830-15I	07830-15D	40-41	24-28
16	07830-16I	07830-16D	42-43	24-28
17	07830-17I	07830-17D	44-45	24-28
18	07830-18I	07830-18D	46-47	24-28



Neurodyn Comfort es muy sencillo de colocar. La ortesis se puede poner empleando únicamente una





## D.A.F.O SUB MALEOLAR ABIERTO

■ REFERENCIA: 0510A

AFO Dinámico que controla la posición del mediopié y del retropié, para proporcionar una base estable de soporte.

### INDICACIONES:

- Corrección de inestabilidad subtalar.
- Excesiva pronación del músculo laxo.
- Huesos o pies sensibles que requieran de un suave contacto para amortiguar las prominencias óseas.



## D.A.F.O SUB MALEOLAR CERRADO

■ REFERENCIA: 0511A

AFO Dinámico que controla la posición del mediopié y del retropié, para proporcionar una base estable de soporte.

### INDICACIONES:

- Corregir desviaciones de la zona media y subtalar del pie.
- Exceso de pronación secundaria en el músculo laxo.
- Niños que inician la demabulación y requieren de una precisa alienación del pie para mejorar el equilibrio y las habilidades funcionales.



## D.A.F.O SUPRAMALEOLAR

■ REFERENCIA: 0512A

AFO Dinámico que controla la posición del mediopié y del retropié, para proporcionar una base estable de soporte.

### INDICACIONES:

- Significativa inestabilidad del antepié, mediopie y retropie.
- Desviación global del pie a causa de bajo o medio tono muscular.
- Desviaciones del pie que interfieran con la posición erguida y el equilibrio.
- Inestabilidad del pie que no pueda ser controlada en la zona distal con el maleolar.
- Niños con significativa inestabilidad del pie que precisen de libre dorsiflexión y plantarflexión para gatear, erguirse y agacharse.



## D.A.F.O LEAF SPRING

■ REFERENCIA: 0520A

AFO Dinámico que ofrece diferentes grados de control de la flexión dorsal y plantar sin utilizar articulaciones.

### INDICACIONES:

- Significativa inestabilidad del antepié, mediopie y retropie.
  - Desviación global del pie a causa de bajo o medio tono muscular.
  - Desviaciones del pie que interfieran con la posición erguida y el equilibrio.
- Inestabilidad del pie que no pueda ser controlada en la zona distal con el maleolar.
- Niños con significativa inestabilidad del pie que precisen de libre dorsiflexión y plantarflexión para gatear, erguirse y agacharse.





## D.A.F.O LEAF SPRING COMBO

■ REFERENCIA: 0521A

AFO Dinámico que ofrece diferentes grados de control de la flexión dorsal y plantar sin utilizar articulaciones. Diseño en dos piezas con botín interior.

### INDICACIONES:

- Resistencia en la plantarflexión con dorsiflexión flexible.
- Leve hiperextensión de rodilla.
- Pie equino.



## D.A.F.O PLANTAR BLOCKER

■ REFERENCIA: 0522A

AFO Dinámico que ofrece diferentes grados de control de la flexión dorsal y plantar sin utilizar articulaciones.

### INDICACIONES:

- Restricción en plantarflexión (o dorsiflexión y plantarflexión tibial cuando se emplea la banda de velcro tibial).
- Hiperextensión secundaria de rodilla con excesiva plantarflexión.
- Pie equino.
- Traslado de pacientes no-ambulatorios cuando se emplea banda de velcro proximal.



## D.A.F.O FULL BLOCKER COMBO

■ REFERENCIA: 0523A

AFO Dinámico que ofrece diferentes grados de control de la flexión dorsal y plantar sin utilizar articulaciones. Diseño en dos piezas con botín interior.

### INDICACIONES:

- Debilidad en dorsiflexión y plantarflexión con necesidad de alineación definitiva del pie.
- Post-operatorio para estabilizar y equilibrar el conjunto del pie y tobillo.
- Dolor en pie y tobillo al moverse.
- Pacientes en transición entre SMO y AFO.
- Uso de AFO+SMO en actividades diarias y uso del SMO en casa.



## D.A.F.O DORSI FREE OVERLAP

■ REFERENCIA: 0530A

AFO Dinámico que proporciona una flexión dorsal libre con limitación o bloqueo de flexión plantar mediante el uso de articulaciones y bloqueos.

### INDICACIONES:

- Dorsiflexión débil y desviación del mediopie sin inestabilidad en la flexión de rodilla.
- Pie equino.
- Hiperextensión de rodilla.
- Desviación severa del mediopie y antepie (sin uso del bloqueo plantar).





## D.A.F.O DORSI FREE STRETCH

■ REFERENCIA: 0531A

AFO Dinámico que proporciona una flexión dorsal libre con limitación o bloqueo de flexión plantar mediante el uso de articulaciones y bloqueos.

### INDICACIONES:

- Incrementar o mantener el rango de dorsiflexión con control preciso del conjunto de pie / tobillo.



## D.A.F.O WRAP ARTICULADO

■ REFERENCIA: 0532A

AFO Dinámico que proporciona una flexión dorsal libre con limitación o bloqueo de flexión plantar mediante el uso de articulaciones y bloqueos.

### INDICACIONES:

- Debilidad en la dorsiflexión con bloqueo plantar cuando se recomienda un modelo de ortesis de bajo perfil.
- Debilidad en la dorsiflexión con buena estabilidad de rodilla cuando la flexión plantar esta bloqueada.
- Pie equino.
- Hiperextensión de rodilla debido a plantarflexión.



## D.A.F.O COMBO ARTICULADO

■ REFERENCIA: 0533A

AFO Dinámico que proporciona una flexión dorsal libre con limitación o bloqueo de flexión plantar mediante el uso de articulaciones y bloqueos. Diseño en dos piezas con botín interior.

### INDICACIONES:

- Dorsiflexión débil con desviación del mediopie y sin inestabilidad de flexión de la rodilla.
- Pie equino.
- Hiperextensión de rodilla debido a la plantarflexión.



## D.A.F.O TRANSFORMER

■ REFERENCIA: 0542A

AFO Dinámico articulado que permite bloquear la flexión dorsal y proporcionar el rango preciso de movilidad en flexión dorsal y flexión plantar.

### INDICACIONES:

- Control preciso de la dorsiflexión y de la plantarflexión en el rango de movimiento.
- Patologías variables que puedan variar entre la remisión y la exacerbación.
- Tratamiento ortésico ajustable y sensible a la mejora o empeoramiento.





## ANTIEQUINO SUPRALITE

■ REFERENCIA: 350

AFO de perfil bajo muy comfortable, con diseño tipo "Rancho de los Amigos" para corregir el pie flácido caído.

El diseño en polipropileno inyectado permite que la ortesis disponga de diferentes grosores.

Más grueso en el plano vertical para dar rigidez, y más fino en la planta del pie para una mayor flexibilidad, facilitar el ajuste e incrementar el confort.

### INDICACIONES:

■ Indicado especialmente para casos de parálisis del ciático poplíteo externo y como corrector del equinismo.

TALLA	REFERENCIA		NÚMERO DE CALZADO	ALTURA DE CAÑA
	IZQUIERDA	DERECHA		
S	3500	3505	35 a 38	27 cm
M	3501	3506	39 a 41	28 cm
L	3502	3507	42 a 44	33 cm
XL	3503	3508	Más de 44	38 cm



## ANTIEQUINO SUPRALITE CARBONO

■ REFERENCIA: 352

Rancho de los amigos fabricado en carbono y polipropileno inyectado. Con esta nueva composición se aportan múltiples ventajas a la deambulación.

Muy comfortable gracias a su forma anatómica.

Este modelo de AFO fabricado en carbono y polipropileno inyectado, ha sido diseñado para casos de pie flácido caído.

### INDICACIONES:

■ Indicado especialmente para casos de parálisis del ciático poplíteo externo y como corrector del equinismo.

TALLA	REFERENCIA		NÚMERO DE CALZADO	ALTURA DE CAÑA
	IZQUIERDA	DERECHA		
S	3520	3525	35 a 38	27 cm
M	3521	3526	39 a 41	28 cm
L	3522	3527	42 a 44	33 cm
XL	3523	3528	Más de 44	38 cm



## ESTRIBO LIBRE


■ REFERENCIA: 158

Versátil componente de pie con articulación libre, diseñado para ser incorporado a todo tipo de ortesis y yesos de miembro inferior, que precisen de un control del tobillo.

### CARACTERÍSTICAS:

- Permite su uso con muchos tipos de calzado.
- Limita la inversión y eversión, permitiendo la flexión dorsal y plantar.
- Con perforaciones para prevenir la acumulación de humedad.
- Correa de velcro para facilitar ajuste.

TALLA	REFERENCIA		NÚMERO DE CALZADO
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	1580	1585	35-36
M	1581	1586	37-39
L	1582	1587	40-42
XL	1583	1588	43-45





## MALLEO-HIT® SUPREME

■ REFERENCIA: 07174

NUEVO

Tobillera especialmente concebida para la práctica intensiva de deportes.

### CARACTERÍSTICAS:

- Mejora nutricional del cartílago.
- Optimización de la propiocepción.
- Alivio del dolor en base a una reducción de las aferencias nociceptivas.
- Pad de silicona Air Matrix: perforado, ligero, transpirable, con forma anatómica y relieve para estimulación y efecto masaje.
- Tejido 3D de punto plano.
- Perfecto ajuste sin generar arrugas.
- Diseño ultradelgado, con bordes suaves para reducir la presión en los extremos.

### INDICACIONES:

- Artrosis de tobillo.
- Inestabilidad crónica de tobillo.
- Esguinces leves de tobillo.
- Inflamación de tobillo.
- Postoperatorios de pie y tobillo.
- Problemas asociados al reuma.



TALLA	REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA DISTAL DE LA TIBIA
1	07174-190	17-19 cm
2	07174-290	19-21 cm
3	07174-390	21-23 cm
4	07174-490	23-25 cm
5	07174-590	25-27 cm
6	07174-690	27-29 cm



## TOBILLERA ACHILLODYN®

■ REFERENCIA: 07071

Ortesis de tobillo para el tratamiento específico del tendón de Aquiles.

### CARACTERÍSTICAS:

- El alza adicional de pie evita la desalineación de la pelvis.
- Mejora de la estabilidad en base a la propiocepción.
- Efecto masaje para reducción del edema y favorecer la circulación.
- Reducción temporal de la tensión en el tendón de Aquiles.
- Incorpora pads para estimulación y efecto masaje del tendón de Aquiles.
- Bordes suaves con una menor presión para incrementar el confort de uso.
- Tejido anatómico que no genera arrugas.
- Incorpora dos alzas con efecto amortiguador para alivio del tendón.

### INDICACIONES:

- Tendinopatía con o sin rotura parcial.
- Bursitis calcánea.
- Bursitis aquilea.
- Paratendinitis.
- Postoperatorios de pie y tobillo.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TOBILLO
1	07071-120	17-19 cm
2	07071-220	19-21 cm
3	07071-320	21-23 cm
4	07071-420	23-25 cm
5	07071-520	25-27 cm
6*	07071-620	27-29 cm



\*Talla 6 disponible bajo pedido a proveedor



**SWEDE-O UNIVERSAL**

■ REFERENCIA: 07072

Estabilizador de tobillo con refuerzos en termoplástico que dejan los maleolos totalmente libres. Fabricado con costuras dobles que proporcionan refuerzo en los puntos de presión.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Estabilización del tobillo.
- Diseño con cordones y férulas de espiral integradas.
- Férulas de refuerzo mediales y laterales.
- Efecto estiramiento en tendón de Aquiles.

**INDICACIONES:**

- Ruptura cápsula articular de tobillo.
- Inestabilidad crónica de tobillo.
- Artrosis de tobillo.
- Postoperatorios de pie y tobillo.
- Profilaxis primaria y secundaria.
- Esguinces de pie y tobillo.



TALLA	REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA DISTAL DE LA TIBIA
1*	07072-100	18-20 cm
2	07072-200	20-22 cm
3	07072-300	22-24 cm
4	07072-400	24-26 cm
5*	07072-500	26-28 cm
6*	07072-600	28-31 cm

\*Tallas 1, 5 y 6 disponibles bajo pedido a proveedor



**ACHILLO-HIT®**

■ REFERENCIA: 07804

Ortesis de tobillo con almohadilla de silicona ACHILLO-HIT. Actúa como estímulo propioceptivo en el tratamiento funcional de las lesiones del tendón de Aquiles. Se prescinde intencionadamente de cualquier elevación del talón, para evitar el acortamiento del músculo peroneo. Fácilmente adaptable debido a la malla especial elástica en la zona del empeine, que posibilita un ceñido sin arrugas al deslizarse el pie.

**INDICACIONES:**

A) Tratamiento conservador:

- Aquilodinia.
- Tendinitis.
- Paratenonitis.
- Bursitis aquilea.
- Bursitis calcánea.

B) Tratamiento post-operatorio:

- Rotura total o parcial del tendón de Aquiles.
- Reconstrucción del tendón perineal.
- Reconstrucción del canal del tendón fibial posterior.



TALLA	REFERENCIA		CIRCUNFERENCIA DISTAL DE LA TIBIA
	IZQUIERDA	DERECHA	
1	07804-10I	07804-10D	17-19 cm
2	07804-20I	07804-20D	19-21 cm
3	07804-30I	07804-30D	21-23 cm
4	07804-40I	07804-40D	23-25 cm
5	07804-50I	07804-50D	25-27 cm
6	07804-60I	07804-60D	27-29 cm



## TOBILLERA ALTA REFORZADA

■ REFERENCIA: 32

Ortesis de tobillo con pletinas laterales de refuerzo, cierre mediante cordones y cruzado elástico.

### CARACTERÍSTICAS:

Tobillera que proporciona protección bilateral, gracias a los refuerzos que incorpora a los lados, ideal para la realización de prácticas deportivas.

El diseño de la ortesis permite alternar el uso de 2 refuerzos espirales o dos férulas de aluminio (ambas incluidas), para ofrecer distintas posibilidades de estabilización sin llegar a limitar los movimientos.

También incorpora correas de soporte adicionales, diseñadas para reforzar la articulación del tobillo.

### INDICACIONES:

- Esguinces severos de tobillo.
- Inestabilidad crónica de tobillo.
- Tratamiento post-quirúrgico.
- Traumatismos.
- Fracturas de tobillo.
- Después de retirada de yesos.
- Tendinitis.
- Artritis.



TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TOBILLO
S	32-100	19-21 cm
M	32-200	21-23 cm
L	32-300	23-25 cm
XL	32-400	25-27 cm



## INMOVILIZADOR DE TOBILLO

■ REFERENCIA: GP1

Ortesis de tobillo diseñada con dos soportes laterales y cierre regulable, proporcionando una sujeción funcional, además de incrementar el soporte y la estabilidad del tobillo.

### CARACTERÍSTICAS:

- Disponible con acolchado en foam o hinchable para adaptarse a las circunstancias del paciente.
- El acolchado hinchable es más apropiado para usar en fases agudas de la lesión.
- El acolchado en foam, dispone de una mayor densidad y menor grosor, para una mayor estabilidad en fases más funcionales de la rehabilitación.
- Fácil adaptación y colocación.
- Se adapta fácilmente para ser utilizado con calzado.

### INDICACIONES:

- Lesiones de tobillo severas y moderadas.
- Fracturas de maléolo estables.
- Cuidado después de fracturas en fase de rehabilitación.

TALLA	REFERENCIA	ACOLCHADO
ÚNICA	GP1-F	FOAM
ÚNICA	GP1-A	AIRE





## TOBILLERA ALTA REFORZADA

■ REFERENCIA: T32

Tobillera de neopreno con pletinas laterales de refuerzo extraíbles, cierre mediante cordones y cinta estabilizadora. Confeccionada en Neopreno THERMAL, con forro interior de rizo 100% de algodón. Ayuda a mantener el calor corporal para una recuperación más rápida y alivio del dolor.

### INDICACIONES:

- Esguinces severos de tobillo.
- Inestabilidad crónica de tobillo.
- Tratamiento post-quirúrgico.
- Traumatismos.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TOBILLO
S	T32-150	19-21 cm
M	T32-250	21-23 cm
L	T32-350	23-25 cm
XL	T32-450	25-27 cm
XXL	T32-550	27-28 cm



## TOBILLERA ALTA CON CINTA

■ REFERENCIA: T33

Tobillera alta con placa en termoplástico y cinta adicional para mejorar la estabilización. Confeccionada en Neopreno THERMAL, con forro interior de rizo 100% de algodón. Ayuda a mantener el calor corporal para una recuperación más rápida y alivio del dolor.

### INDICACIONES:

- Esguinces e inestabilidad de tobillo.
- Artritis.
- Tendinitis.
- Distorsiones ligamentosas.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TOBILLO
S	T33-150	19-21 cm
M	T33-250	21-23 cm
L	T33-350	23-25 cm
XL	T33-450	25-27 cm
XXL	T33-550	27-28 cm



## TOBILLERA ALTA ESTÁNDAR

■ REFERENCIA: T35

Soporte de tobillo de fácil colocación para proporcionar una protección moderada en el tobillo. Confeccionada en Neopreno THERMAL, con forro interior de rizo 100% de algodón. Ayuda a mantener el calor corporal para una recuperación más rápida y alivio del dolor.

### INDICACIONES:

- Traumatismos leves de tobillo.
- Esguinces.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TOBILLO
S	T35-150	19-21 cm
M	T35-250	21-23 cm
L	T35-350	23-25 cm
XL	T35-450	25-27 cm
XXL	T35-550	27-80 cm





## SOPORTE DE TOBILLO

■ REFERENCIA: 33

Ortesis de tobillo ideal para deportistas o personas activas. Ayuda a evitar lesiones en la articulación del tobillo permitiendo el libre movimiento en la carrera o en el salto. Con refuerzos laterales de termoplástico que liberan totalmente los maléolos y estabilizan la articulación.

### INDICACIONES:

- Artritis.
- Esguinces de tobillo.
- Complemento post-operatorio.
- Traumatismos.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TOBILLO
S	33-100	19-21 cm
M	33-200	21-23 cm
L	33-300	23-25 cm
XL	33-400	25-27 cm



## TOBILLERA ELÁSTICA CON CINTA

■ REFERENCIA: 34PLUS

Tobillera elástica que comprime y estabiliza las distorsiones ligamentosas. Con un cinta estabilizadora para mejorar la estabilización del tobillo.

Proporciona protección moderada en el tobillo, ayudando a mitigar el dolor, la fatiga e hinchazón durante la realización de actividades cotidianas y deportivas.

### INDICACIONES:

- Especialmente indicada para lesiones tales como esguinces y condiciones leves asociadas al dolor del tobillo.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TOBILLO
S	34PLUS-110	19-21 cm
M	34PLUS-210	21-23 cm
L	34PLUS-310	23-25 cm
XL	34PLUS-410	25-27 cm
XXL	34PLUS-510	27-28 cm



## TOBILLERA CON TALÓN ABIERTO

■ REFERENCIA: 35

Tobillera elástica de talón abierto especialmente recomendada para esguinces leves y para la práctica deportiva.

Ayuda a aliviar el dolor, la fatiga e hinchazón en el tobillo durante la realización de actividades diarias y prácticas deportivas.

Mejora de la estabilización en base a una mayor propiocepción.

### INDICACIONES:

- Especialmente indicada para lesiones tales como esguinces y condiciones leves asociadas al dolor del tobillo.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TOBILLO
S	35-100	19-21 cm
M	35-200	21-23 cm
L	35-300	23-25 cm
XL	35-400	25-27 cm





## METARSO

■ REFERENCIA: 07905

Banda anatómica de pie con protector. Se suministra por pares.

### CARACTERÍSTICAS:

- Alivio de las cabezas metatarsales y de los tejidos blandos.
- Efecto enderezamiento en el arco transversal.

### INDICACIONES:

- Metatarsalgias.
- Pie transverso plano.
- Periartritis articular en la región de las cabezas metatarsianas (I-V).
- Presión de los nervios interdigitales.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO ANTEPIE
S	07905-100	17-19 cm
M	07905-200	19-21 cm
L	07905-300	21-24 cm
XL	07905-400	25-27 cm



## VENDAJE METATARSAL

■ REFERENCIA: 36

Vendaje de metatarso que permite una eficaz descarga de la cabeza de los metatarsianos sin necesidad de usar plantilla.

Alivia la presión de la parte delantera del pie y evita la aparición de callosidades.

Con anchura ajustable.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO ANTEPIE
S	36-110	18-20 cm
M	36-210	21-23 cm
L	36-310	24-26 cm
XL	36-410	26-28 cm



## HALLUX VALGUS

■ REFERENCIA: 38-000

Soporte corrector para el Hallux Valgus y para el post-operatorio del mismo.

Con férula de aluminio para mantener el dedo gordo recto.

Talla universal, se adapta a todos los tamaños de pie (izquierdo o derecho).

TALLA	REFERENCIA	TALLA
Universal	38-000	UNIVERSAL





## ZAPATO ESPECIAL ARTISTEP

■ REFERENCIA: 4556

Zapato especialmente diseñado para facilitar la deambulaci3n a personas con la pierna escayolada.

Impide el deslizamiento del yeso dentro de este y gracias a su fina suela se produce un menor alargamiento de la pierna, reduciendo el balanceo p3lvico.



TALLA	REFERENCIA	Nº CALZADO
P	45564	25-30
XS	45565	31-34
S	45566	35-38
M	45567	39-41
L	45568	42-43
XL	45569	44-47



## BOTA ESPECIAL NEW CONFORT

■ REFERENCIA: CONFORT

Bota especial sin costuras de apertura total. En la parte trasera dispone de cierre de cremallera para facilitar la colocaci3n. Incorpora el tratamiento Sanitized®, con acci3n bacteriost3tica y fungist3tica para una protecci3n antimicrobiana duradera.

Nº CALZADO	REFERENCIA	COLOR
35	CONFORT-35AZ	Azul
36	CONFORT-36AZ	Azul
37	CONFORT-37AZ	Azul
38	CONFORT-38AZ	Azul
39	CONFORT-39AZ	Azul
40	CONFORT-40AZ	Azul
41	CONFORT-41AZ	Azul
42	CONFORT-42AZ	Azul
43	CONFORT-43AZ	Azul
44	CONFORT-44AZ	Azul
45	CONFORT-45AZ	Azul



## ZAPATO ESPECIAL NEW CITY

■ REFERENCIA: CITY

Bota especial sin costuras de apertura total. En la parte trasera dispone de cierre de cremallera para facilitar la colocaci3n. Incorpora el tratamiento Sanitized®, con acci3n bacteriost3tica y fungist3tica para una protecci3n antimicrobiana duradera.

Nº CALZADO	REFERENCIA	COLOR
35	CITY-35NE	Negro
36	CITY-36NE	Negro
37	CITY-37NE	Negro
38	CITY-38NE	Negro
39	CITY-39NE	Negro
40	CITY-40NE	Negro
41	CITY-41NE	Negro
42	CITY-42NE	Negro
43	CITY-43NE	Negro
44	CITY-44NE	Negro
45	CITY-45NE	Negro





**Pediatría**



## COLLARÍN PEDIÁTRICO CERVILASTIC

■ REFERENCIA: 8273

Collarín cervical para proporcionar soporte anatómico en cervicales durante el día y la noche.

### CARACTERÍSTICAS:

- Efecto calor para relajar los músculos del cuello.
- Óptimo soporte con alivio de la columna vertebral.

### INDICACIONES:

- Síndrome de dolor cervical crónico o agudo.
- Síndrome cervicobraquial.
- Seguimiento de operaciones en discos vertebrales.
- Seguimiento de operaciones de torticollis.
- Esguinces de cuello.



TALLA	REFERENCIA	ALTURA	LONGITUD
1	82734	4,5 cm	46 cm
2	82735	6,5 cm	46 cm



## CODERA PEDIÁTRICA EPIDYN

■ REFERENCIA: 87237

Ortesis elástica de codo ambidiestra en talla pediátrica, con bandas lateral y medial de silicona, que permite una compresión y fricción óptimas.

### CARACTERÍSTICAS:

- Acelera la reabsorción de derrames y edemas.
- Efecto masaje y alivio del dolor.
- Óptima compresión para estabilización y alivio del codo.
- Óptimo ajuste gracias a la técnica de tejido.

### INDICACIONES:

- Post-operatorios de codo.
- Laxitud en ligamentos del codo.
- Esguinces de codo.
- Estados inflamatorios posteriores a cirugías o fracturas.

TALLA	REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA DE CODO
Universal	87237	18-20 cm



## MUÑQUERA PEDIÁTRICA MANU-HIT

■ REFERENCIA: 87035

Ortesis de muñeca con refuerzos en zona volar y dorsal moldeables.

### CARACTERÍSTICAS:

- Estabilización y limitación del movimiento de la muñeca.
- Fijación de los huesos de la muñeca con libre movilidad de pulgar y dedos.

### INDICACIONES:

- Síndrome del túnel carpiano.
- Después de retirar escayola.
- Esguinces severos.
- Lunatomalacia.
- Pseudo-artrosis navicular.
- Post-operatorios de muñeca y mano.



TALLA	REFERENCIA		CONTORNO MUÑECA	LONGITUD
	IZQUIERDA	DERECHA		
Universal	87035-I	87035-D	12-14 cm	17 cm





## NEWPORT PEDIÁTRICO

■ REFERENCIA: 392

El sistema Newport Pediátrico con la nueva articulación Virtual Pediatric Joint, mejora la estabilidad, dando soporte y posicionando las caderas en un óptimo alineamiento, al tiempo que facilita un rango controlado de movimiento.

Esta ortesis pediátrica puede ser usada en postoperatorios, para mantener las correcciones realizadas en la cirugía, también esta indicada para maximizar la funcionalidad durante las tareas cotidianas. La mejora de la alineación de la cadera estimula el apropiado ajuste del fémur en el acetábulo, reduciendo la tendencia a la subluxación y dislocación.

### CARACTERÍSTICAS:

- Módulo pélvico universal, con componentes de muslo bilaterales.
- Acolchado Coolfoam™ lavables.
- Confortable acolchado lumbar.
- Diseño anatómico para estabilización de la pelvis.

### ARTICULACIÓN VIRTUAL PEDIÁTRICA:

- Articulación de cadera más pequeña y ligera del mercado.
- Control ajustable de la flexión, extensión, abducción y aducción.
- Accesorio proximal curvo para proporcionar un espacio libre por encima de la incisión y del trocánter.

### INDICACIONES:

- Procesos post-operatorios en los que sea necesaria una estabilización de la cadera.
- Pacientes con subluxación de cadera que requieran de una mejora de la alineación para alivio del dolor.
- Niños que precisen de una mejora del equilibrio en posición sentada y erguida.



TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA	CONTORNO MUSLO	ALTURA TROCANTER-RODILLA
S	3920	48-51 cm	27-31 cm	21-26 cm
M	3921	51-56 cm	28-35 cm	24-30 cm
L	3922	55-61 cm	32-39 cm	29-36 cm
XL	3923	61-65 cm	36-43 cm	35-42 cm



## BARRA DE ABDUCCIÓN AJUSTABLE

■ REFERENCIA: 395

La nueva barra de abducción se ajusta a los cambios del ángulo de los componentes de los muslos, siendo muy fácil de acoplar.

Diseñada para proporcionar una rigidez similar a la que proporciona un yeso espica de cadera. El Newport Junior con barra de abducción es la mejor opción en procesos post-operatorios.

Diseño deslizante dual: Una barra con agujeros insertada en otra barra hueca, para una fijación estable.

Tornillo de presión para establecer la fijación adecuada, puede retirarse de forma rápida para facilitar la entrada en vehículos, espacios estrechos, puertas, etc.

Ajustable para más de 30° de abducción en cada lado.

TALLA	REFERENCIA	RANGO DE AJUSTE	TALLA DE NEWPORT
S	3950	15 a 25 cm	XS y S
M	3951	23 a 43 cm	M, L y XL





## COXAFLEX

■ REFERENCIA: 23-300

CoxaFlex es una ortesis de flexión-abducción, diseñada para el tratamiento, seguro y efectivo de la displasia y luxación de cadera en recién nacidos.

CoxaFlex ayuda a controlar el crecimiento de ambos segmentos (óseos y cartilaginosos) de la articulación, motivando un mayor desarrollo y mejor formación de la articulación de cadera.

Diseño consta de un cinturón ajustable, una férula regulable de abducción y los soportes para las piernas.

### BENEFICIOS:

- Posicionamiento de las articulaciones de la cadera en una posición natural de flexión de 90 a 100 grados y de abducción de 45 a 50 grados.
- El posicionamiento del fémur del paciente impide cualquier movimiento de extensión o abducción, que pueda motivar luxación o displasia de cadera.
- Permite un alineamiento preciso, controlable y libre de las extremidades inferiores, en flexión y abducción. Esto ayuda a inmovilizar la cabeza del fémur, en casos de displasia o inestabilidad en la estructura de la articulación.

### INDICACIONES:

- Dar seguridad a articulaciones de cadera propensas a dislocación.
- Displasia de cadera.
- Luxaciones de cadera.



TALLA	REFERENCIA	ANCHO MÍNIMO	ANCHO MÁXIMO	CONTORNO DE MUSLO
S	23-300-001	9,5 cm	16 cm	12-20 cm
M	23-300-002	11 cm	17,5 cm	18-25 cm
L	23-300-003	12,5 cm	19 cm	24-30 cm



## CORRECTIO

■ REFERENCIA: 20519

Ortesis para la prevención y el tratamiento de la luxación congénita de cadera, permite un sencillo ajuste y modificación del grado de abducción de las piernas.

El diseño del Correctio dispone de una banda de acero en la zona de abducción que permite limitar la libertad de movimientos. Doblando la férula medial, el grado de abducción se puede ir adaptando a los progresos de la terapia.

La ortesis no limita la satisfacción de las necesidades higiénicas del usuario.

### CARACTERÍSTICAS:

- Individualmente ajustable.
- Mínimo contacto con la piel.
- Fácil y cómodo de llevar.
- Facilita la higiene.

### INDICACIONES:

Niños y recién nacidos con:

- Displasia de cadera.
- Luxación y subluxación de cadera después de reposición.



TALLA	REFERENCIA	ANCHO DE APOYO
0	20519-000	16-20 cm
1	20519-100	20-24 cm
2	20519-200	22-26 cm
3	20519-300	26-30 cm
4	20519-400	30-34 cm

## ARNÉS DE PAVLIK TEUFEL

■ REFERENCIA: 23400

Arnés de Pavlik especialmente cómodo diseñado para fijar la flexión de la cadera y de la rodilla de 90° a 120°.

El arnés se compone en dos correas para el hombro, una correa de pecho, así como correas de pierna medial y lateral con componentes para los pies. Las partes correspondientes al pie, disponen de una suela estable para prevenir una excesiva presión de los pies.

A lo largo de la terapia, la longitud de las correas se pueden ajustar.

### INDICACIONES:

- Displasia de cadera.
- Tratamiento funcional de la luxación de cadera.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO DE PECHO	LONGITUD MÁXIMA DE PIE
S	23400-011	30-40 cm	6 cm
S+	23400-012	30-40 cm	7,5 cm
M	23400-022	40-50 cm	7,5 cm



## ARNES DE PAVLIK URIEL

■ REFERENCIA: 70

Arnés para el tratamiento de la displasia y luxación de cadera. Diseñado para permitir un desarrollo normal de la cabeza de la cadera dentro del acetábulo.

### CARACTERÍSTICAS:

- Permite un grado moderado de movimiento.
- Fabricado en tejido suave y cómodo.
- Disponible en cuatro tallas.
- A lo largo del tratamiento la longitud de las correas se puede ajustar.

TALLA	REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA CINTURA
XS	70-000	38-42 cm
S	70-100	42-45 cm
M	70-200	45-48 cm
L	70-300	48-52 cm



## MIGNON REGULABLE

■ REFERENCIA: 20525

Ortesis clásica de abducción con componente espaciador con abducción continuamente ajustable.

Fija las articulaciones de la cadera en flexión y abducción.

### INDICACIONES:

- Displasia de cadera.
- Tratamiento de la luxación y subluxación después de reposicionar la articulación de la cadera.

TALLA	REFERENCIA	ANCHO DE APOYO
0	20525-0RE	14-16 cm
1	20525-1RE	15-18 cm
2	20525-2RE	17-21 cm
3	20525-3RE	20-25 cm
4	20525-4RE	24-30 cm
5	20525-5RE	29-37 cm





## GENU-HIT

■ REFERENCIA: 87081

Rodillera elástica en talla pediátrica, con soporte patelar fabricada con el nuevo tejido de punto plano de malla totalmente libre de látex y que garantiza una adaptación óptima, una compresión funcional y una acción propioceptiva, eliminando casi totalmente las arrugas que otros productos generan al adaptarse al cuerpo humano.

### CARACTERÍSTICAS:

- Confeccionada en un tejido de especial elasticidad en la zona poplítea para permitir una correcta vascularización.
- Incorpora pad circular para soporte patelar.
- Con férulas espirales laterales.

### INDICACIONES:

- Condropatía patelar.
- Dolencias de menisco.
- Tratamiento post-quirúrgico.
- Lesiones ligamentosas leves.



TALLA	REFERENCIA	MEDIDA SUPERIOR (D)	MEDIDA INFERIOR (F)
Universal	87081	23-26 cm	29-33 cm

**D:** Medida 14 cm por debajo de la mitad de la rótula.

**F:** Medida 14 cm por encima de la mitad de la rótula.



## MALLEO®-HIT

■ REFERENCIA: 87074

Soporte de tobillo con acolchado propioceptivo, en talla pediátrica.

### BENEFICIOS:

- Acelera la absorción de efusiones.
- Optimización de la propiocepción.
- Reducción de las aferencias nociceptivas para un alivio del dolor.
- Proporciona estabilización, compresión y un alivio en la zona del tobillo.
- Enderezamiento del arco transversal.
- Tejido extremadamente elástico.

### INDICACIONES:

- Inestabilidad crónica de ligamentos capsulares.
- Inflamación de tobillo.
- Esguinces de tobillo moderados
- Postoperatorios de pie y tobillo.



TALLA	REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA POR ENCIMA DEL TOBILLO
Universal	87074	16-18 cm



## ORTESIS WALKER INFANTIL

■ REFERENCIA: W4

Ortesis Walker concebida para generar una eficiente inmovilización de la articulación fibiotarsiana, facilitando la deambulación gracias a su suela antideslizante con curvatura elipsoidal que proporciona un óptimo balanceo en la pisada.

Todos los materiales empleados en su fabricación son ligeros y sólidos de modo que se logra una excelente estabilización sin llegar a mermar el confort.

### INDICACIONES:

- Post- Operatorio del tendón de Aquiles.
- Tratamiento conservatorio para la inestabilidad ligamentosa.
- Control de la hiperextensión crónica.
- Tendinitis de los extensores del pie tras retirada de yesos en fracturas del tercio inferior de la tibia.
- Lesiones del nervio ciático poplíteo externo.

TALLA	REFERENCIA	NÚMERO CALZADO
S	W4-S	21-23
M	W4-M	24-26
L	W4-L	27-29
XL	W4-XL	30-34



## UFO PEDIÁTRICO

■ REFERENCIA: 361

Ortesis pediátrica "UFO" fabricada con un polímero muy resistente a la fatiga y forrada internamente en tejido "COOLFOAM". Es cómoda y permite mantener el rango de la dorsiflexión. Esta exclusiva ortesis infantil de extremidad inferior posiciona el pie y tobillo en un óptimo alineamiento para mantener el soleo en posición correcta mientras el paciente está acostado.

Cuando se combina con un inmovilizador de rodilla, el UFO permite igualmente mantener en extensión las dos articulaciones del grupo gastrocnemio.

### INDICACIONES:

- Parálisis cerebral u otras alteraciones neuromusculares.
- Marcha en puntillas idiopática.
- Trastornos graves.
- Tirantez de pie y tobillo.
- Facilita la extensión del tendón de Aquiles.

TALLA	REFERENCIA	NÚMERO CALZADO	ALTURA	LONGITUD PLANTILLA
S	3614.02	16-23	16,5 cm	14 cm
M	3615.02	23-27	20 cm	16 cm
L	3616.02	27-31	26,5 cm	19 cm





## ANTIEQUINO PEDIATRICO

■ REFERENCIA: 358

AFO pediátrico prefabricado para prevención del pie equino por contractura, y para asistencia en pacientes con hemiplejía o diplegía espástica.

### CARACTERÍSTICAS:

- El diseño favorece un patrón de marcha más suave.
- Confeccionado en polipropileno.
- Diseñado para facilitar su uso con amplia variedad de calzado.

### INDICACIONES:

- Prevención del pie equino.
- Hemiplejía o diplegía espástica.

TALLA	REFERENCIA		LONGITUD DE PLANTILLA	ALTURA DE CAÑA
	IZQUIERDA	DERECHA		
S	3581	3586	10 cm	16 cm
M	3582	3587	11 cm	19 cm
L	3583	3588	12 cm	23 cm
XL	3584	3589	13 cm	25 cm
XXL	3585	3590	15 cm	28 cm



## ORTESIS PEDIÁTRICA WEATHON

■ REFERENCIA: 38

Ortesis funcional pediátrica prefabricada, elimina la necesidad de emplear uso continuo de yesos o varios calzados correctores.

### CARACTERÍSTICAS:

- Fabricada en ligero polipropileno perforado con correas de velcro ajustables.
- Diseño con tres puntos de apoyo para mantener el talón y el antepié en una posición óptima.

### INDICACIONES:

- Muy efectiva en el tratamiento de la adducción del metatarso y el pie equinovaro congénito en niños de hasta 36 meses.

TALLA	REFERENCIA		EDAD APROXIMADA	LONGITUD DE PIE
	IZQUIERDA	DERECHA		
XS	3849L	3849R	0-2 meses	8 cm
S	3850L	3850R	3-8 meses	9 cm
M	3851L	3851R	9-15 meses	11 cm
L	3852L	3852R	16-24 meses	12 cm
XL*	3853L	3853R	25-36 meses	14 cm



\* Talla XL se suministra bajo pedido a proveedor.

El TCFlex es un tratamiento ortopédico único y progresivo para niños y adultos con problemas neuro-musculares, sensomotrices, ortopédicos y físicos. Estas ortesis fabricadas a medida, están diseñadas para estabilizar las estructuras del pie y del tobillo, permitiendo al paciente utilizar y potenciar su capacidad muscular.

Los distintos diseños de TC Flex están confeccionados en materiales termoplásticos, extremadamente finos y flexibles, que permiten al paciente recibir una respuesta propioceptiva a través del contacto total. La estabilidad proporcionada por estas ortesis, proporciona la óptima alineación de las extremidades inferiores. La alineación de la zona distal, activa el aprendizaje motor y facilita un mayor ajuste proximal de las estructuras óseas, así como un mayor equilibrio de los músculos. La combinación de la estabilidad y simplificación de las tareas motoras que proporciona la ortesis, crea un contexto para que el paciente mejore las capacidades motoras y de deambulación.

El nuevo TC Flex AFO System está disponible en distintos modelos, que se agrupan en cuatro categorías para ayudar a la diferenciación de cada ortesis, así como facilitar la prescripción.

■ **GRUPO 1 Ortesis de control del retropié:**

Incluye ortesis que controlan la posición del mediopié y retropié, para proporcionar una base estable de soporte.

■ **GRUPO 2 Ortesis de control sagital:**

Incluye ortesis que tienen diferentes grados de control de la flexión dorsal y plantar sin utilizar articulaciones. Dos de los diseños de este grupo son ortesis en dos piezas (combo).

■ **GRUPO 3 Ortesis articuladas:**

Proporcionan una flexión dorsal libre con limitación o bloqueo de flexión plantar mediante el uso de articulaciones y bloqueos.

■ **GRUPO 4 Ortesis reactivas:**

Incluye ortesis que permiten bloquear la flexión dorsal o proporcionar el rango preciso de movilidad para flexión dorsal y flexión plantar. Se incluyen ortesis con diseño rígido, articulado o ajustable.





# Mastectomía



## MÁXIMA SIMÉTRICA

■ REFERENCIA: 701

Prótesis de mama simétrica en forma de lágrima, adaptable a cualquier tipo de pecho. La extensión se coloca bajo el brazo.

Fabricada en gel de silicona extraflexible y ligero que facilita el ajuste a todos los movimientos del cuerpo.

La prótesis dispone de una configuración anatómica y textura muy parecida a la mama natural. Se puede colocar directamente sobre la piel, adquiriendo rápidamente la temperatura corporal, o dentro de la funda de algodón, lo que ayuda a proteger las pieles más sensibles de las irritaciones por roce.



TALLA (Europea)

REFERENCIA

55	701-055
60	701-060
65	701-065
70	701-070
75	701-075
80	701-080
85	701-085
90	701-090
95	701-095
100	701-100
105	701-105
110	701-110
115	701-115
120	701-120
125	701-125



## MÁXIMA ASIMÉTRICA

■ REFERENCIA: 711

Prótesis de mama en forma asimétrica, más ergonómica que la simétrica, gracias a la extensión hacia arriba.

Fabricada en gel de silicona extraflexible y ligero que facilita el ajuste a todos los movimientos del cuerpo.

La prótesis dispone de una configuración anatómica y textura muy parecida a la mama natural. Se puede colocar directamente sobre la piel, adquiriendo rápidamente la temperatura corporal, o dentro de la funda de algodón, lo que ayuda a proteger las pieles más sensibles de las irritaciones por roce.



TALLA (Europea)

REFERENCIA

	IZQUIERDA	DERECHA
55	711-055I	711-055D
60	711-060I	711-060D
65	711-065I	711-065D
70	711-070I	711-070D
75	711-075I	711-075D
80	711-080I	711-080D
85	711-085I	711-085D
90	711-090I	711-090D
95	711-095I	711-095D
100	711-100I	711-100D
105	711-105I	711-105D
110	711-110I	711-110D
115	711-115I	711-115D
120	711-120I	711-120D
125	711-125I	711-125D



## MÁXIMA ASIMÉTRICA 2

■ REFERENCIA: 7004

Prótesis de mama en forma asimétrica, con diseño ergonómico con una protuberancia en la parte superior, y otra extensión más corta en la parte lateral.

Fabricada en gel de silicona extraflexible y ligero que facilita el ajuste a todos los movimientos del cuerpo.

La prótesis dispone de una configuración anatómica y textura muy parecida a la mama natural. Se puede colocar directamente sobre la piel, adquiriendo rápidamente la temperatura corporal, o dentro de la funda de algodón, lo que ayuda a proteger las pieles más sensibles de las irritaciones por roce.



TALLA (Europea)	REFERENCIA	
	IZQUIERDA	DERECHA
65	7004-065I	7004-065D
70	7004-070I	7004-070D
75	7004-075I	7004-075D
80	7004-080I	7004-080D
85	7004-085I	7004-085D
90	7004-090I	7004-090D
95	7004-095I	7004-095D
100	7004-100I	7004-100D
105	7004-105I	7004-105D
110	7004-110I	7004-110D
115	7004-115I	7004-115D
120	7004-120I	7004-120D
125	7004-125I	7004-125D
130	7004-130I	7004-130D



## MÁXIMA TRIANGULAR

■ REFERENCIA: 712

Prótesis de mama simétrica con forma triangular. Con base ancha, esta prótesis está recomendada para mujeres de gran pecho y busto plano.

Fabricada en gel de silicona extraflexible y ligero que facilita el ajuste a todos los movimientos del cuerpo.

La prótesis dispone de una configuración anatómica y textura muy parecida a la mama natural. Se puede colocar directamente sobre la piel, adquiriendo rápidamente la temperatura corporal, o dentro de la funda de algodón, lo que ayuda a proteger las pieles más sensibles de las irritaciones por roce.



TALLA (Europea)	REFERENCIA
70	712-070
75	712-075
80	712-080
85	712-085
90	712-090
95	712-095
100	712-100
105	712-105
110	712-110
115	712-115
120	712-120
125	712-125
130	712-130



## MÁXIMA LIGERA SIMÉTRICA

■ REFERENCIA: 701L

Mismas características que prótesis de mama Máxima Simétrica Referencia 701, con un peso inferior (30% más ligera).

TALLA (Europea)	REFERENCIA
75	701L-075
80	701L-080
85	701L-085
90	701L-090
95	701L-095
100	701L-100
105	701L-105
110	701L-110
115	701L-115
120	701L-120
125	701L-125
130	701L-130



## MÁXIMA TRIANGULAR LIGERA

■ REFERENCIA: 712L

Mismas características que prótesis de mama Máxima Triangular Referencia 712, con un peso inferior (30% más ligera).

TALLA (Europea)	REFERENCIA
75	712L-075
80	712L-080
85	712L-085
90	712L-090
95	712L-095
100	712L-100
105	712L-105
110	712L-110
115	712L-115
120	712L-120
125	712L-125
130	712L-130



## SUJETADOR EWA

■ REFERENCIA: ESU

Sujetador 100% de algodón bilateral, en color beige y con tirante ancho para evitar posibles problemas derivados de la sustentación de la prótesis.

Copa B.

TALLA (Europea)	REFERENCIA
75	ESU-075
80	ESU-080
85	ESU-085
90	ESU-090
95	ESU-095





**Bazar**



# NEOPRENO TALLA ÚNICA URIEL SPORT

■ REFERENCIA: ST

Uriel Sport es una gama de soportes ortopédicos fabricados en neopreno de 3 mm de máxima calidad con forro sintético. Incluye una amplia variedad de soportes para abarcar los tipos de lesión más comunes.

Diseñados para su adaptación a cualquier talla, gracias a su sistema de velcros que permite un ajuste individual óptimo.

FAJA LUMBAR NEOPRENO SPORT



REF: ST11

CODERA NEOPRENO SPORT



REF: ST95

GRAPA NEOPRENO SPORT



REF: ST91

MUÑEQUERA NEOPRENO SPORT



REF: ST25

MUSLERA NEOPRENO SPORT



REF: ST49

RODILLERA NEOPRENO SPORT



REF: ST45X

TOBILLERA NEOPRENO SPORT



REF: ST37





## NEOPRENO TALLA ÚNICA ACTIVE

■ REFERENCIA: AC

Active es una gama de soportes deportivos de talla única, confeccionados con el innovador tejido "Air Mesh", compuesto de micro-hilos, con una disposición única de diminutos orificios que permiten el desarrollo de un principio activo que facilita la circulación de aire desde el exterior, eliminando la humedad y el calor corporal acumulados.

La piel se mantiene fresca y sin olores, incluso después de horas de uso, ya que la sudoración se transfiere al exterior del tejido donde es eliminada por evaporación.

La combinación de "Air Mesh" con neopreno permite obtener grandes ventajas como producto ortopédico. La línea URIEL ACTIVE es muy resistente, cómoda, confortable, fresca y sin olores lo que la hace especialmente apropiada tanto para la práctica deportiva como para personas con altas demandas de movilidad.

Incluye una amplia variedad de soportes para abarcar los tipos de lesión más comunes.

Diseñados para su adaptación a cualquier talla, gracias a su sistema de velcros que permite un ajuste individual óptimo.



### FAJA LUMBAR NEOPRENO ACTIVE

Ref: AC07



Faja lumbar diseñada para proporcionar soporte reduciendo la presión en la zona lumbar, con un efecto de compresión alrededor de la parte inferior del abdomen.

#### INDICACIONES

- Síndrome facetario.
- Espondilitis.
- Ciática.
- Postoperatorios.
- Osteoartritis.
- Dolor en parte inferior de espalda.

### CODERA NEOPRENO ACTIVE

Ref: AC95



Codera clásica con diseño anatómico para proporcionar compresión en los músculos extensores comunes.

#### INDICACIONES

- Epicondilitis (Codo de tenista)
- Osteoartritis / artritis.
- Tendinopatías.
- Artroscopias de codo.
- Esguinces de codo.
- Hinchazón y edema crónicos.

### GRAPA NEOPRENO ACTIVE

Ref: AC91



Grapa epicondilitis diseñada para su adaptación a cualquier talla, gracias a su sistema de velcros que permite un ajuste individual óptimo.

#### INDICACIONES

- Epicondilitis lateral (codo de tenista).
- Epicondilitis medial (codo de golfista).

**MUÑEQUERA CON PLACA ACTIVE**  
Ref: AC27R(Derecha)/AC27L(Izquierda)



Muñequera con placa, proporciona un firme soporte sin limitar los movimientos. Incorpora una férula palmar adaptable, para estabilizar la muñeca en una posición funcional de 35 grados.

**INDICACIONES**

- Dolor de muñeca en esguinces.
- Inflamación o Síndrome del Tunel Carpiano.
- Después de retirar yeso.
- Lesiones de ligamentos, tendones y músculos.

**MUÑEQUERA SUJECCIÓN PULGAR ACTIVE**  
Ref: AC25



Muñequera con sujeción de pulgar, proporciona un firme soporte y reduce la tensión en la muñeca y en la articulación del pulgar.

**INDICACIONES**

- Dolor de muñeca en esguinces.
- Tendinitis.
- Artritis.

**MUÑEQUERA SOPORTE PULGAR ACTIVE**  
Ref: AC28



Muñequera con soporte de pulgar, diseñada para proporcionar un óptimo soporte anatómico al pulgar. Diseño universal ambidiestro de fácil colocación.

**INDICACIONES**

- Inmovilización de pulgar en esguinces y fracturas.
- Síndrome del túnel carpiano.

**RODILLERA RÓTULA ABIERTA ACTIVE**  
Ref: AC45X



Rodillera clásica con rótula abierta de neopreno ACTIVE, con diseño universal válido para usar en rodilla izquierda o derecha.

**INDICACIONES**

- Lesiones menores de rodilla.
- Dolencias de rodilla.
- Inflamación de rodilla.

**RODILLERA ARTICULADA ACTIVE**  
Ref: AC43D



Rodillera articulada con articulaciones laterales para una plena estabilización, dispone además de dos cintas de velcro para proporcionar un soporte adicional.

**INDICACIONES**

- Lesiones de ligamentos.
- Lesiones e inflamación de menisco.
- Prevención y reducción de edemas.
- Postoperatorios.

**TOBILLERA AJUSTABLE ACTIVE**  
Ref: AC37



Tobillera ajustable de neopreno ACTIVE, con diseño universal válido para usar en rodilla izquierda o derecha.

**INDICACIONES**

- Esguinces y lesiones leves de tobillo.
- Soporte preventivo.



## LÍNEA RELAXMATERNITY

■ REFERENCIA: 5100/ 5200/ 5700/ 5710

Relaxmaternity es la línea completa de lencería sin costuras diseñada específicamente para mujeres embarazadas que buscan calidad y confort.

Cada uno de los artículos son de la más alta calidad, creados con tecnología de vanguardia e ideados para ofrecer la máxima eficacia de uso, belleza y protección higiénica.

Incorporan el tratamiento antibacteriano Sanitized que garantiza una protección antialérgica e higiénica segura y constante.

### RELAXMATERNITY PREMAMA

Ref: 5100



Faja diseñada para crecer gradualmente a lo largo de los meses de gestación.

Sostiene sin comprimir y se dilata progresivamente con el crecimiento del bebé.

Con refuerzo abdominal que favorece el máximo confort, protección y soporte.

TALLA*	REFERENCIA	
	BEIGE	BLANCO
S	5100-1	5100-1BL
M	5100-2	5100-2BL
L	5100-3	5100-3BL
XL	5100-4	5100-4BL

\*Consultar Tabla de Medidas

### RELAXMATERNITY POST-PARTO

Ref: 5200



Faja post-parto que favorece el proceso natural de readaptación del cuerpo después del embarazo, ayudando a recuperar la elasticidad de los tejidos que sostienen el abdomen, vientre y espalda.

Indicada para recuperar el tono muscular y estilizar su silueta.

TALLA*	REFERENCIA	
	BEIGE	BLANCO
S	5200-1	5200-1BL
M	5200-2	5200-2BL
L	5200-3	5200-3BL
XL	5200-4	5200-4BL

\*Consultar Tabla de Medidas

### RELAXMATERNITY NURSING BRA

Ref: 5700



Nuevo sujetador para lactancia sin costuras totalmente innovador. La apertura para la lactancia es simple y rápida, lo que permite efectuar la operación con una sola mano.

Tejido es sumamente elástico para adaptar el seno a los posibles cambios de volumen.

TALLA*	REFERENCIA
	BLANCO
S	5700-1BL
M	5700-2BL
L	5700-3BL
XL	5700-4BL

\*Consultar Tabla de Medidas

### RELAXMATERNITY SMART BRA

Ref: 5710



Sostén de amplio escote y gran elasticidad para simplificar el desempeño de la función.

Con un cómodo diseño especialmente concebido para no generar problemas ni molestias en las glándulas mamarias ni ganglios linfáticos de las axilas.

TALLA*	REFERENCIA
	BLANCO
S	5710-1BL
M	5710-2BL
L	5710-3BL
XL	5710-4BL

\*Consultar Tabla de Medidas



## FAJA EMBARAZADA SERIE LUXE

■ REFERENCIA: 18

Faja para embarazadas con refuerzo lumbar, dispone de zona abdominal super elástica y bandas de contención en bajo vientre.

#### INDICACIONES:

■ Prevención y tratamiento del dolor en parte inferior de espalda, durante el embarazo.

TALLA	REFERENCIA	TALLA DE ROPA
1	18-110	36-38
2	18-210	38-40
3	18-310	42-44
4	18-410	46-48






# LÍNEA FARMACELL BASIC MICROMASAJEANTE

■ REFERENCIA: F-112/ F-113/ F-122/ F-123/ F-132/ F-142/ F-133

Farmacell es una línea de artículos realizados con el exclusivo microtejido patentado "con trama de abeja", caracterizado por pequeños relieves que encierran zonas lisas, las cuales realizan un suave pero eficaz efecto masaje. Su particular estructura, con la constante estimulación de los tejidos, alisa la piel y es eficaz contra las alteraciones estéticas causadas por la celulitis, favoreciendo la circulación y ayudando a la eliminación de las acumulaciones adiposas y las toxinas. Clínicamente testado.



- Efecto reafirmante y tonificante, con tejido especial para una efectiva acción anticelulítica.
- Especialmente diseñado para estimular la piel y reducir las imperfecciones causadas por la celulitis.
- Muy transpirable, con efecto antibacteriano y propiedades hipoalérgicas.
- Tejido sin costuras para un máximo confort y perfecto ajuste.
- Clínicamente testado.



**VEST CLASSIC**  
Ref: F-142

Camiseta de tirantes en color negro.



TALLA*	REFERENCIA
34-38	F-142-S
38-42	F-142-M/L
42-46	F-142-XL

\*Consultar Tabla de Medidas



**SHORT CLASSIC**  
Ref: F-112

Short sobre las rodillas en color negro.



TALLA*	REFERENCIA
34-38	F-112-S
38-42	F-112-M/L
42-46	F-112-XL

\*Consultar Tabla de Medidas



**SHORT TOP**  
Ref: F-113

Short sobre las rodillas con cintura alta en color negro.



TALLA*	REFERENCIA
34-38	F-113-S
38-42	F-113-M/L
42-46	F-113-XL

\*Consultar Tabla de Medidas



**FITNESS CLASSIC**  
Ref: F-122

Short por debajo las rodillas en color negro.



TALLA*	REFERENCIA
34-38	F-122-S
38-42	F-122-M/L
42-46	F-122-XL

\*Consultar Tabla de Medidas



**FITNESS TOP**  
Ref: F-123

Mallas por debajo de las rodillas con cintura alta.  
En color negro.



Microfibras

TALLA*	REFERENCIA
34-38	F-123-S
38-42	F-123-M/L
42-46	F-123-XL

\*Consultar Tabla de Medidas



**FUSEAUX CLASSIC**  
Ref: F-132

Mallas hasta el tobillo.  
En color negro.



Microfibras

TALLA*	REFERENCIA
34-38	F-132-S
38-42	F-113-M/L
42-46	F-132-XL

\*Consultar Tabla de Medidas



**FUSEAUX EXTRA**  
Ref: F-133

Mallas hasta el tobillo con cintura alta.  
En color negro.



Microfibras

TALLA*	REFERENCIA
34-38	F-133-S
38-42	F-133-M/L
42-46	F-133-XL

\*Consultar Tabla de Medidas



**MINI SHORT SHAPE**  
Ref: F-302

Minishort con bandas elásticas para efecto modelante y push-up.  
En color negro.



Microfibras

TALLA*	REFERENCIA
34-38	F-302-S
38-42	F-302-M/L
42-46	F-302-XL

\*Consultar Tabla de Medidas



**SHORT SHAPE**  
Ref: F-312

Short sobre las rodillas con bandas elásticas para efecto modelante y push-up.  
En color negro.



Microfibras

TALLA*	REFERENCIA
34-38	F-312-S
38-42	F-312-M/L
42-46	F-312-XL

\*Consultar Tabla de Medidas



**VEST SHAPE**  
Ref: F-342

Camiseta de tirantes con bandas elásticas para efecto modelante y push-up.  
En color blanco.



Microfibras

TALLA*	REFERENCIA
34-38	F-342-S
38-42	F-342-M/L
42-46	F-342-XL

\*Consultar Tabla de Medidas



**SHORT CLASSIC HILO DE PLATA**  
Ref: F-512

Short sobre la rodilla de microfibra e hilo de plata X-Static con efecto masajeante. Su particular diseño permite que la fibra de plata esté permanentemente en contacto con la piel.

Los principales beneficios de la línea Silver derivan de las propiedades de la fibra de plata X-Static: natural, antiolor, antimicrobiana, termorreguladora y antiestática.

En color negro.



Microfibra

TALLA*	REFERENCIA
34-38	F-512-S
38-42	F-512-M/L
42-46	F-512-XL

\*Consultar Tabla de Medidas

TABLA DE MEDIDAS LÍNEA RELAXMATERNITY

TALLA	C	D	TALLA DE ROPA
S	60 cm	85 cm	34
M	67 cm	91 cm	36-38
L	75 cm	99 cm	40-42
XL	83 cm	107 cm	44-46



TALLA	A	B	TALLA DE SUJETADOR
S	90 cm	75 cm	90
M	95 cm	80 cm	95
L	100 cm	85 cm	100
XL	105 cm	90 cm	105




TABLA DE MEDIDAS LÍNEA FARMACELL

TALLA	B	C	TALLA DE ROPA
S	61-70 cm	85-94 cm	34-38
M/L	67-76 cm	91-100 cm	38-42
XL	73-85 cm	97-108 cm	42-46



TALLA	A	B	TALLA DE ROPA
S	78-88 cm	61-70 cm	34-38
M/L	85-95 cm	67-76 cm	38-42
XL	92-103 cm	73-85 cm	42-46





# LÍNEA RELAXMATERNITY BABY

■ REFERENCIA: 5900/ 5910/ 5920/ 5930/ 5940/ 5950



TALLA UNIVERSAL

Relax Maternity Baby es una línea de ropa interior unisex sin costuras, diseñado para niños y niñas de 6 a 36 meses. En su fabricación se emplea una novedosa tecnología que proporciona una considerable flexibilidad y confort, asegurando la adaptación de una sola talla a todas las edades indicadas.

Confeccionado empleando los mejores materiales para garantizar el mayor estándar de calidad y confort. La fibra de algodón (96%) asegura un agradable y natural contacto con la piel, sin efectos alérgicos. Gracias a su elasticidad, las prendas proporcionan un cómodo y suave agarre, con total libertad para el niño sin peligro de generar ningún tipo de roce o abrasión.

SLIP BABY UNISEX  
Ref: 5900-BL



BOXER BABY UNISEX  
Ref: 5910-BL



CAMISETA SIN MANGAS BABY UNISEX  
Ref: 5940-BL



CAMISETA CON MANGAS BABY UNISEX  
Ref: 5950-BL



BODY SIN MANGAS BABY UNISEX  
Ref: 5920-BL



BODY MANGA CORTA BABY UNISEX  
Ref: 5930-BL





## MEDIAS Y PANTYS DE COMPRESIÓN GRADUADA

■ REFERENCIA: 43./ 77./ 78./ 79. / 85. / 87. / 88. / 89. /98.

Pantys y medias de compresión graduada especialmente diseñados para la prevención y el tratamiento de problemas de circulación en las piernas. Los productos Relaxsan son fabricados de acuerdo a las normas de marcado CE para dispositivos médicos de clase 1. Esta línea está fabricada con hilos de alta calidad para garantizar una larga durabilidad y procurar una acción antialérgica al contacto con la piel.

El grado de compresión es el aplicado al tobillo, disminuyendo gradualmente hasta la ingle, el 70% en la pantorrilla y el 40% en el muslo, lo que garantiza una correcta vascularización sanguínea.

El tratamiento Sanitized garantiza una constante acción antibacteriana y antialérgica.

Categorías de compresión:

- 40DEN (8-11 mmHg)- Compresión muy ligera que facilita la circulación sanguínea en las piernas aliviando la fatiga y el cansancio.
- 70DEN (12-17 mmHg)- Compresión ligera para trastornos circulatorios de carácter ligero, tendencia a varices y mujeres embarazadas.
- 140DEN (18-22 mmHg)- Compresión normal indicada para casos de insuficiencia venosa crónica, venas varicosas, hinchazón y mujeres embarazadas que padezcan varices.
- 280DEN (22-27 mmHg)- Compresión fuerte indicada para para casos de insuficiencia venosa, varices, pos-quirúrgicos, edemas y flebitis, así como para prevención de trombosis.

### A) MEDIA CORTA COMPRESIÓN GRADUADA

Consultar tabla A de tallas en página siguiente



### B) MEDIA LARGA CON PUNTILLA COMPRESIÓN GRADUADA

Consultar tabla B de tallas en página siguiente



### C) PANTY COMPRESIÓN GRADUADA

Consultar tabla C de tallas en página siguiente



### D) PANTY PREMAMA CORTA COMPRESIÓN GRADUADA

Consultar tabla D de tallas en página siguiente



A. MEDIA DE COMPRESIÓN GRADUADA CORTA

TALLA	REFERENCIA /COLOR		GRADO COMPRESIÓN	ALTURA	PESO	CIRCUNFERENCIA TOBILLO
	NEGRO	NATURAL				
1	85199	85121	140 DEN	154-162 cm	43-53 cm	18-20,5 cm
2	85299	85221	140 DEN	158-166 cm	48-63 cm	20,5-23 cm
3	85399	85321	140 DEN	162-174 cm	58-73 cm	23-25,5 cm
4	85499	85421	140 DEN	166-182 cm	63-83 cm	25,5-28 cm
5	85599	85521	140 DEN	174-190 cm	68-93 cm	28-30,5 cm

B. MEDIA LARGA DE COMPRESIÓN GRADUADA CON PUNTILLA

TALLA	REFERENCIA /COLOR			GRADO COMPRESIÓN	ALTURA	PESO	CIRCUNFERENCIA TOBILLO
	NEGRO	SABLE	NATURAL				
1	77199	77136		70 DEN	154-162 cm	43-53 cm	18-20,5 cm
2	77299	77236		70 DEN	158-166 cm	48-63 cm	20,5-23 cm
3	77399	77336		70 DEN	162-174 cm	58-73 cm	23-25,5 cm
4	77499	77436		70 DEN	166-182 cm	63-83 cm	25,5-28 cm
5	77599	77536		70 DEN	174-190 cm	68-93 cm	28-30,5 cm
1	87199		87121	140 DEN	154-162 cm	43-53 cm	18-20,5 cm
2	87299		87221	140 DEN	158-166 cm	48-63 cm	20,5-23 cm
3	87399		87321	140 DEN	162-174 cm	58-73 cm	23-25,5 cm
4	87499		87421	140 DEN	166-182 cm	63-83 cm	25,5-28 cm
5	87599		87521	140 DEN	174-190 cm	68-93 cm	28-30,5 cm

C. PANTY DE COMPRESIÓN GRADUADA

TALLA	REFERENCIA /COLOR			GRADO COMPRESIÓN	ALTURA	PESO	CIRCUNFERENCIA TOBILLO
	NEGRO	NATURAL	SABLE				
1	43199	43121		40 DEN	154-162 cm	43-53 kg	18-20,5 cm
2	43299	43221		40 DEN	158-166 cm	48-63 kg	20,5-23 cm
3	43399	43321		40 DEN	162-174 cm	58-73 kg	23-25,5 cm
4	43899	43821		40 DEN	166-182 cm	63-83 kg	25,5-28 cm
5	43999	43921		40 DEN	174-190 cm	68-93 kg	28-30,5 cm
1	78199	78121	78136	70 DEN	154-162 cm	43-53 kg	18-20,5 cm
2	78299	78221	78236	70 DEN	158-166 cm	48-63 kg	20,5-23 cm
3	78799	78721	78736	70 DEN	162-174 cm	58-73 kg	23-25,5 cm
4	78899	78821	78836	70 DEN	166-182 cm	63-83 kg	25,5-28 cm
5	78999	78921	78936	70 DEN	174-190 cm	68-93 kg	28-30,5 cm
1	88199	88121	88136	140 DEN	154-162 cm	43-53 kg	18-20,5 cm
2	88699	88621	88636	140 DEN	158-166 cm	48-63 kg	20,5-23 cm
3	88799	88721	88736	140 DEN	162-174 cm	58-73 kg	23-25,5 cm
4	88899	88821	88836	140 DEN	166-182 cm	63-83 kg	25,5-28 cm
5	88999	88921	88936	140 DEN	174-190 cm	68-93 kg	28-30,5 cm
1	98199		98136	280 DEN	154-162 cm	43-53 kg	18-20,5 cm
2	98699		98636	280 DEN	158-166 cm	48-63 kg	20,5-23 cm
3	98799		98736	280 DEN	162-174 cm	58-73 kg	23-25,5 cm
4	98899		98836	280 DEN	166-182 cm	63-83 kg	25,5-28 cm
5	98999		98936	280 DEN	174-190 cm	68-93 kg	28-30,5 cm

D. PANTY PREMAMA DE COMPRESIÓN GRADUADA

TALLA	REFERENCIA	GRADO COMPRESIÓN	ALTURA	PESO	CIRCUNFERENCIA TOBILLO
	COLOR SABLE				
1	79136	70 DEN	154-162 cm	43-53 cm	18-20,5 cm
2	79236	70 DEN	158-166 cm	48-63 cm	20,5-23 cm
3	79336	70 DEN	162-174 cm	58-73 cm	23-25,5 cm
4	79436	70 DEN	166-182 cm	63-83 cm	25,5-28 cm
5	79536	70 DEN	174-190 cm	68-93 cm	28-30,5 cm
1	89136	140 DEN	154-162 cm	43-53 cm	18-20,5 cm
2	89236	140 DEN	158-166 cm	48-63 cm	20,5-23 cm
3	89336	140 DEN	162-174 cm	58-73 cm	23-25,5 cm
4	89436	140 DEN	166-182 cm	63-83 cm	25,5-28 cm
5	89536	140 DEN	174-190 cm	68-93 cm	28-30,5 cm



## CALCETINES DE COMPRESIÓN GRADUADA

■ REFERENCIA: 92.

Línea de calcetines de algodón de compresión graduada para hombre o mujer, concebidos para uso diario tanto en el trabajo como durante la realización de actividades de ocio. También están recomendados para uso terapéutico en casos tales como problemas crónicos circulatorios de carácter leve, venas varicosas e hinchazón.

### CARACTERÍSTICAS:

- Compresión graduada.
- Dispositivo médico de Clase I.
- Borde suave y progresivo: Suaviza la compresión por debajo de la rodilla.
- Diseño anatómico: Respeta la forma de la pierna para un perfecto ajuste y máximo confort.
- Refuerzos en dedos de talón: Especialmente diseñados para incrementar la durabilidad de calcetín.
- **Compresión normal 140DEN (18-22 mmHg):** indicada como terapia de insuficiencia venosa crónica ligera, venas varicosas e hinchazón.

### CALCETÍN COMPRESIÓN COLOR LISO

Ref: 92



TALLA	REFERENCIA /COLOR		NÚMERO DE CALZADO	CONTORNO TOBILLO
	NEGRO	AZUL		
2	92299	92270	37-39	20-22 cm
3	92399	92370	39-41	22-24 cm
4	92499	92470	41-43	24-26 cm
5	92599	92570	43-45	26-28 cm
6	92699	92670	45-47	28-30 cm

### CALCETÍN COMPRESIÓN ESTAMPADO FANCY SOCKS

Ref: 810



TALLA	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS
S	810-01-198-S	810-01-4215-S	810-01-4322-S
M	810-01-198-M	810-01-4215-M	810-01-4322-M
L	810-01-198-L	810-01-4215-L	810-01-4322-L
XL	810-01-198-XL	810-01-4215-XL	810-01-4322-XL

TALLA	NÚMERO DE CALZADO	LONGITUD DE PIE	CONTORNO DE TOBILLO
S	36-39	22,5 -25,5 cm	17-20 cm
M	40-42	25,6 -27,2 cm	21-23 cm
L	43-45	27,3 -29,3 cm	24-26 cm
XL	46-48	29,4 -31,3 cm	27-30 cm



## CALCETÍN DIABÉTICO HILO DE PLATA

■ REFERENCIA: 55\_



Calcetín fabricado en algodón y X-Static, con propiedades excepcionales para las personas que sufren de diabetes, artritis, pie de atleta, pies sensibles y delicados.

### CARACTERÍSTICAS:

- Calcetín sin compresión.
- Borde elástico que no comprime ni dificulta la circulación.
- Zona anatómica que permite que esté siempre adherido evitando los pliegues.
- Costura totalmente plana para evitar cualquier tipo de abrasión al contacto con los dedos de los pies.

### Beneficios del X-Static (hilo de plata):

- 100% Natural: Recomendado para pieles con problemas alérgicos, totalmente inocuo, no contiene ningún producto químico o tóxico.
- Anti-microbiano: Ayuda a combatir las bacterias y agentes que causan malos olores. Elimina los hongos responsables de causar el pie de atleta.
- Termorregulador y antiestático.
- Anti-olor: Neutraliza el amoníaco y las proteínas desnaturalizadas.
- Terapéutico.

TALLA	REFERENCIA /COLOR		NÚMERO DE CALZADO	LONGITUD DE PIE
	NEGRO	AZUL		
1	55199	55170	35-37	21,7-23,7 cm
2	55299	55270	37-39	23-25 cm
3	55399	55370	39-41	24,4-26,4 cm
4	55499	55470	41-43	25,7-27,7 cm
5	55599	55570	43-45	27-29 cm
6	55699	55670	45-47	28,4-30,4 cm



## CALCETÍN LARGO HILO DE PLATA

■ REFERENCIA: 55\_L

Calcetín largo fabricado en algodón y X-Static, con propiedades excepcionales para las personas que sufren de diabetes, artritis, pie de atleta, pies sensibles y delicados.

### CARACTERÍSTICAS:

- Calcetín sin compresión.
- Borde elástico en la parte superior que no comprime ni dificulta la circulación.
- Zona anatómica que permite que esté siempre adherido evitando los pliegues.
- Costura totalmente plana para evitar cualquier tipo de abrasión al contacto con los dedos de los pies.

### Beneficios del X-Static (hilo de plata):

- 100% Natural: Recomendado para pieles con problemas alérgicos, totalmente inocuo, no contiene ningún producto químico o tóxico.
- Anti-microbiano: Ayuda a combatir las bacterias y agentes que causan malos olores. Elimina los hongos responsables de causar el pie de atleta.
- Termorregulador y antiestático.
- Anti-olor: Neutraliza el amoníaco y las proteínas desnaturalizadas.
- Terapéutico.

TALLA	REFERENCIA COLOR NEGRO	NÚMERO DE CALZADO	LONGITUD DE PIE
2	55299L	37-39	23-25 cm
3	55399L	39-41	24,4-26,4 cm
4	55499L	41-43	25,7-27,7 cm
5	55599L	43-45	27-29 cm
6	55699L	45-47	28,4-30,4 cm





## CALCETÍN CORTO HILO DE PLATA

■ REFERENCIA: 55\_S

Calcetín corto en algodón y X-Static, con propiedades excepcionales para las personas que sufren de diabetes, artritis, pie de atleta, pies sensibles y delicados.

### CARACTERÍSTICAS:

- Calcetín sin compresión.
- Borde elástico que no comprime ni dificulta la circulación.
- Zona anatómica que permite que esté siempre adherido evitando los pliegues.
- Costura totalmente plana para evitar cualquier tipo de abrasión al contacto con los dedos de los pies.

### Beneficios del X-Static (hilo de plata):

- 100% Natural: Recomendado para pieles con problemas alérgicos, totalmente inocuo, no contiene ningún producto químico o tóxico.
- Anti-microbiano: Ayuda a combatir las bacterias y agentes que causan malos olores. Elimina los hongos responsables de causar el pie de atleta.
- Termorregulador y antiestático.
- Anti-olor: Neutraliza el amoníaco y las proteínas desnaturalizadas.
- Terapéutico.

TALLA	REFERENCIA /COLOR		NÚMERO DE CALZADO	LONGITUD DE PIE
	BLANCO	NEGRO		
1	55110S	55199S	35-37	21,7-23,7 cm
2	55210S	55299S	37-39	23-25 cm
3	55310S	55399S	39-41	24,4-26,4 cm
4	55410S	55499S	41-43	25,7-27,7 cm
5	55510S	55599S	43-45	27-29 cm
6	55610S	55699S	45-47	28,4-30,4 cm



## CALCETÍN DEDOS HILO DE PLATA

■ REFERENCIA: 65\_C

Calcetín corto con diseño individual para los dedos del pie, fabricado en algodón y X-Static, con propiedades excepcionales para las personas que sufren de diabetes, artritis, pie de atleta, pies sensibles y delicados.

### CARACTERÍSTICAS:

- Calcetín sin compresión.
- Borde elástico en la parte superior que no comprime ni dificulta la circulación.
- Zona anatómica que permite que esté siempre adherido evitando los pliegues.
- Costura totalmente plana para evitar cualquier tipo de abrasión al contacto con los dedos de los pies.

### Beneficios del X-Static (hilo de plata):

- 100% Natural: Recomendado para pieles con problemas alérgicos, totalmente inocuo, no contiene ningún producto químico o tóxico.
- Anti-microbiano: Ayuda a combatir las bacterias y agentes que causan malos olores. Elimina los hongos responsables de causar el pie de atleta.
- Termorregulador y antiestático.
- Anti-olor: Neutraliza el amoníaco y las proteínas desnaturalizadas.
- Terapéutico.

TALLA	REFERENCIA	NÚMERO DE CALZADO	LONGITUD DE PIE
	COLOR NEGRO		
1	65199C	35-37	21,7-23,7 cm
2	65299C	37-39	23-25 cm
3	65399C	39-41	24,4-26,4 cm
4	65499C	41-43	25,7-27,7 cm
5	65599C	43-45	27-29 cm
6	65699C	45-47	28,4-30,4 cm





## CALCETÍN ACOLCHADO HILO DE PLATA

■ REFERENCIA: 55\_P



Calcetín con suela acolchada fabricado en algodón y X-Static. Dispone de propiedades excepcionales para personas que sufren de diabetes, pie de atleta y por lo general, todo tipo de pies sensibles y delicados.

### CARACTERÍSTICAS:

- Acolchado de la suela para proporcionar comodidad y protección.
- Calcetín sin compresión.
- Borde elástico que no comprime ni dificulta la circulación.
- Zona anatómica que permite que esté siempre adherido evitando los pliegues.
- Costura totalmente plana para evitar cualquier tipo de abrasión.

### Beneficios del X-Static (hilo de plata):

- 100% Natural: Recomendado para pieles con problemas alérgicos, totalmente inocuo, no contiene ningún producto químico o tóxico.
- Anti-microbiano: Ayuda a combatir las bacterias y agentes que causan malos olores. Elimina los hongos responsables de causar el pie de atleta.
- Termorregulador y antiestático.
- Anti-olor: Neutraliza el amoníaco y las proteínas desnaturalizadas.
- Terapéutico.

TA-LLA	REFERENCIA	NÚMERO DE CALZADO	LONGITUD DE PIE
1	55110P	35-37	21,7-23,7 cm
2	55210P	37-39	23-25 cm
3	55310P	39-41	24,4-26,4 cm
4	55410P	41-43	25,7-27,7 cm
5	55510P	43-45	27-29 cm
6	55610P	45-47	28,4-30,4 cm



## CLACETÍN HILO DE CANGREJO

■ REFERENCIA: 56.

Calcetín fabricado en algodón y Crabyon, con propiedades excepcionales para las personas que sufren diabetes, artritis, pie de atleta, pies sensibles y delicados.

### CARACTERÍSTICAS:

- Calcetín sin compresión,
- Borde elástico que no comprime ni dificulta la circulación.
- Forma anatómica que permite que esté siempre adherido, evitando los pliegues y con una costura totalmente plana para evitar cualquier tipo de abrasión al contacto con lo dedos de los pies.
- Recomendado para pieles débiles y sensibles. La fibra de cangrejo ayuda a prevenir la deshidratación de la piel gracias a que su capacidad de mantener el nivel de humedad es superior a la de cualquier otro tejido. También dispone de una capa de terciopelo que impide la irritación de la piel.

### Beneficios del Crabyon (hilo de cangrejo):

- Función antibacteriana.
- Previene la deshidratación.
- Biodegradable
- Regenera los tejidos.



TA-LLA	REFERENCIA /COLOR		NÚMERO DE CALZADO	LONGITUD DE PIE
	NEGRO	AZUL		
1	56199	56170	35-37	21,7-23,7 cm
2	56299	56270	37-39	23-25 cm
3	56399	56370	39-41	24,4-26,4 cm
4	56499	56470	41-43	25,7-27,7 cm
5	56599	56570	43-45	27-29 cm
6	56699	56670	45-47	28,4-30,4 cm





## CALCETÍN LARGO HILO DE CANGREJO

■ REFERENCIA: 56\_L

Calcetín largo fabricado en algodón y Crabyon, con propiedades excepcionales para las personas con diabetes, artritis, pie de atleta, pies sensibles y delicados.

### CARACTERÍSTICAS:

- Calcetín sin compresión.
- Borde elástico que no comprime ni dificulta la circulación.
- Forma anatómica que permite que esté siempre adherido, evitando los pliegues y con una costura totalmente plana para evitar cualquier tipo de abrasión al contacto con los dedos de los pies.
- Recomendado para pieles débiles y sensibles. La fibra de cangrejo ayuda a prevenir la deshidratación de la piel gracias a que su capacidad de mantener el nivel de humedad es superior a la de cualquier otro tejido. Al mismo tiempo, dispone de una capa de terciopelo que impide la irritación de la piel.

### Beneficios del Crabyon (hilo de cangrejo):

- Función antibacteriana.
- Previene la deshidratación.
- Biodegradable
- Regenera los tejidos.



TALLA	REFERENCIA COLOR NEGRO	NÚMERO DE CALZADO	LONGITUD DE PIE
2	56299L	37-39	23-25 cm
3	56399L	39-41	24,4-26,4 cm
4	56499L	41-43	25,7-27,7 cm
5	56599L	43-45	27-29 cm
6	56699L	45-47	28,4-30,4 cm



## CALCETÍN CORTO HILO DE CANGREJO

■ REFERENCIA: 56\_S

Calcetín corto fabricado en algodón y Crabyon, con propiedades excepcionales para las personas con diabetes, artritis, pie de atleta, pies sensibles y delicados.

### CARACTERÍSTICAS:

- Calcetín sin compresión,
- Borde elástico que no comprime ni dificulta la circulación.
- Forma anatómica que permite que esté siempre adherido, evitando los pliegues y con una costura totalmente plana para evitar cualquier tipo de abrasión al contacto con los dedos de los pies.
- Recomendado para pieles débiles y sensibles. La fibra de cangrejo ayuda a prevenir la deshidratación de la piel gracias a que su capacidad de mantener el nivel de humedad es superior a la de cualquier otro tejido. También dispone de una capa de terciopelo que impide la irritación de la piel.

### Beneficios del Crabyon (hilo de cangrejo):

- Función antibacteriana.
- Previene la deshidratación.
- Biodegradable
- Regenera los tejidos.



TALLA	REFERENCIA /COLOR		NÚMERO DE CALZADO	LONGITUD DE PIE
	BLANCO	NEGRO		
1	56110S	56199S	35-37	21,7-23,7 cm
2	56210S	56299S	37-39	23-25 cm
3	56310S	56399S	39-41	24,4-26,4 cm
4	56410S	56499S	41-43	25,7-27,7 cm
5	56510S	56599S	43-45	27-29 cm
6	56610S	56699S	45-47	28,4-30,4 cm





## TALONERA DE SILICONA

■ REFERENCIA: 4W100


Talonera de silicona con cazoleta 100% viscoelástica, con doble densidad en la zona central. Protege el talón de traumas provocados por impactos violentos.

### CARACTERÍSTICAS:

- Válida para hombre y mujer.
- No irritante, inodora, lavable y resistente.
- Fabricada 100% silicona suave y agradable, que siempre mantiene su forma.

### INDICACIONES:

- Prevención de tendinitis y lesiones de talón.
- Artrosis de tobillo, rodilla y articulación de la cadera.
- Bursitis de talón.



TALLA	REFERENCIA	Nº CALZADO
-------	------------	------------

S	4W100-S	34-37
M	4W100-M	37-40
L	4W100-L	40-45



## PLANTILLA DE SILICONA

■ REFERENCIA: 4W108

Plantilla de silicona 100% viscoelástica con descarga metatarsal y doble densidad.

### CARACTERÍSTICAS:

- Válida para hombre y mujer.
- No irritante, inodora, lavable y resistente.
- Fabricada 100% silicona suave y agradable, que siempre mantiene su forma.

### INDICACIONES:

- Artrosis de tobillo, rodilla y articulación de la cadera.
- Bursitis de talón.
- Espolón calcáneo.



TALLA	REFERENCIA	Nº CALZADO
-------	------------	------------

S	4W108-S	37-38
M	4W108-M	39-40
L	4W108-L	41-42
XL	4W108-XL	42-44
XXL	4W108-XXL	45-46



## PLANTILLA EVALUX

■ REFERENCIA: 141S

Plantilla prefabricada en material antialérgico Evalux, con arco longitudinal interno en gomaespuma de alta densidad y descarga metatarsal con forma de barra.

NÚMERO CALZADO	REFERENCIA MUJER	NÚMERO CALZADO	REFERENCIA HOMBRE
----------------	------------------	----------------	-------------------

35	141SDF1-35	38	141SUF3-38
36	141SDF1-36	39	141SUF3-39
37	141SDF1-37	40	141SUF3-40
38	141SDF1-38	41	141SUF3-41
39	141SDF1-39	42	141SUF3-42
40	141SDF1-40	43	141SUF3-43
41	141SDF1-41	44	141SUF3-44
		45	141SUF3-45
		46	141SUF3-46





## PLANTILLA EASY FIT

■ REFERENCIA: 305

Plantilla tricapa con arco longitudinal intercambiable y núcleo elástico insertado en la zona del talón que proporciona una amortiguación extra. Junto con la plantilla se suministran dos pares de cuñas supinadoras desmontables del arco interno. Una amarilla de elevación medio-baja y otra de elevación alta. También puede utilizarse sin inserción de cuñas, dependiendo del uso.

### CARACTERÍSTICAS:

- Soporte ideal para uso diario y prácticas deportivas.
- Alivio del dolor en pies y parte baja de la espalda.
- Mejora la distribución del peso corporal.
- Dispone de dos cuñas de pvc de diferentes grosores para soporte del arco en función de los requerimientos individuales.

### INDICACIONES DE USO:

- Sin cuña: Uso deportivo.
- Cuña amarilla: Uso cotidiano.
- Cuña roja: Uso deportivo extremo (especial esquí).



TALLA	REFERENCIA	NÚMERO DE CALZADO
S	305-050	35-36
M	305-150	37-38
L	305-250	39-40
XL	305-350	41-42
XXL	305-450	43-44
XXXL	305-550	45-46



## PLANTILLA GEL EFECTO MASAJE

■ REFERENCIA: 302

Plantillas de gel con efecto masaje para uso diario.

### CARACTERÍSTICAS:

- El diseño ondulado en talón y antepié, en conjunción con la cobertura amarilla del arco, proporciona una absorción de impactos superior.
- El diseño en panal en el antepié mejora la transpiración favoreciendo la circulación del aire y regulando la temperatura dentro del zapato, manteniendo el pie seco.
- Las plantillas actúan como un acolchado antifatiga, proporcionando alivio en el tobillo, rodilla y cadera.
- Antibacteriano. La baja fricción que genera el tejido de la parte superior reduce los malos olores y previene la aparición de ampollas.

### DISEÑO EN TALLA ÚNICA RECORTABLE:

- Las plantillas se suministran con un diseño recortable para un perfecto ajuste al tamaño de pie de cada usuario.



TALLA	REFERENCIA	NÚMERO CALZADO
Hombre	302M	Del 40 al 46
Mujer	302W	Del 36 al 40



TALLA UNIVERSAL



## VENDAJE NEUROMULCULAR URIEL

■ REFERENCIA:KT

Vendaje muscular en cuatro colores con una optima adhesión.

### CARACTERÍSTICAS:

- Vendaje neuromuscular de máxima calidad.
- 100% algodón.
- Permite una total transpiración de la piel.
- Disponible en cuatro colores que se pueden adquirir individualmente.

Disponible expositor de 12 unidades bajo pedido a proveedor. Consultar disponibilidad.

REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS
KT-AZUL	AZUL	5m x 5cm
KT-BEIG	BEIG	5m x 5cm
KT-ROSA	ROSA	5m x 5cm
KT-NEGRO	NEGRO	5m x 5cm



## VENDAJE FRÍO CARLO ICE & GO

■ REFERENCIA: 801

Venda elástica con efecto frío para proporcionar un alivio inmediato. Fácil de usar. No es necesario refrigerar la venda. Mantiene el efecto frío durante horas.

### CARACTERÍSTICAS:

- Alivio inmediato.
- Efecto frío de larga duración.
- Ideal para asistencia en lesiones deportivas.

### INDICACIONES:

- Esguinces.
- Contusiones.
- Otros traumatismos deportivos.





## PULSIOXÍMETRO PUL-01

■ REFERENCIA: PUL-01

Pulsioxímetro de diseño compacto y ligero, para realizar mediciones del nivel de saturación de oxígeno en la sangre, el ritmo cardíaco, el índice de perfusión y el pletismograma, de forma fácil e intuitiva.

Incorpora un avanzado algoritmo DSP para una mejora de la precisión de las mediciones a baja perfusión.

### CARACTERÍSTICAS:

- Detección del grado de saturación de oxígeno en la sangre.
- Detección de frecuencia cardíaca.
- Pantalla OLED.
- Indicación de SpO<sub>2</sub>, latido, índice de perfusión y pletismograma.
- 4 orientaciones de pantalla diferentes para una mejor lectura.
- Apagado automático si el dedo no se inserta durante 8 segundos.
- Adecuado para una amplia gama de tamaños de dedos (desde pediátrico hasta adulto).
- Dispositivo médico CE01 23.
- Peso 54 gramos incluyendo pilas.



## PULSIOXÍMETRO PUL-02

■ REFERENCIA: PUL-02

Pulsioxímetro de diseño ligero y compacto, ideal para mantener bajo control la propia salud, midiendo la saturación de oxígeno en sangre y el ritmo cardíaco.

Su diseño compacto y ligero, así como su sencillez de manejo, facilitan su transporte para poder ser utilizado en cualquier parte.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Detección del grado de saturación de oxígeno en la sangre.

- Detección de frecuencia cardíaca.
- Pantalla de alto contraste.
- Larga duración de las pilas.
- Apagado automático si no detecta insertado el dedo.
- Apto para una amplia gama de tamaños de dedos (desde pediátrico hasta adultos).
- Resistente al agua.
- Dispositivo médico CE01 23.



## GUANTE NITRILO

■ REFERENCIA: GUAN

Guante de examen de nitrilo Softskin, sin polvo, color azul, desechable.

### CARACTERÍSTICAS:

- Terminación: bordillo enrollado.
- Superficie: micro texturizada en dedos.

### NORMATIVA:

- Reglamento (CE) 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
- Reglamento (UE) 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
- Directiva 93/42/CEE: Dispositivo Médico Clase I.



TALLA	REFERENCIA	ANCHO
S	GUAN-S	85 mm (± 5mm)
M	GUAN-M	95 mm (± 5mm)
L	GUAN-L	105 mm (± 5 mm)
XL	GUAN-XL	110 mm (±5 mm)

Presentación en  
cajas de 100  
unidades



# Ayudas Técnicas



# CAMAS GERIÁTRICAS

■ REFERENCIA: ECA

Las camas geriátricas han dejado de ser un producto exclusivo de hospitales y residencias, para convertirse en un producto elemental del hogar cuando se está al cuidado de personas mayores, con problemas de movilidad o que precisen de estar mucho tiempo encamados.

Los modelos de cama ECA ofrecen unos materiales de máxima calidad, así como un óptimo diseño de la estructura, para que el usuario disponga de un cómodo y placentero reposo, facilitando además las tareas a desarrollar por el cuidador.

## CARACTERÍSTICAS:

### ■ Bastidor:

La zona de los pies ha sido redondeada para potenciar su estética en caso de no complementar con piecero de madera.

Dimensiones: 90x194 cm/ 105x194 cm.

Fabricado en tubo de acero de 45x25x1,5mm.

### ■ Somier:

Fabricado en tubo de acero de 30x20x1,5 mm.

Grados de inclinación máxima:

- Camas manuales: Respaldo: 80° Piernas: 60°.

- Camas eléctricas: Respaldo: 60° Piernas: 35°.

### ■ Lamas:

Fabricadas en madera con recubrimiento especial de corcho que actúa de aislante acústico, térmico y de amortiguación. Dicho recubrimiento lleva un tratamiento especial (patentado) que lo hace resistente al agua, a sustancias químicas e ignífugo. Al mismo tiempo, se evita el desplazamiento del colchón.

La sujeción de las lamas, fabricada en caucho, incorpora un nuevo sistema de suspensión activa y se incorporan tensores y doble lama en el punto de mayor presión y apoyo del somier.

### ■ Patas:

Fabricadas en tubo de acero 50x1,5 mm.

Altura máxima: 41 cm.      Altura mínima: 31 cm.

Las ruedas aumentan la altura en 12 cm y tienen un diámetro de 10 cm.

Simple regulación sin necesidad de herramientas.

### ■ Cabecero y piecero:

Dimensiones:

- Cama de 90: Cabecero: 90x56 cm/ Piecero: 90x51 cm

- Cama de 105: Cabecero: 105x56 cm / Piecero: 105x51 cm

Fabricado en MDF con asidero embellecedor y espesor de 19 mm.

### ■ Motor:

Incorporan sistema de bajada de emergencia para casos de corte repentino de corriente eléctrica.

### ■ Pintura:

El conjunto de la cama está pintado en epoxi con espesor de 80-85 micras, y secado al horno durante 45 minutos a temperatura entre 225° y 240°.

### ■ Carro elevador:

Disponibles para modelos eléctricos.

Altura máxima conseguida: 76 cm.

Altura mínima: 38 cm.

Resistencia testada: 150 kg.

### ■ Otros datos de interés:

Todos los modelos pueden ser adquiridos sin cabecero ni piecero.

Disponibles patas con ruedas, así como diversos complementos.

Consulte otras medidas de ancho y longitud.





## CAMA GERIÁTRICA ECA 1

■ REFERENCIA: ECA-1



BAJO PEDIDO A  
PROVEEDOR

Cama geriátrica de acero de 2 planos con manivela.



### MEDIDAS

LARGO

ANCHO

REFERENCIA

190 cm

90 cm

ECA-1



## CAMA GERIÁTRICA ECA 2

■ REFERENCIA: ECA-2



BAJO PEDIDO A  
PROVEEDOR

Cama geriátrica de acero de 3 planos con 2 manivelas.



### MEDIDAS

LARGO

ANCHO

REFERENCIA

190 cm

90 cm

ECA-2



## CAMA GERIÁTRICA ECA 3

■ REFERENCIA: ECA-3



BAJO PEDIDO A  
PROVEEDOR

Cama geriátrica de acero de 4 planos con dos manivelas.



### MEDIDAS

LARGO

190 cm

ANCHO

90 cm

REFERENCIA

ECA-3



## CAMA GERIÁTRICA ECA 4

■ REFERENCIA: ECA-4



BAJO PEDIDO A  
PROVEEDOR

Cama geriátrica de acero de 3 planos con motor eléctrico.



### MEDIDAS

LARGO

190 cm

ANCHO

90 cm

REFERENCIA

ECA-4

## CAMA GERIÁTRICA ECA 5

■ REFERENCIA: ECA-5

Cama geriátrica de acero de 4 planos con motor eléctrico.



### MEDIDAS

LARGO	ANCHO	REFERENCIA
190 cm	90 cm	ECA-5-90
190 cm	105 cm	ECA-5-105

Disponibles varias medidas bajo pedido a proveedor

## CAMA GERIÁTRICA ECA 7

■ REFERENCIA: ECA-7

Cama geriátrica de acero de 4 planos con motor eléctrico y carro elevador.



### MEDIDAS

LARGO	ANCHO	REFERENCIA
190 cm	90 cm	ECA-7-90
190 cm	105 cm	ECA-7-105

Disponibles varias medidas bajo pedido a proveedor



ARTÍCULO		REFERENCIA
Barandilla de protección abatible (Unidad)	(1)	ECO-1/2
Barandilla de protección abatible (Par)	(1)	ECO-1
Incorporador	(2)	ECO-2
Triángulo para incorporador	(2)	ECO-2-Rep
Soporte de sueros	(3)	ECO-3
Patas regulables en altura con ruedas	(4)	ECO-5



## COLCHÓN ANTIESCARAS GRADO 1

■ REFERENCIA: ECO-18-1

Colchón antiescaras diseñado para el tratamiento y prevención de las úlceras por presión de categoría I en terapias domiciliarias o a corto plazo.

El colchón en PVC se compone de 130 células de aire de unos 7 cm de altura, las cuales proporcionan un agradable confort. Se fija a la cama gracias a las solapas situadas en el lado superior e inferior del colchón.

Fácil instalación y uso gracias a la posibilidad de ajustar el rango de confort. El compresor se puede acoplar a la estructura de la cama gracias a la disposición de dos enganches.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL COLCHÓN

Dimensiones sin solapas	200x90x7 cm
Longitud de las solapas	50 cm+ 50 cm
Material del colchón	PVC de grado médico
Grosor del material	0,32 mm
Resistencia al frío	-30°C
Número de Células	130
Resistencia al peso	135 kg
Certificados	Rohs/ CA-117/ EN-71

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL COMPRESOR

Dimensiones	27x13x10,5 cm
Especificaciones eléctricas	AC 110V/220V 50Hz/ 60Hz
Rango de presión	40-100mmHg
Salida de aire	6-7 L/min
Revestimiento plástico.	ABS



## COLCHÓN ANTIESCARAS GRADO II

■ REFERENCIA: ECO-18-2

Colchón antiescaras diseñado para el tratamiento y prevención de úlceras por presión de categoría II. Fabricado en resistente PVC de grado médico, dispone de un grosor de 9,5 cm, con 20 células que a través de un ciclo de carga alterno, proporcionan un óptimo confort. Con una disposición intercambiable de células de soporte para facilitar su sustitución, también dispone de diseño deslizante en la zona perineal para facilitar el alivio de deposiciones y orina.

### CARACTERÍSTICAS:

- Sistema intercambiable de células de soporte.
- Mayor eficiencia en la distribución de la presión.
- Óptimo confort.
- Compresor de diseño compacto, ultrasilencioso, de máxima fiabilidad y seguridad.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL COLCHÓN

Dimensiones	200x86x9,5cm
Material	PVC de Grado Médico
Número de células	20
Resistencia al peso	140 kg
Certificados	RoHS/ EN-71/ CA-117
Peso	4,5 kg
Garantía	12 meses

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL COMPRESOR

Especificaciones eléctricas	AC 220V/ 50Hz, 0,1 A
Peso	1,4 kg
Dimensiones	25 x 12 x 10 cm
Salida de aire	6-7 L / min
Ciclo de tiempo	12 min





## COLCHÓN VISCO SANITARIO

■ REFERENCIA: ECO-16

El colchón ECO-16 combina dos capas de diferente grosor y densidad, ofreciendo un soporte que mejora la distribución de las presiones ejercidas por el peso del cuerpo en los puntos de apoyo, para de ese modo prevenir la aparición de úlceras por presión.

La capa superior, de espuma viscoelástica, ofrece una excelente comodidad al adaptarse perfectamente a la forma del cuerpo. La capa inferior, de poliuretano flexible, aporta firmeza garantizando un óptimo soporte en el reposo.

El colchón ECO-16 dispone de funda elástica exterior en color azul, impermeable, transpirable e ignífuga. Esta funda, fabricada en poliéster y poliuretano, ha sido diseñada para no limitar las propiedades de distribución de la presión del colchón viscoelástico.

Para facilitar su retirada del colchón dispone de cremallera oculta tras una doble solapa, lo cual evita el paso de líquidos.

La funda es lavable y desinfectable, con tratamiento antibacteriano, anti-ácaros y de biocompatibilidad (no cito-tóxico).

El colchón se presenta enrollado.



CAPA	DENSIDAD	DUREZA	GROSOR	MEDIDAS	REFERENCIA
Base de Poliuretano flexible	28 kg/ m <sup>3</sup>	3,30 Kpa	10 cm	90x190x15 cm	ECO-16-90
Espuma viscoelástica	50 kg/m <sup>3</sup>	1,60 Kpa	5 cm	105x190x15 cm	ECO-16-105



## COLCHÓN VISCOELÁSTICO ESTÁNDAR

■ REFERENCIA: ECO-10

El colchón viscoelástico estándar ofrece una óptima densidad para una inigualable mejora en el descanso. Proporciona una agradable y placentera sensación de ingravidez, liberando la tensión y aportando un óptimo soporte en la zona cervical.

### CARACTERÍSTICAS:

- Núcleo fabricado con la última tecnología en descanso y estructura ergonómicamente moldeable en la zona de contacto.
- Fabricado con estructura de celdas abiertas que garantizan un óptimo microclima y permite una perfecta transpiración.
- Alta sensibilidad al contacto y temperatura corporal para una óptima adaptación, minimizando los puntos de presión para una perfecta sustentación anatómica en cualquier postura.
- Contribuye a reducir los movimientos del cuerpo durante el sueño, facilitando un descanso relajado y placentero.
- Funda interior de protección.
- Funda exterior fabricada en tejido Stretch elástico, que incorpora un filamento de carbono con tratamiento antiestrés.
- Totalmente desenfundable.



REFERENCIA	ANCHO	LARGO	ALTURA TOTAL
ECO-10-90	90 cm	190 cm	22 cm
ECO-10-105	105 cm	190 cm	22 cm



## COLCHÓN VISCOELÁSTICO GAMA ALTA

■ REFERENCIA: ECO-15

Colchón viscoelástico con diseño multicapa de diferentes densidades y con soporte multizona, que proporciona un máximo confort así como unas excelentes prestaciones. Ideal para camas articuladas.

Asegura una perfecta sustentación anatómica que incrementa el óptimo tiempo de descanso.

### CARACTERÍSTICAS:

- Núcleo BiForm Plus con una capa extra viscoelástica, proporciona una óptima y placentera sensación de ingravidez así como un soporte multizona, asegurando una eficiente absorción de los movimientos que se producen durante el descanso.
- Base firme que elimina todos los puntos de presión, garantizando una óptima posición para la espalda.
- Capa de fibras Fibersoff, de máxima calidad y confort que ofrece una agradable sensación de suavidad y adaptación al contacto con nuestro cuerpo.
- Núcleo bicomponente con capa extra viscoelástica y foam de alta densidad.
- Diseño con microceldas abiertas que dota al conjunto de una perfecta transpiración.
- Tejido Stretch con elasticidad en todas las direcciones que al no ejercer resistencia a la presión del cuerpo, se adapta perfectamente al núcleo potenciando sus características.
- El tratamiento Saniguard facilita una barrera total contra todo tipo de ácaros y alérgenos, testado dermatológicamente, de propiedades inocuas y seguras para el ser humano. Especialmente ideado para personas que padezcan asma o alergias.



## COLCHÓN VISCOELÁSTICO GAMA SUPERIOR

■ REFERENCIA: Varias referencias a elegir

Colchón viscoelástico de gama superior en cuya fabricación se ha puesto una especial atención en el detalle, acabados, así como en el empleo de materiales de máxima calidad.

La perfecta adaptación al cuerpo, así como la inigualable sensación envolvente de bienestar que proporciona, garantizan el mejor descanso.

### CARACTERÍSTICAS:

- Núcleo Biform compuesto de viscoelástico y espuma de alta densidad para una perfecta sustentación anatómica, que permite permanecer más tiempo en la fase óptima de descanso.
- El soporte que proporciona contribuye a reducir los movimientos durante las horas de sueño, para una mejora de la recuperación y del descanso.
- El tratamiento Saniguard facilita una barrera total contra todo tipo de ácaros y alérgenos, testado dermatológicamente, de propiedades inocuas y seguras para el ser humano. Especialmente ideado para personas que padezcan asma o alergias.
- Diseño con microceldas abiertas que dota al conjunto de una perfecta transpiración.



## COLCHÓN LÁTEX


■ REFERENCIA: ECO-9

Colchón con núcleo 100% látex con 15 cm de grosor.

### CARACTERÍSTICAS:

- Zona lumbar reforzada.
- Densidad media 65 kg/m<sup>3</sup>.
- Óptima flexibilidad y elasticidad. Gran capacidad de adaptación al movimiento de los somieres articulados, resultando un soporte perfecto para el cuerpo.
- Producto natural y ecológico, antialérgico y altamente higiénico y bactericida.
- Funda interior de protección.
- Funda exterior fabricada en tejido Stretch, acolchado con fibra de poliéster antialérgica.
- Cremallera a cuatro caras con ribeteado interior.

REFERENCIA	ANCHO	LARGO	ALTURA TOTAL
ECO-9-90	90 cm	190 cm	18 cm
ECO-9-105	105 cm	190 cm	18 cm



## ALMOHADA VISCOELÁSTICA SPACE

■ REFERENCIA: ECO-AV

Almohada con núcleo viscoelástico de alta densidad, suave y transpirable, diseñada para proporcionar un máximo confort durante el descanso. Se adapta perfectamente proporcionando una descarga en las cervicales y hombros favoreciendo además una correcta postura durante las horas de sueño.

Dispone de funda lavable y resistente.

### CARACTERÍSTICAS:

- Termo adaptable, alivia presión y consigue máximo confort relajando zona cervical y hombros. Indeformable, transpirable, higiénica y anti-alérgica.

Núcleo visco-elástico de alta densidad.	TALLA	REFERENCIA
■ Funda Tejido Stretch 100% alta transpiración. Doble Funda 50% algodón y 50% poliéster.	90 cm	ECO-AV-1
	135 cm	ECO-AV-2
	70 cm	ECO-AV-3
	105 cm	ECO-AV-4



## ALMOHADA VISCO FIBRA DE PLATA

■ REFERENCIA: ECO-AP-A

Almohada fabricada con espuma viscoelástica con efecto memoria que garantiza un alto confort y bienestar.

La almohada se adapta a la cabeza y a las vértebras cervicales, previene las sobrecargas y promueve la relajación, ayudando a eliminar el molesto dolor cervical.

La espuma es transpirable y la funda está tratada con fibra de plata, proporcionando un efecto antibacteriano permanente.

### CARACTERÍSTICAS:

- Antiácaros.
- Reciclable.
- Antialérgica.
- Transpirable.
- Antibacteriana.





## GRÚA PLEGABLE CANDÁS

■ REFERENCIA: ECO-GRUA

Grúa plegable de diseño compacto y manejable, para elevación y traslado de personas mayores, convalecientes o con movilidad reducida. La cómoda opción de plegado y desmontaje facilita su transporte y almacenamiento, siendo válido tanto para uso hospitalario como doméstico.



### CARACTERÍSTICAS:


- Elevación con motor eléctrico.
- Diseño compacto para facilitar su traslado y almacenaje.
- Sólida estructura en acero que ofrece una máxima estabilidad.
- Sistema de apertura de patas a pedal.
- Ruedas traseras de 10 cm con sistema de frenado.
- Percha rotatoria
- Anclajes de seguridad.
- Soporta un peso máximo de 150 kg.
- Arnés acolchado de alta calidad.
- Posibilidad de recoger a pacientes desde el suelo.
- Botón de parada de emergencia.
- Sistema de bajada de emergencia.
- Mando a distancia.
- Indicador de carga digital.



### FICHA TÉCNICA

Motor	8000 N
Peso Máximo Usuario	150 kg
Peso Total de la Grúa	36 kg
Peso Base	16 kg
Certificado CE Producto Sanitario	CE 2017/745
Velocidad	7 mm/s
Rango de Elevación	106 cm
Peso Caja Controladora	4 kg
Peso Brazo	16 kg
Normas ISO9001 e ISO13485	Si





Polígono Industrial Tabaza II Parcela 15  
33438 Carreño (Asturias)  
T. 985 51 21 22 / 985 51 21 56  
[pedidos@efmo.com](mailto:pedidos@efmo.com)

**[www.efmo.com](http://www.efmo.com)**