



ORLANDO TPFX

Referencia **153**

Ortesis bivalba PTB para fracturas de la meseta tibial.

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricada en polietileno fácilmente moldeable.
- Su forma proporciona estabilidad rotatoria y una firme compresión de los tejidos suaves.
- Las correas bidireccionales proporcionan una óptima distribución de la compresión.
- Valva anterior acolchada y con agujeros de ventilación.
- Se incluyen dos manguitos protectores.
- El estribo se ha de pedir a parte.

INDICACIONES:

- Indicada para fracturas de la meseta tibial (no operables o en el post-operatorio).

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO PANTORRILLA	LONGITUD RODILLA-MALEOLOS
	IZQUIERDA	DERECHA		
S	1530	1535	25-38 cm	51 cm
M	1531	1536	30-43 cm	53 cm
L	1532	1537	36-48 cm	56 cm