



ORTESIS TIBIAL POST-OPERATORIA SOFT

Referencia

157.

Ortesis tibial prefabricada en polietileno de baja densidad, totalmente acolchada y con estribo libre.

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño con correas ajustable de velcro para adaptarse a los cambios de volumen.
- Incorpora estribo libre para limitación de la inversión y eversión del pie, permitiendo la flexión dorsal y plantar.
- Permite la movimiento de articulaciones (rodilla, tobillo y pie).
- No interfiere en la realización de Rayos X.

INDICACIONES:

- Postoperatorios de fracturas de tibia que requieran de inmovilización-
- Uso después de retirar dispositivos externos de fijación o seguimiento a clavos intramedulares.

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO NIVEL MALEOLOS	CONTORNO PANTORRILLA	LONGITUD PARTE SUPERIOR DE LA RÓTULA A VÉRTICE LATERAL DEL MALEOLO
	IZQUIERDA	DERECHA			
S	1571	1576	20-25 cm	28-33 cm	42-47 cm
M	1572	1577	23-28 cm	33-38 cm	44-49 cm
L	1573	1578	25-30 cm	38-43 cm	49-54 cm