



## ORTESIS DE RODILLA DE 4 PUNTOS

Referencia **G704**

Ortesis de rodilla ligera y funcional diseñada para el tratamiento de problemas de rodilla.

### CARACTERÍSTICAS:

- Estructura anatómica en aleación de aluminio anticorrosivo.
- Estabilización basada en un sistema de palanca de 4 puntos.
- Acolchado MTP con tejido transpirable de suave compresión.
- Articulación ajustable en flexión con pletinas a 0°/10°/20°/30°/45°/60°/75°/90°/120°.
- Articulación ajustable en extensión con pletinas a 0°/10°/20°/30°/45°/120°.
- Opción de bloqueo de la articulación con pletinas a 0°/10°/20°/30°/45°.
- Cintas de cierre de velcro numeradas para facilitar la colocación por parte del usuario.
- Protección condilar con acolchado desmontable.

### INDICACIONES:

- Post-operatorio de cirugía de ligamentos.
- Ligamento lateral externo e interno.
- Ligamento cruzado anterior y posterior.
- Inestabilidades laterales valgo varo.

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO MUSLO	ALTURA ORTESIS
	IZQUIERDA	DERECHA		
S	G704/S-L	G704/S-R	39-46 cm	41 cm
M	G704/M-L	G704/M-R	46-53 cm	41 cm
L	G704/L-L	G704/L-R	53-60 cm	41 cm
XL	G704/XL-L	G704/XL-R	60-67 cm	43 cm
XXL	G704/XXL-L	G704/XXL-R	67-74 cm	43 cm

## KIT PLETINAS

Referencia **G704-KIT**

