



GENU-HIT SUPREME

Referencia **07181**

Rodillera elástica con soporte patelar especialmente diseñada para prácticas deportivas, fabricada con el nuevo tejido de punto plano de malla totalmente libre de látex y que garantiza una adaptación óptima, una compresión funcional y una acción propioceptiva, eliminando casi totalmente las arrugas que otros productos generan al adaptarse al cuerpo humano.

CARACTERÍSTICAS:

- Bordes mas finos que alivian la presión en los extremos para maximizar el confort durante su uso.
- Zona especial de confort para un mejor ajuste sin arrugas.
- Pad perforado de silicona anatómico con relieve para efecto masaje.
- Confeccionada en un tejido de especial elasticidad en la zona poplítea para permitir una correcta vascularización.
- Con férulas espirales laterales.

INDICACIONES:

- Condropatía patelar.
- Artrosis de rodilla.
- Lesiones leves de ligamentos.
- Daños en el menisco.
- Laxitud moderada en ligamentos de la rodilla.
- Inflamación tras traumatismos o en postoperatorios.
- Problemas reumáticos.

TALLA	REFERENCIA	D	F
1	07181-110	28 cm	38 cm
2	07181-210	31 cm	41 cm
3	07181-310	34 cm	44 cm
4	07181-410	37 cm	47 cm
5	07181-510	40 cm	50 cm
6	07181-610	43 cm	53 cm
7	07181-710	46 cm	56 cm

D: Medida 14 cm por debajo de la mitad de la rótula.

F: Medida 14 cm por encima de la mitad de la rótula.