



GENUDYN® OA

Referencia **07788 / 07789**

Soporte de rodilla para alivio dinámico y estabilización de los compartimentos medial o lateral.

BENEFICIOS:

- Alivio dinámico de los compartimentos medial y lateral en base al principio de 3 puntos.
- Soporte bilateral para orientación fisiológica y estabilización en base al principio de 4 puntos.
- Ajuste individual y alivio: la presión correctiva puede ajustarse fácilmente a los requerimientos individuales con una rosca.

TECNOLOGÍA:

- La articulación proporciona un máximo alivio con una plena extensión y ligera flexión. La ortesis se adapta automáticamente durante la fase de oscilación y en posición sentada, sin aplicar fuerza correctiva.
- Marco de la ortesis moldeable.
- El marco frontal permite colocar fácilmente la ortesis.
- Extensión ajustable en 0°, 20°, 30° y 40°.
- Flexión ajustable en 45°, 60°, 75° y 90°.

INDICACIONES:

- Tratamiento conservador/ postoperatorio.
- Alivio del dolor en compartimentos medial o lateral en casos de artrosis de rodilla.
- Valgo / Varo moderado de rodilla.
- Cualquier indicación que requiera de reducir la carga de peso unicompartimental (por ejemplo, pre y post operatorios, desgarró degenerativo de menisco, fracturas de cabeza tibial estables, lesiones de ligamentos laterales).

