



## INMOVILIZADOR DE RODILLA

Referencia

GP4

Ortesis confeccionada en tejido transpirable con soportes laterales y posteriores para una efectiva inmovilización de la rodilla. Especialmente diseñada para post-operatorios, traumas y fracturas menores de rodilla.

### CARACTERÍSTICAS:

- Dos soportes laterales (0°) y dos soportes posteriores contorneados de aluminio.
- Los soportes pueden retirarse para facilitar el conformado así como la limpieza del producto.
- Tejido interior muy suave para un máximo confort.
- Fácil sistema de cierre con cinchas de velcro para un rápido ajuste, con dos correas adicionales.

### INDICACIONES:

- Inmovilización en post-operatorios.
- Traumas de rodilla (esguinces).
- Fracturas menores en la región de la rodilla.

LONGITUD ORTESIS	REFERENCIA	ALTURA USUARIO
40 cm	GP4-40	Menos de 140 cm
50 cm	GP4-50	De 140 a 170 cm
55 cm	GP4-55	De 150 a 175 cm
60 cm	GP4-60	Más de 170 cm

