



HKAFO

Referencia **172**

Ortesis de marcha multifunción a medida fabricada en polietileno de baja densidad y Kydex, que incluye:

- Cesta pélvica.
- Articulación de cadera con control de la flexo-extensión, aducción y abducción.
- Muslera termomoldeable y ajustable.
- Articulación de rodilla con control de la flexo-extensión.
- Pantorrillera termomoldeable y ajustable.
- Estribo libre.

INDICACIONES:


- Fracturas a nivel proximal del fémur.
- Procesos traumáticos graves de miembro inferior.
- Procesos en los que sea necesario el control rotacional de la cadera para evitar luxaciones.

A) COMPONENTE DE CINTURA


TALLA	CONTORNO CADERA	CONTORNO CINTURA
S	66-81 cm	56-71 cm
M	81-96 cm	71-86 cm
L	96-111 cm	86-101 cm
XL	111-127 cm	101-116 cm

B) COMPONENTE DE PIERNA

TALLA	CONTORNO MUSLO MEDIO	CONTORNO PANTORRILLA	LONGITUD PERINEO-SUELO
S	35-48 cm	28-30 cm	71-78 cm
M	48-61 cm	31-38 cm	78-86 cm
L	58-68 cm	38-43 cm	86-94 cm



A) COMPONENTE DE CINTURA



B) COMPONENTE DE PIERNA

Disponible talla a medida bajo pedido a proveedor.