



KAFO	
Referencia	169

Ortesis QTB en termoplástico con articulación de rodilla que controla la flexo-extensión.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Muy ligera, resistente y ajustable.
- Componentes de polietileno para maximizar el confort del usuario.
- Componente femoral posterior con lengüeta de baja densidad.

**INDICACIONES:**

- Ortesis inmovilizadora para fracturas del miembro inferior.
- Procesos post-operatorios.
- Inmovilización y control de la flexo-extensión de la rodilla.
- Procesos tumorales.

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO MUSLO MEDIO	CONTORNO PANTORRILLA	LONGITUD PERINEO-SUELO
	IZQUIERDA	DERECHA			
S	1690.01	1695.01	35-48 cm	28-30 cm	71-78
M	1691.01	1696.01	48-61 cm	31-38 cm	78-86
L	1692.01	1697.01	58-68 cm	38-43 cm	86-94