



FICHA DE PRODUCTO

985 51 21 22 / 985 51 21 56

647 940 206

pedidos@efmo.com



ORTESIS E.F.O

Referencia 40367

La Ortesis EFO es un soporte de cadera diseñado para pacientes con irritación debida a artrosis o artritis. Proporciona estabilización en la articulación de la cadera con compresión circular de los tejidos blandos.

CARACTERÍSTICAS:

- Varillas de estabilización lateral que proporcionan un mayor alivio en la articulación de la cadera.
- Diseño elástico para la conducción y el ajuste de la cadera. Conduce la pierna durante la marcha y permite al paciente evitar posiciones anómalas que causarían dolores y daños en la articulación de la cadera.
- El acolchado en lana aumenta la sujeción del vendaje, especialmente en casos de enfermedades reumáticas y tendinitis musculares.
- El acolchado en espuma produce un alivio de la articulación de la cadera en posición acostada.

INDICACIONES:

- Irritación debida a artritis o artrosis.
- Postoperatorios.

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO CINTURA	CONTORNO MUSLO
	IZQUIERDA	DERECHA		
S	40367-10I	40367-10D	60-80 cm	40-55 cm
M	40367-20I	40367-20D	70-100 cm	50-65 cm
L	40367-30I	40367-30D	90-110 cm	55-70 cm
XL	40367-40I	40367-40D	100-130 cm	60-75 cm

