

POLARIS REHAB SYSTEM

Referencia **850**



La Ortesis Polaris de Orthomerica, ha sido diseñada incorporando los últimos avances en soportes de rehabilitación de rodilla, para el control del rango de movilidad o inmovilización, que precisen un soporte para uso prolongado, en las etapas activas de la recuperación.

Una de las principales características, es la óptima precisión de la articulación. La cual además es muy ligera, resistente y permite ajustar el rango de flexión y extensión sin la necesidad de emplear herramientas.


La articulación está confeccionada en aluminio maleable para una eficiente adaptación al paciente.

CARACTERÍSTICAS:

- Articulación patentada para un rápido y preciso ajuste del rango de movilidad en flexión y extensión.
- Rango de movilidad de 120° ajustables en incrementos de 10°.
- Acolchado en foam transpirable con cierres de velcro. Permite ajustar en caso de edema o atrofia, en las etapas activas de la recuperación.
- Disponible en 3 tallas con un diseño que permite ser utilizada en lado izquierdo o derecho.

INDICACIONES:

- Inmovilización y control de la flexo-extensión.
- Procesos post-operatorios.
- Uso posterior a la retirada de escayolas.
- Pacientes no susceptibles de ser sometidos a cirugía, que vayan a iniciar rehabilitación.



1. Ajuste de flexión y extensión por rueda flotante.
2. Ventana de ajuste flexión/ extensión.
3. Tope Flexión.
4. Tope Extensión.
5. Escala Goniómetro.
6. Tornillo de Bloqueo de Seguridad (Opcional Uso).
7. Barras laterales de aluminio.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO MUSLO	CONTORNO PANTORILLA
S	8500	43-51 cm	33-40 cm
M	8501	48-56 cm	38-46 cm
L	8502	53-61 cm	43-51 cm