



RODILLERA ESTÁNDAR CON SOPORTE PATELAR

Referencia

T401

Rodillera de neopreno con rótula abierta y con cinta de soporte patelar, indicada para casos de condromalacia patelar y artrosis femoropatelar. Esta ortesis ha sido fabricada empleando los materiales de mayor calidad, haciendo uso de las más eficientes técnicas de fabricación, para proporcionar el máximo ajuste, soporte y confort en la rodilla.

CARACTERÍSTICAS:

- Dispone de una cinta rotuliana para proporcionar un soporte adicional en la rodilla, que puede retirarse para ser empleada en problemas menores de rodilla.
- Los relieves de silicona previenen que el producto se deslice hacia debajo de la pierna.
- Confeccionada en Neopreno THERMAL, con forro interior de rizo 100% de algodón.
- Ayuda a mantener el calor corporal para una recuperación más rápida y alivio del dolor.

INDICACIONES:

- Condromalacia patelar.
- Artrosis femoropatelar.
- Lesiones menores de la rodilla.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO RODILLA
S	T401-150	27-32 cm
M	T401-250	32-37 cm
L	T401-350	37-42 cm
XL	T401-450	42-47 cm
XXL	T401-550	47-52 cm