



SOPORTE PATELAR

Referencia

T42F

Soporte patelar de neopreno, con rótula abierta, indicado como estabilizador femoropatelar y en casos de artrosis retropatelar.

CARACTERÍSTICAS:

- Las cintas supra e infra patelares, estabilizan la rótula concentrando la presión en el tendón rotuliano.
- Confeccionada en Neopreno THERMAL, con forro interior de rizo 100% de algodón.
- Ayuda a mantener el calor corporal para una recuperación más rápida y alivio del dolor.

INDICACIONES:

- Condromalacia.
- Síndrome patelofemoral.
- Tendinitis rotuliana.
- Ángulo Q de rodilla anormal.

| TALLA | REFERENCIA | CONTORNO RODILLA |
|-------|------------|------------------|
| S | T42F-150 | 27-32 cm |
| M | T42F-250 | 32-37 cm |
| L | T42F-350 | 37-42 cm |
| XL | T42F-450 | 42-47 cm |