



RODILLERA CON RÓTULA LIBRE AJUSTABLE

Referencia **T43**

Rodillera de neopreno con rótula libre ajustable gracias a la apertura superior con la cual se consigue una más fácil colocación.

CARACTERÍSTICAS:

- Confeccionada en Neopreno THERMAL, con forro interior de rizo 100% de algodón.
- Proporciona compresión a los tejidos blandos alrededor de la rótula, estimulando la circulación y reduciendo la hinchazón y el edema.
- Dispone de dos soportes espirales metálicos laterales para proporcionar una estabilidad y soporte extra.
- Ayuda a mantener el calor corporal para una recuperación más rápida y alivio del dolor.
- Válida para uso diario y durante prácticas deportivas.

INDICACIONES:

- Osteoartritis.
- Artritis.
- Condromalacia.
- Dolor anterior de rodilla.
- Inestabilidad de rodilla debido a desequilibrio general muscular.
- Síndrome de Osgood-Schlatter's.
- Tendinitis rotuliana.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO RODILLA
XS	T43-050	22-27 cm
S	T43-150	27-32 cm
M	T43-250	32-37 cm
L	T43-350	37-42 cm
XL	T43-450	42-47 cm
XXL	T43-550	47-52 cm