



INMOVILIZADOR DE NEOPRENO CON CONTROL DE FLEXO-EXTENSIÓN

Referencia **T44G**

Ortesis de rodilla diseñada para el tratamiento de problemas y lesiones en menisco y ligamentos.

CARACTERÍSTICAS:

- Articulación anatómica que proporciona una estabilización total de la rodilla. Es ajustable permitiendo elegir el ángulo requerido.
- Válida para uso en rodilla izquierda y derecha.

INDICACIONES:

- Alternativa a la escayola.
- Lesiones de ligamento cruzado anterior (LCA), ligamento cruzado posterior (LCP), ligamento colateral medial (LCM) y ligamento colateral lateral (LCL).
- Inflamación en menisco.
- Edema.

TALLA	REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA RODILLA
M	T44G-250	32-37 cm
L	T44G-350	37-42 cm
XL	T44G-450	42-47 cm
XXL	T44G-550	47-52 cm

