



## CALIFORNIA CADERA

Referencia **396**

La ortesis de cadera California facilita el control de la pelvis y del muslo gracias a la articulación Virtual Joint con la que se puede controlar la flexión/ extensión y la aducción /abducción de la cadera.

Minimiza la incomodidad y el déficit muscular que genera el uso continuado de las ortesis convencionales de cadera, al sustituir el termoplástico por malla reforzada tanto en la cesta pélvica como en la muslera, e incorpora el sistema de cierre mediante poleas compensadas con el que se consigue una correcta y perfecta adaptación.

Cómodo, de contacto total. Compresión ajustable (con una sola mano) por el mismo paciente.

Tanto el componente pélvico, como la muslera y la articulación de cadera son universales, es decir, sirven para ambos lados.

Fácil de llevar bajo la ropa, lo que incrementa la aceptación por parte del paciente así como el tiempo de uso.

### INDICACIONES:

- Procesos post-quirúrgicos de reposición de cadera.
- Distorsiones traumáticas tanto anteriores como posteriores.
- Pacientes que no toleran la cesta pélvica en termoplástico.
- Pacientes con tendencia habitual a sufrir una luxación.

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO DE CADERA	CONTORNO CINTURA	CONTORNO MUSLO	
	IZQUIERDA	DERECHA			PROXIMAL	DISTAL
S	3960	3965	61-81 cm	56-71 cm	38-53 cm	30-43 cm
M	3961	3966	81-97 cm	71-86 cm	43-61 cm	33-46 cm
L	3962	3967	97-112 cm	86-102 cm	48-68 cm	35-51 cm
XL	3963	3968	112-127 cm	102-117 cm	53-73 cm	43-58 cm