



FUNDA COSMÉTICA FEMORAL

Referencia **3W313**

Funda cosmética de foam para amputaciones femorales y con articulación de cadera protésica.

CARACTERÍSTICAS:

- Foam de poliuretano flexible.
- Anatómicamente preconformada.
- Color carne.
- 30° de flexión de rodilla.
- Con agujero central

| TALLA | REFERENCIA | | MATERIAL | CONTORNO PANTORRILLA |
|-------|------------|-----------|----------|----------------------|
| | IZQUIERDO | DERECHO | | |
| 32 | 3W313-L32 | 3W313-R32 | Foam | 32 cm |
| 36 | 3W313-L36 | 3W313-R36 | Foam | 36 cm |
| 40 | 3W313-L40 | 3W313-R40 | Foam | 40 cm |
| 44 | 3W313-L44 | 3W313-R44 | Foam | 44 cm |