



FUNDA COSMÉTICA TIBIAL

Referencia

3W314-30

Funda cosmética de foam para amputaciones tibiales y con desarticulación de rodilla.

CARACTERÍSTICAS:

- Foam de poliuretano flexible.
- Sin preconformar.
- Color carne.
- Con agujero central de 30 mm de diámetro.

DATOS TÉCNICOS

Material PUR Foam

Diámetro Interno 30 mm

Forma Proximal Cuadrada

Forma Distal Circular

Longitud 480 mm