



### FUNDA COSMÉTICA TIBIAL SIN FORMA

Referencia **3W315-30**

Funda cosmética de foam para amputaciones tibiales y con desarticulación de rodilla.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Foam de poliuretano flexible.
- Sin preconformar.
- Color carne.
- Con agujero central de 30 mm de diámetro.

#### DATOS TÉCNICOS

Material PE Foam

Diámetro Interno 30 mm

Forma Proximal Cuadrada

Forma Distal Cuadrada

Longitud 480 mm