



ENCAJE DE BRAZO LITE LINER SILICONA FORRADO CON PIN

Referencia **4A2021**

Encaje LITE Liner Silicona 4A2021:

- Con conector distal.
- Para amputaciones de miembro superior.

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado en silicona de grado médico.
- Grosor de 1,3 mm.
- Cobertura textil sin costuras para facilitar la colocación.
- Matriz integrada para absorción de impactos.
- Confortable y excelente adhesión entre el liner y la piel.
- Fabricado en silicona biocompatible en base a los estándares DIN EN ISO 10993-5.

TALLA	REFERENCIA	LARGO	CIRCUNFERENCIA DISTAL	CIRCUNFERENCIA PROXIMAL
12	4A2021-12	24 cm	12 cm	15,5 cm
14	4A2021-14	26 cm	14 cm	19,5 cm
16	4A2021-16	26 cm	16 cm	21 cm
18	4A2021-18	30 cm	18 cm	29 cm
20	4A2021-20	30 cm	20 cm	34 cm