



SKIN TEX 2 CON PIN
Con refuerzo Matrix de
10 cm para absorción
de impactos

ENCAJE TIBIAL DE SILICONA SKIN TEX 2 CON PIN

Referencia 4U4021

Encaje tibial en silicona skin tex 2 con matrix exterior y sin costura:


- Disponible con conector distal.
- Para usuarios activos (nivel de movilidad 2-4)
- Para amputaciones tibiales.

CARACTERÍSTICAS:


- Silicona Durasil de 2,5 mm para una máxima estabilidad.
- Fácil colocación.
- Reducción del pistoneo gracias al uso del matrix.
- 6 meses de garantía.
- Fabricado en silicona biocompatible en base a los estándares DIN EN ISO 10993.

TALLA	REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA DISTAL
	CON PIN	
18	4U4021-10-18-G	18 cm
20	4U4021-10-20-G	20 cm
21	4U4021-10-21-G	21 cm
22	4U4021-10-22-G	22 cm
23,5	4U4021-10-23,5-G	23,5 cm
25	4U4021-10-25-G	25 cm
26,5	4U4021-10-26,5-G	26,5 cm
28	4U4021-10-28-G	28 cm
30	4U4021-10-30-G	30 cm
32	4U4021-10-32-G	32 cm
34	4U4021-10-34-G	34 cm
36	4U4021-10-36-G	36 cm
38	4U4021-10-38-G	38 cm
40	4U4021-10-40-G	40 cm
42	4U4021-10-42-G	42 cm
45	4U4021-10-45-G	45 cm

Nivel de Actividad:



El refuerzo Matrix es una protección adicional que cubre la tibia, sin extenderse mas allá del nivel de la cabeza del peroné. Esto asegura una alta estabilidad en los tejidos blandos.



Para determinar la talla correcta, la circunferencia del muñón se ha de tomar 4 centímetros por encima del extremo distal.

También disponible bajo pedido a proveedor

- Skin Tex en color CARNE.