



**CONO DISTAL DE SILICONA**

Referencia **4W15**

Cono distal 4W14 fabricado en silicona ComfortSil de grado médico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Acabado suave y transparente.
- Mejora la distribución de la presión en zonas muy cargadas.
- Funciona como acolchado para prominencias.
- Puede ser usado a modo de relleno de huecos o cicatrices.
- Recomendado para muñones óseos.

TALLA	REFERENCIA	GROSOR DISTAL DEL GEL	DIÁMETRO
08	4W15-08	12,5 mm	80 mm
10	4W15-10	11 mm	100 mm
12	4W15-12	10,7 mm	120 mm
14	4W15-14	12,8 mm	140 mm