



COPA DISTAL DE GEL TRANSPARENTE

Referencia **4W2005**

Copa distal transparente 4W2005 fabricado en gel TPE de grado médico.

CARACTERÍSTICAS:

- Mejora la distribución de la presión en zonas muy cargadas.
- Funciona como acolchado para prominencias.
- Puede ser usado a modo de relleno de huecos o cicatrices.
- Recomendado para muñones óseos.

TALLA	REFERENCIA	GROSOR DISTAL DEL GEL	TALLA
1	4W2005-1	3 mm	S/IS
2	4W2005-2	3 mm	M/L
3	4W2005-3	3 mm	IL/XL