

ENCAJE FEMORAL DE SILICONA SKIN TEX 2 CON PIN

Referencia **4W2021-TF**



Encaje femoral de silicona Skin Tex 2 con Pin (Sin refuerzo Mátrix), con costura exterior:


- Para usuarios activos (nivel de movilidad 2-4)
- Para amputaciones tibiales.

CARACTERÍSTICAS:


- Silicona Durasil de 2 mm para una máxima estabilidad.
- Fácil colocación.
- Adecuado para un amplio rango de dispositivos de bloqueo.
- 6 meses de garantía.
- Fabricado en silicona biocompatible en base a los estándares DIN EN ISO 10993.

TALLA	REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA DISTAL
26,5	4W2021-TF-26,5-G	26,5 cm
28	4W2021-TF-28-G	28 cm
30	4W2021-TF-30-G	30 cm
32	4W2021-TF-32-G	32 cm
34	4W2021-TF-34-G	34 cm
36	4W2021-TF-36-G	36 cm
38	4W2021-TF-38-G	38 cm
40	4W2021-TF-40-G	40 cm
42	4W2021-TF-42-G	42 cm
45	4W2021-TF-45-G	45 cm

Nivel de Actividad:



El refuerzo Matrix es una protección adicional que cubre la tibia, sin extenderse mas allá del nivel de la cabeza del peroné. Esto asegura una alta estabilidad en los tejidos blandos.



Para determinar la talla correcta, la circunferencia del muñón se ha de tomar 4 centímetros por encima del extremo distal.

También disponible en color azul bajo pedido a proveedor.