



**SKIN TEX 2 CON PIN**  
Con refuerzo Matrix de 10 cm para absorción de impactos



**SKIN TEX 2 SIN PIN**  
Sin refuerzo Matrix

**ENCAJE TIBIAL DE SILICONA SKIN TEX 2 SIN COSTURA**

Referencia **4W4021/ 4W4121**

Encaje de silicona LITE Lner Skin Tex 2, con un único diseño sin costuras:


- Para usuarios activos (nivel de movilidad 2-4).
- Disponible con o sin conector distal.
- Para amputaciones tibiales

**CARACTERÍSTICAS**


- Silicona Durasil de 2 mm para una máxima estabilidad.
- Fácil colocación.
- Adecuado para un amplio rango de dispositivos de bloqueo.
- 6 meses de garantía.
- Fabricado en silicona biocompatible en base a los estándares DIN EN ISO 10993.

TALLA	REFERENCIA		CIRCUNFERENCIA DISTAL
	CON PIN	SIN PIN	
18	4W4021-10-18-G	4W4121-10-18-G	18 cm
20	4W4021-10-20-G	4W4121-10-20-G	20 cm
21	4W4021-10-21-G	4W4121-10-21-G	21 cm
22	4W4021-10-22-G	4W4121-10-22-G	22 cm
23,5	4W4021-10-23,5-G	4W4121-10-23,5-G	23,5 cm
25	4W4021-10-25-G	4W4121-10-25-G	25 cm
26,5	4W4021-10-26,5-G	4W4121-10-26,5-G	26,5 cm
28	4W4021-10-28-G	4W4121-10-28-G	28 cm
30	4W4021-10-30-G	4W4121-10-30-G	30 cm
32	4W4021-10-32-G	4W4121-10-32-G	32 cm
34	4W4021-10-34-G	4W4121-10-34-G	34 cm
36	4W4021-10-36-G	4W4121-10-36-G	36 cm
38	4W4021-10-38-G	4W4121-10-38-G	38 cm
40	4W4021-10-40-G	4W4121-10-40-G	40 cm
42	4W4021-10-42-G	4W4121-10-42-G	42 cm
45	4W4021-10-45-G	4W4121-10-45-G	45 cm

**Nivel de Actividad:**



El refuerzo Matrix es una protección adicional que cubre la tibia, sin extenderse mas allá del nivel de la cabeza del peroné. Esto asegura una alta estabilidad en los tejidos blandos.



Para determinar la talla correcta, la circunferencia del muñón se ha de tomar 4 centímetros por encima del extremo distal.