


RODILLERA DE SUSPENSIÓN EN GEL LITE LINER SUPREME
Referencia **4W80**


Rodillera de suspensión en gel para amputaciones transtibiales.

- Nivel de actividad 1-3.
- Confeccionada en gel TPE.
- Longitud aproximada de 350 mm.
- Grosor de gel de 3 mm.

CARACTERÍSTICAS:

- Alta adhesión y excelente confort.
- El gel proporciona amortiguación y acolchado extra.
- Estabilidad rotacional adicional.
- Tejido exterior muy elástico que facilita la colocación del producto.
- Funda para succión de la suspensión para una máxima seguridad.

| TALLA | REFERENCIA | | DIÁMETRO INFERIOR* | DIÁMETRO SUPERIOR* |
|-------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| | COLOR GRIS | COLOR CARNE | | |
| XS | 4W80-XS-T | 4W80-XS-H | 10-17 mm | 16-24 mm |
| S | 4W80-S-T | 4W80-S-H | 15-22 mm | 23-34 mm |
| M | 4W80-M-T | 4W80-M-H | 21-30 mm | 29-43 mm |
| MP | 4W80-MP-T | 4W80-MP-H | 24-35 mm | 33-47 mm |
| L | 4W80-L-T | 4W80-L-H | 28-42 mm | 36-51 mm |
| LP | 4W80-LP-T | 4W80-LP-H | 31-46 mm | 39-55 mm |
| XL | 4W80-XL-T | 4W80-XL-H | 34-50 mm | 42-60 mm |
| XXL | 4W80-XXL-T | 4W80-XXL-H | 36-55 mm | 44-70 mm |
| XXXL | 4W80-XXXL-T | 4W80-XXXL-H | 42-62 mm | 55-80 mm |



* El diámetro inferior (B) y superior (A), deberá de tomarse unos 15 cm por encima o debajo de la articulación de la rodilla (R). En caso de duda entre dos tallas, elegir la mas pequeña.

Nivel de Actividad:

