


CON PIN CONTOURED

SIN PIN CONTOURED

Extra adicional de espesor de gel de 2 mm en la zona distal.

También disponible en color carne bajo pedido a proveedor.

Nivel de Actividad:


ENCAJE TIBIAL LITE LINER GEL PRIME CONTOURED

Referencia **4W8110 / 4W8610**

- Encaje para amputaciones tibiales con muñones normales o sensibles con buena o baja cobertura de tejidos blandos.
- Confeccionado en gel TPE y tejido PRIME de alta durabilidad y resistencia.
- Para usuarios con movilidad moderada (nivel de actividad 1-3).
- Perfil de gel uniforme para muñones normales.
- Perfil de gel en cono para muñones cónicos.

CARACTERÍSTICAS


- Extra adicional de espesor de gel de 2 mm en la zonal distal.
- Refuerzo Matrix de 10 cm para absorción de impactos.
- Longitud de 410 mm aproximadamente.
- Grosor posterior más estrecho en encajes con grosor de gel de 6 mm.

CON PIN CONTOURED

TALLA	GROSOR CAPA DE GEL		
	Uniforme 3 mm	Uniforme 6 mm	Cónico 3 mm
IS	4W8110-03-IS	4W8110-06-IS	4W8110-T3-IS
M	4W8110-03-M	4W8110-06-M*	4W8110-T3-M
L	4W8110-03-L	4W8110-06-L*	4W8110-T3-L
IL	4W8110-03-IL	4W8110-06-IL*	4W8110-T3-IL
XL	4W8110-03-XL	4W8110-06-XL	4W8110-T3-XL
XLP	4W8110-03-XLP	4W8110-06-XLP	4W8110-T3-XLP
XXL	4W8110-03-XXL	4W8110-06-XXL	4W8110-T3-XXL

SIN PIN CONTOURED

TALLA	GROSOR CAPA DE GEL		
	Uniforme 3 mm	Uniforme 6 mm	Cónico 3 mm
IS	4W8610-03-IS	4W8610-06-IS	4W8610-T3-IS
M	4W8610-03-M	4W8610-06-M	4W8610-T3-M
L	4W8610-03-L	4W8610-06-L	4W8610-T3-L
IL	4W8610-03-IL	4W8610-06-IL	4W8610-T3-IL
XL	4W8610-03-XL	4W8610-06-XL	4W8610-T3-XL
XLP	4W8610-03-XLP	4W8610-06-XLP	4W8610-T3-XLP
XXL	4W8610-03-XXL	4W8610-06-XXL	4W8610-T3-XXL

PERFIL DE GEL UNIFORME
PERFIL DE GEL CÓNICO


LITE Liner Gel

Todos los LITE LINER GEL están confeccionados en Gel Elastómero Termoplástico Biocompatible (TPE). Este tipo de gel minimiza las cargas y presiones, ofreciendo confort para todo tipo de muñones, incluyendo aquellos especialmente sensibles, de carácter atípico ya sea por prominencias óseas o depresiones y hendiduras por cicatriz.

Para casos especiales LITE LINER GEL puede ser termoplásticamente remodelado a una temperatura de 80°C.

LITE LINER GEL ha sido sometido a los test de biocompatibilidad DIN EN ISO 10993-5 y 19993-10.




TABLA DE MEDIDAS PARA TALLAS LINERS DE GEL:

	S	IS	M	L
40 cm	22-35 cm	23-37 cm	27-43 cm	37-59 cm
30 cm	20-32 cm	21-34 cm	25-40 cm	32-51 cm
20 cm	18-28 cm	19-30 cm	24-38 cm 22-36 cm (Ajustado)	28-45 cm 26-43 cm (Ajustado)
10 cm	16-25 cm	18-29 cm	22-35 cm 20-33 cm (Ajustado)	25-40 cm 23-38 cm (Ajustado)
4 cm	15-22 cm	16-25 cm	20-32 cm 18-30 cm (Ajustado)	21-33 cm 19-31 cm (Ajustado)

	IL	XL	XLP	XXL
40 cm	40-64 cm	42-68 cm	44-71 cm	49-80 cm
30 cm	36-58 cm	40-64 cm	41-66 cm	47-76 cm
20 cm	34-54 cm 32-52 cm (Ajustado)	38-61 cm	39-63 cm	44-71 cm
10 cm	30-48 cm 28-46 cm (Ajustado)	34-55 cm	35-56 cm	39-65 cm
4 cm	26-41 cm 24-39 cm (Ajustado)	27-43 cm	30-50 cm	34-60 cm