


CON PIN CONTOURED

SIN PIN CONTOURED

Extra adicional de espesor de gel de 2 mm en la zona distal.

También disponible en color carne bajo pedido a proveedor.

Nivel de Actividad:


ENCAJE TIBIAL LITE LINER GEL PRIME CONTOURED

Referencia **4W8110 / 4W8610**

- Encaje para amputaciones tibiales con muñones normales o sensibles con buena o baja cobertura de tejidos blandos.
- Confeccionado en gel TPE y tejido PRIME de alta durabilidad y resistencia.
- Para usuarios con movilidad moderada (nivel de actividad 1-3).
- Perfil de gel uniforme para muñones normales.
- Perfil de gel en cono para muñones cónicos.

CARACTERÍSTICAS


- Extra adicional de espesor de gel de 2 mm en la zonal distal.
- Refuerzo Matrix de 10 cm para absorción de impactos.
- Longitud de 410 mm aproximadamente.
- Grosor posterior más estrecho en encajes con grosor de gel de 6 mm.

CON PIN CONTOURED

TALLA	GROSOR CAPA DE GEL		
	Uniforme 3 mm	Uniforme 6 mm	Cónico 3 mm
IS	4W8110-03-IS	4W8110-06-IS	4W8110-T3-IS
M	4W8110-03-M	4W8110-06-M	4W8110-T3-M
L	4W8110-03-L	4W8110-06-L	4W8110-T3-L
IL	4W8110-03-IL	4W8110-06-IL	4W8110-T3-IL
XL	4W8110-03-XL	4W8110-06-XL	4W8110-T3-XL
XLP	4W8110-03-XLP	4W8110-06-XLP	4W8110-T3-XLP
XXL	4W8110-03-XXL	4W8110-06-XXL	4W8110-T3-XXL

SIN PIN CONTOURED

TALLA	GROSOR CAPA DE GEL		
	Uniforme 3 mm	Uniforme 6 mm	Cónico 3 mm
IS	4W8610-03-IS	4W8610-06-IS	4W8610-T3-IS
M	4W8610-03-M	4W8610-06-M	4W8610-T3-M
L	4W8610-03-L	4W8610-06-L	4W8610-T3-L
IL	4W8610-03-IL	4W8610-06-IL	4W8610-T3-IL
XL	4W8610-03-XL	4W8610-06-XL	4W8610-T3-XL
XLP	4W8610-03-XLP	4W8610-06-XLP	4W8610-T3-XLP
XXL	4W8610-03-XXL	4W8610-06-XXL	4W8610-T3-XXL



LITE Liner Gel

Todos los LITE LINER GEL están confeccionados en Gel Elastómero Termoplástico Biocompatible (TPE). Este tipo de gel minimiza las cargas y presiones, ofreciendo confort para todo tipo de muñones, incluyendo aquellos especialmente sensibles, de carácter atípico ya sea por prominencias óseas o depresiones y hendiduras por cicatriz.

Para casos especiales LITE LINER GEL puede ser termoplásticamente remodelado a una temperatura de 80°C.

LITE LINER GEL ha sido sometido a los test de biocompatibilidad DIN EN ISO 10993-5 y 19993-10.




TABLA DE MEDIDAS PARA TALLAS LINERS DE GEL:

	S	IS	M	L
40 cm	22-35 cm	23-37 cm	27-43 cm	37-59 cm
30 cm	20-32 cm	21-34 cm	25-40 cm	32-51 cm
20 cm	18-28 cm	19-30 cm	24-38 cm 22-36 cm (Ajustado)	28-45 cm 26-43 cm (Ajustado)
10 cm	16-25 cm	18-29 cm	22-35 cm 20-33 cm (Ajustado)	25-40 cm 23-38 cm (Ajustado)
4 cm	15-22 cm	16-25 cm	20-32 cm 18-30 cm (Ajustado)	21-33 cm 19-31 cm (Ajustado)

	IL	XL	XLP	XXL
40 cm	40-64 cm	42-68 cm	44-71 cm	49-80 cm
30 cm	36-58 cm	40-64 cm	41-66 cm	47-76 cm
20 cm	34-54 cm 32-52 cm (Ajustado)	38-61 cm	39-63 cm	44-71 cm
10 cm	30-48 cm 28-46 cm (Ajustado)	34-55 cm	35-56 cm	39-65 cm
4 cm	26-41 cm 24-39 cm (Ajustado)	27-43 cm	30-50 cm	34-60 cm