



Extra adicional de espesor de gel de 2 mm en la zona distal.

ENCAJE TIBIAL LITE LINER GEL SUPREME CONTOURED
Referencia 4W9110/ 4W9610

- Encaje con un espesor adicional de 2 mm en la zona distal, para amputaciones tibiales con muñones normales o sensibles con buena o baja cobertura de tejidos blandos.
- Para usuarios de movilidad moderada (nivel de actividad 1-3).
- Perfil de gel uniforme para muñones normales.
- Perfil de gel en cono para muñones cónicos.

CARACTERÍSTICAS



- Refuerzo Matrix de 10 cm para absorción de impactos.
- Longitud de 410 mm aproximadamente.
- Grosor posterior más estrecho en encajes con grosor de gel de 6 y 9 mm.
- También disponible en color carne o azul bajo pedido a proveedor.

CON PIN CONTOURED

| TALLA | GROSOR CAPA DE GEL | | |
|-------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | Uniforme 3 mm | Uniforme 6 mm | Cónico 3 mm |
| IS | 4W9110-03-IS-G | 4W9110-06-IS-G | 4W9110-T3-IS-G |
| M | 4W9110-03-M-G | 4W9110-06-M-G | 4W9110-T3-M-G |
| L | 4W9110-03-L-G | 4W9110-06-L-G | 4W9110-T3-L-G |
| IL | 4W9110-03-IL-G | 4W9110-06-IL-G | 4W9110-T3-IL-G |
| XL | 4W9110-03-XL-G | 4W9110-06-XL-G | 4W9110-T3-XL-G |
| XLP | 4W9110-03-XLP-G | 4W9110-06-XLP-G | 4W9110-T3-XLP-G |
| XXL | 4W9110-03-XXL-G | 4W9110-06-XXL-G | 4W9110-T3-XXL-G |

SIN PIN CONTOURED

| TALLA | GROSOR CAPA DE GEL | | | | | |
|-------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | Uniforme 3 mm | Uniforme 6 mm | Uniforme 9 mm | Cónico 3 mm | Cónico 6 mm | Cónico 9 mm |
| S | 4W9610-03-S-G | 4W9610-06-S-G | | 4W9610-T3-S-G | | |
| IS | 4W9610-03-IS-G | 4W9610-06-IS-G | | 4W9610-T3-IS-G | | |
| M | 4W9610-03-M-G | 4W9610-06-M-G | 4W9610-09-M-G | 4W9610-T3-M-G | 4W9610-T6-M-G | 4W9610-T9-M-G |
| L | 4W9610-03-L-G | 4W9610-06-L-G | 4W9610-09-L-G | 4W9610-T3-L-G | 4W9610-T6-L-G | 4W9610-T9-L-G |
| IL | 4W9610-03-IL-G | 4W9610-06-IL-G | 4W9610-09-IL-G | 4W9610-T3-IL-G | 4W9610-T6-IL-G | 4W9610-T9-IL-G |
| XL | 4W9610-03-XL-G | 4W9610-06-XL-G | 4W9610-09-XL-G | 4W9610-T3-XL-G | | |
| XLP | 4W9610-03-XLP-G | 4W9610-06-XLP-G | | 4W9610-T3-XLP-G | | |
| XXL | 4W9610-03-XXL-G | 4W9610-06-XXL-G | | 4W9610-T3-XXL-G | | |

PERFIL DE GEL UNIFORME

PERFIL DE GEL CÓNICO


Nivel de Actividad:


 Para más información www.efmo.com

LITE Liner Gel

Todos los LITE LINER GEL están confeccionados en Gel Elastómero Termoplástico Biocompatible (TPE). Este tipo de gel minimiza las cargas y presiones, ofreciendo confort para todo tipo de muñones, incluyendo aquellos especialmente sensibles, de carácter atípico ya sea por prominencias óseas o depresiones y hendiduras por cicatriz.

Para casos especiales LITE LINER GEL puede ser termoplásticamente remodelado a una temperatura de 80°C.

LITE LINER GEL ha sido sometido a los test de biocompatibilidad DIN EN ISO 10993-5 y 19993-10.




TABLA DE MEDIDAS PARA TALLAS LINERS DE GEL:

| | S | IS | M | L |
|-------|----------|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| 40 cm | 22-35 cm | 23-37 cm | 27-43 cm | 37-59 cm |
| 30 cm | 20-32 cm | 21-34 cm | 25-40 cm | 32-51 cm |
| 20 cm | 18-28 cm | 19-30 cm | 24-38 cm 22-36 cm (Ajustado) | 28-45 cm 26-43 cm (Ajustado) |
| 10 cm | 16-25 cm | 18-29 cm | 22-35 cm 20-33 cm (Ajustado) | 25-40 cm 23-38 cm (Ajustado) |
| 4 cm | 15-22 cm | 16-25 cm | 20-32 cm 18-30 cm (Ajustado) | 21-33 cm 19-31 cm (Ajustado) |

| | IL | XL | XLP | XXL |
|-------|---------------------------------|----------|----------|----------|
| 40 cm | 40-64 cm | 42-68 cm | 44-71 cm | 49-80 cm |
| 30 cm | 36-58 cm | 40-64 cm | 41-66 cm | 47-76 cm |
| 20 cm | 34-54 cm 32-52 cm (Ajustado) | 38-61 cm | 39-63 cm | 44-71 cm |
| 10 cm | 30-48 cm 28-46 cm (Ajustado) | 34-55 cm | 35-56 cm | 39-65 cm |
| 4 cm | 26-41 cm 24-39 cm (Ajustado) | 27-43 cm | 30-50 cm | 34-60 cm |