



MEMBRANA HIPOBÁRICA LITE

Referencia **5W700**

Membrana Hipobárica Lite para optimizar el vacío del liner en el encaje.

CARACTERÍSTICAS:

- Se adhiere a prácticamente la totalidad de los encajes protésicos para generar vacío, dando máxima estabilidad a la prótesis.
- Se puede emplear en sistemas de vacío pasivos o activos.
- Válido para encajes con pin para evitar movimientos rotatorios o de pistón.

TALLA	REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA DE ARO	ENCAJE DE BRAZO	ENCAJE DE SILICONA	ENCAJE DE GEL
2	5W700-2	16-22 cm	16-20 cm	16-21,5 cm	S-IS
3	5W700-3	20-38 cm	-	22-36 cm	M-IL
4	5W700-4	30-48 cm	-	32-45 cm	IL-XLP
5	5W700-5	40-55 cm	-	Más de 40 cm	> XL

INDICACIONES:

La membrana Hipobárica Lite está diseñada para adherirse a prácticamente la totalidad de los liners, en amputaciones tibiales y femorales con encaje que disponga de válvula.



5W700

Membrana Hipobárica LITE



7W631-02 Cola de Silicona

La cola para silicona se suministra por separado en unidades de 90 ml, que permite realizar de 4 a 5 aplicaciones.



La Membrana hipobárica LITE es compatible con prácticamente todos los tipos de encajes (con o sin pin)