



**MEDIA PARA FUNDA COSMÉTICA TIBIAL**

Referencia **6W016**

Media de perlón para prótesis tibiales.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Textil perlón
- Con manguito cosido.
- Color carne.

TALLA	REFERENCIA	LONGITUD	CONTORNO	LONGITUD DE PIE
1	6W016-1	36 cm	25 cm	20 cm
2	6W016-2	41 cm	25 cm	21 cm
3	6W016-3	46 cm	27 cm	22 cm