



FUNDA COSMÉTICA EVA LAST

Referencia **TFC**

Funda cosmética EVA LAST por tallas de fácil colocación y adaptación.

CARACTERÍSTICAS:

- Máxima flexión de rodilla sin afectar a la función de la prótesis.
- Fácil colocación y adaptación.
- Adaptable a cualquier sistema de prótesis modular de rodilla.

DATOS TÉCNICOS:

- Material: EVA
- Lado: Izquierdo y derecho.

TALLA	XS		S		M		L	
LADO	IZQ	DCHO	IZQ	DCHO	IZQ	DCHO	IZQ	DCHO
REFERENCIA	TFC-XSI	TFC-XSD	TFC-SI	TFC-SD	TFC-MI	TFC-MD	TFC-LI	TFC-LD
A	43,18 cm		48,26 cm		52,07 cm		54,61 cm	
B	38,10 cm		38,10 cm		41,91 cm		44,45 cm	
C	33,02 cm		33,02 cm		36,83 cm		39,37 cm	
D	30,04 cm		33,02 cm		36,83 cm		39,37 cm	
E	20,32 cm		20,32 cm		22,86 cm		25,40 cm	
H	74,93 cm		83,82 cm		88,90 cm		95,25 cm	
Peso	234 g		279g		305 g		364 g	

