



PULSIOXÍMETRO PUL-01

Referencia **PUL-01**

Pulsioxímetro de diseño compacto y ligero, para realizar mediciones del nivel de saturación de oxígeno en la sangre, el ritmo cardíaco, el índice de perfusión y el pletismograma, de forma fácil e intuitiva.

Sus reducidas dimensiones, así como su sencillo manejo, lo hacen apropiado para uso profesional en hospitales, clínicas, centros médicos o dentistas, siendo también idóneo para uso cotidiano en el hogar.

Incorpora un avanzado algoritmo DSP para una mejora de la precisión de las mediciones a baja perfusión.

CARACTERÍSTICAS:

- Detección del grado de saturación de oxígeno en la sangre.
- Detección de frecuencia cardíaca.
- Detección de índice de perfusión y pletismograma.
- Pantalla OLED.
- Indicación de SpO₂, latido, índice de perfusión y pletismograma.
- 4 orientaciones de pantalla diferentes para una mejor lectura.
- Apagado automático si el dedo no se inserta durante 8 segundos.
- Señal de bajo voltaje de indicación de batería baja.
- Adecuado para una amplia gama de tamaños de dedos (desde pediátrico hasta adulto).
- Dispositivo médico CE0123.
- Peso 54 gramos incluyendo pilas.

INCLUYE:

- Dispositivo con display gráfico.
- 2 pilas de tamaño AAA.
- Manual de uso y mantenimiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

SpO ₂	Intervalo de Medida:	35-100%
	Sensibilidad:	1%
	Precisión de la Medición:	2% (entre 80% y 100%) 3% (entre 70% y 80%) Indefinido (menos del 70%)
Ritmo Cardíaco	Intervalo de Medida:	25-250 bpm
	Sensibilidad:	1 bpm
	Precisión de la Medida:	± 2 bpm
Dimensiones y Peso	Dispositivo:	57x31x30,5 mm
	Caja del Producto:	83x61x36 mm
	Peso del Paquete:	66 g