



PULSIOXÍMETRO PUL-02	
Referencia	PUL-02

El pulsioxímetro de diseño ligero y compacto, ideal para mantener bajo control la propia salud, midiendo la saturación de oxígeno en sangre y el ritmo cardíaco.

Su diseño compacto y ligero, así como su sencillez de manejo, facilitan su transporte para poder ser utilizado en cualquier parte.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Detección del grado de saturación de oxígeno en la sangre.
- Detección de frecuencia cardíaca.
- Pantalla de alto contraste.
- Larga duración de las pilas.
- Apagado automático si no detecta insertado el dedo.
- Apto para una amplia gama de tamaños de dedos (pediatría, adultos).
- Resistente al agua.
- Dispositivo médico CE0123.

**INCLUYE**

- Dispositivo con display gráfico.
- 2 pilas de tamaño AAA.
- Manual de uso y mantenimiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL		
SpO2	Intervalo de Medida:	35-100%
	Sensibilidad:	1%
	Precisión de la Medición:	± 2% (entre 70% y 100%) Indefinida (menos del 70%)
Ritmo Cardíaco	Intervalo de Medida:	25-250 bpm
	Sensibilidad:	1 bpm
	Precisión de la Medida:	± 2 bpm
Dimensiones y Peso	Dispositivo:	62x37x32 mm
	Caja del Producto:	78x60x36 mm
	Peso del Paquete:	66 g