



RODILLA MONOCÉNTRICA CON IMPULSOR

Referencia **3W010**

Rodilla Monocéntrica con Impulsor 3W010.

CARACTERÍSTICAS:

- Para amputados con actividad media.
- Alta seguridad en la fase de balanceo.
- Control medio de la fase de impulsión.

NIVEL DE MOVILIDAD 1 Y 2:

- **NIVEL 1 (Desplazamientos en interiores):** el paciente tiene la capacidad o el potencial de emplear la prótesis para desplazarse o caminar en espacios interiores. El tiempo y la distancia de los desplazamientos están muy limitados por las condiciones del paciente.
- **NIVEL 2 (Desplazamientos en exteriores limitados):** el paciente tiene la capacidad o el potencial de emplear la prótesis para desplazarse a baja velocidad. Está capacitado para salvar algunos obstáculos leves del entorno tales como bordillos, escaleras o superficies desiguales. El tiempo y la distancia de los desplazamientos están limitados por las condiciones del paciente.

Incluye impulsor 3W015 (peso 133 gr).



DATOS TÉCNICOS	3W010-1	3W010-2
Material	Titanio	Acero Inoxidable
Altura	40 mm	40 mm
Peso	368 g	517 g
Ángulo Máximo de Flexión	150°	150°
Peso Máximo Tolerable	100 kg	100 kg
Tipo de Articulación	Mecánica	Mecánica
Nivel de Actividad	Clase 1 y 2	Clase 1 y 2