



## RODILLA MONOCÉNTRICA CON IMPULSOR Y BLOQUEO MANUAL

Referencia **3W090**

Rodilla monocéntrica 3W090 con impulsor y bloqueo manual.

### CARACTERÍSTICAS:

- Para amputados con baja actividad.
- Alta seguridad en la fase de balanceo.
- Control medio de la fase de impulsión.

### NIVEL DE MOVILIDAD 1:

- **NIVEL 1 (Desplazamientos en interiores):** el paciente tiene la capacidad o el potencial de emplear la prótesis para desplazarse o caminar en espacios interiores. El tiempo y la distancia de los desplazamientos están muy limitados por las condiciones del paciente.

DATOS TÉCNICOS	3W090-1	3W090-2
Material	Titanio	Acero Inoxidable
Altura*	37 mm	37 mm
Peso	419 g	560 g
Ángulo Máximo de Flexión	120°	120°
Peso Máximo Tolerable	125 kg	125 kg
Tipo de Articulación	Mecánica	Mecánica
Nivel de Actividad	Clase 1	Clase 1

\*Altura de montaje desde el centro del eje de la rodilla al extremo superior de la conexión piramidal.