



## RODILLA GALAXY CON CONTROL ABS

Referencia **GLX-1PSO**

Rodilla mecánica GALAXY en aleación de aluminio con control ABS.

### CARACTERÍSTICAS:

- Mecanismo de freno de carga ABS.
- Extensión ajustable para asistencia a la fase de balanceo.
- Durabilidad y estabilidad.

### NIVEL DE MOVILIDAD 1 Y 2:

- **NIVEL 1 (Desplazamientos en interiores):** el paciente tiene la capacidad o el potencial de emplear la prótesis para desplazarse o caminar en espacios interiores. El tiempo y la distancia de los desplazamientos están muy limitados por las condiciones del paciente.
- **NIVEL 2 (Desplazamientos en exteriores limitados):** el paciente tiene la capacidad o el potencial de emplear la prótesis para desplazarse a baja velocidad. Está capacitado para salvar algunos obstáculos leves del entorno tales como bordillos, escaleras o superficies desiguales. El tiempo y la distancia de los desplazamientos están limitados por las condiciones del paciente.

DATOS TÉCNICOS	GLX-1PSO
Material	Aleación de aluminio
Altura	192 mm
Peso	915 g
Ángulo Máximo de Flexión	135°
Peso Máximo Tolerable	100 kg
Tipo de Articulación	Mecánica
Nivel de Actividad	Clase 1 y 2