



Detalle almohadillas laterales de silicona



TOBILLERA ACHILLODYN

Referencia **07071**

Ortesis de tobillo para el tratamiento específico del tendón de Aquiles. Con una cuña de ocho milímetros de altura dorsal, más plana en la parte distal, con la que conseguiremos elevar el talón y dos almohadillas laterales de silicona que comprimen y se ciñen al paratendón inflamado, las cuales con la acción de caminar, ayudan a la disminución del hinchazón, motivan la mejora del riego sanguíneo y producen un ligero masaje.

Para garantizar la misma altura en ambas piernas, se entrega una cuña de igual altura para el talón de la pierna sana.

CARACTERÍSTICAS:

- El alza adicional de pie evita la desalineación de la pelvis.
- Mejora de la estabilidad en base a la propiocepción.
- Efecto masaje para reducción del edema y favorecer la circulación de la sangre.
- Reducción temporal de la tensión en el tendón de Aquiles.
- Incorpora pads para estimulación y efecto masaje del tendón de Aquiles.
- Bordes suaves con una menor presión para incrementar el confort de uso.
- Tejido anatómico que no genera arrugas.
- Incorpora dos alzas con efecto amortiguador para alivio del tendón de Aquiles.

INDICACIONES:

- Tendinopatía con o sin rotura parcial.
- Bursitis calcánea.
- Bursitis aquilea.
- Paratendinitis.
- Postoperatorios de pie y tobillo.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TOBILLO
S	07071-120	Hasta 19
M	07071-220	19-21 cm
L	07071-320	21-23 cm
XL	07071-420	23-25 cm
XXL	07071-520	25-27 cm