



ORTESIS TIBIOTARSIANA ARTHROFIX

Referencia **07075**

Ortesis tibiotalar fabricada en termoplástico muy liviano. Totalmente acolchada para evitar cualquier tipo de molestia o rozamiento.

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño anatómico para dar cobertura al tobillo y la parte posterior del pie.
- Fijación de la articulación del tobillo.
- Se puede poner sin la necesidad de mover el tobillo.
- Correas con diseño en "8".
- Térmicamente moldeable.

INDICACIONES:

- Distorsiones graves de la articulación tibiotalar, tanto medial como lateral.
- Fracturas distales del peroné.
- Sustituto ideal de la escayola.
- Ruptura cápsula articular del tobillo.
- Inestabilidad crónica de tobillo.
- Post Operatorios de pie y tobillo.
- Estabilización para prevención de esguinces.

TALLA	REFERENCIA		NÚMERO DE CALZADO
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	07075-11I	07075-11D	37-39
M	07075-21I	07075-21D	40-42
L	07075-31I	07075-31D	43-45