



**ESTRIBO LIBRE**

Referencia **158**

Versátil componente de pie con articulación libre, diseñado para ser incorporado a todo tipo de ortesis y yesos de miembro inferior, que precisen de un control del tobillo.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Permite su uso con muchos tipos de calzado.
- Limita la inversión y evasión, permitiendo la flexión dorsal y plantar.
- Con perforaciones para prevenir la acumulación de humedad.
- Correa de velcro para facilitar ajuste.

TALLA	REFERENCIA		NÚMERO DE CALZADO
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	1580	1585	35-36
M	1581	1586	37-39
L	1582	1587	40-42
XL	1583	1588	43-45