



JOUSTO PERONEUS

Referencia **20466**

La férula JOUSTO representa una aportación de gran valor para el cuidado tradicional de pacientes que padecen parálisis peronea. Está indicada también para el debilitamiento de la dorsiflexión.

La férula JOUSTO levanta y sostiene el pie incapacitado haciendo posible un paso más normal. Gracias a su estructura sencilla pero eficaz, se puede llevar con cualquier tipo de zapato o bota.

El sistema de flejes está diseñado de manera que funciona como una "articulación flotante" para prevenir cualquier tipo de deformación en la zona plantar del tobillo.

El revestimiento de plástico en el sistema de flejes y en la pletina de soporte proporciona al dispositivo un mejor aspecto estético al tiempo que protege la ropa del usuario.

INDICACIONES:

- Debilidad del músculo tensor del pie.
- Poliomielitis.
- Parálisis del peroneo sin espasticidades.

TALLA	REFERENCIA	
	IZQUIERDA	DERECHA
36	20466-10I	20466-10D
37	20466-20I	20466-20D
38	20466-30I	20466-30D
39	20466-40I	20466-40D
40	20466-50I	20466-50D
41	20466-60I	20466-60D
42	20466-70I	20466-70D
43	20466-80I	20466-80D
44	20466-90I	20466-90D
45	20466-A0I	20466-A0D