



MALLEO-CAST ORGANIC

Referencia 07849

Tobillera MALLEO-CAST® ORGANIC S1. Su estructura orgánica es una verdadera innovación, inspirada en la naturaleza. Aporta a la tobillera la estabilidad necesaria garantizando al mismo tiempo ligereza y transpirabilidad. El uso optimizado de materiales reciclados contribuye a la conservación de los recursos.

CARACTERÍSTICAS:

+ Cierre QUICK CLICK:

El cierre rápido facilita quitar, cambiar e insertar el tejido 3D.

+ Forro interior en tejido 3D:

El tejido acolchado 3D de la ortesis es ligero, transpirable y favorece un ajuste óptimo gracias a su alta adaptabilidad. Se seca rápidamente y es fácil de cambiar gracias al innovador cierre rápido QUICK CLICK.

+ Cierre giratorio FIDLOCK®:

Innovador cierre magnético FIDLOCK® para un rápido y fácil ajuste individual.

INDICACIONES:

- Daño en las estructuras óseas/cápsulas/ligamentos de la articulación del tobillo como resultado de una lesión como rotura de ligamentos, distorsión significativa del tobillo, después de una cirugía.
- Todas las indicaciones en las que sea necesaria la inmovilización de la articulación del tobillo, como:

+Traumatismo por supinación/pronación.

+Protección postoperatoria después de la sutura/reconstrucción de ligamentos.

+Tratamiento conservador de esguinces graves de tobillo.

+Inestabilidad compleja del tobillo.

+Lesiones agudas de ligamentos del tobillo.

+Inmovilización del tobillo superior/inferior.

+Alivio y protección de estructuras lesionadas de cápsulas/ligamentos.

+Recuperación y cuidados de fracturas en el tobillo tras inmovilización de la parte baja de la pierna/pie con una ortesis.

+Inmovilización en caso de irritación inflamatoria.



Circunferencia tibial
distal



TALLA	REFERENCIA		CIRCUNFERENCIA TIBIAL DISTAL	TALLA ZAPATO
	IZQUIERDA	DERECHA		
1	07849-1I	07849-1D	17-23,5 cm	36-41
1W	07849-1WI	07849-1WD	23,5-29 cm	36-41
2	07849-2I	07849-2D	19-25,5 cm	42-47
2W	07849-2WI	07849-2WD	25,5-31 cm	42-47