



FICHA DE PRODUCTO

985 51 21 22 / 985 51 21 56
647 940 206
pedidos@efmo.com



METATARSO

Referencia 07905

Banda anatómica de pie con protector, color negro.
Se suministra por pares.

CARACTERÍSTICAS:

- Alivio de las cabezas metatarsales y de los tejidos blandos de la planta del antepie.
- Efecto enderezamiento en el arco transversal.
- Ajuste anatómico.

INDICACIONES:

- Metatarsalgias.
- Pie transversal plano.
- Periostitis articular en la región de las cabezas metatarsianas (I-V).
- Presión de los nervios interdigitales.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO ANTEPIE
S	07905-100	Hasta 19 cm
M	07905-200	19-21 cm
L	07905-300	21-24 cm
XL	07905-400	25-27 cm