

ZAPATO ESPECIAL NEW CITY

Referencia

CITY



Zapato especial de apertura total, ancho especial y regulable mediante cierre de velcro.

CARACTERÍSTICAS:

- Zapato especial confeccionado en textil Razetti®, el cual proporciona múltiples beneficios:
 - Facilita una óptima temperatura del pie.
 - Lavable a 40°C. Mínimo tiempo de secado del tejido.
 - Tratamiento Sanitized®, con acción bacteriostática y fungistática para una protección antimicrobiana duradera.
- Sin costuras ni partes salientes que puedan ocasionar ninguna lesión o abrasión en la piel.
- La elasticidad y diseño del zapato facilita la adaptación a la morfología del pie así como a posibles deformaciones, garantizando una total comodidad.
- Plantillas extraíbles para poder emplear con plantillas hechas a medida.
- Sistema de cierre ajustable para adaptarse a múltiples patologías y morfologías del pie.
- Apertura total para facilitar la inserción del pie con una total comodidad.
- Suela redondeada y antideslizante para minimizar el riesgo de caídas.



NÚMERO DE CALZADO	REFERENCIA
35	CITY-35
36	CITY-36
37	CITY-37
38	CITY-38
39	CITY-39
40	CITY-40
41	CITY-41
42	CITY-42
43	CITY-43
44	CITY-44
45	CITY-45