



ANTIEQUINO SUPRALITE

Referencia **350**

AFO de perfil bajo muy confortable, con diseño tipo “Rancho de los Amigos” para corregir el pie flácido caído.

El diseño en polipropileno inyectado permite que la ortesis disponga de diferentes grosores:


Más grueso en el plano vertical para dar rigidez a la estructura.

Más fino en la planta del pie para dotar de flexibilidad, facilitar el ajuste e incrementar el confort.

Diseño abierto en el talón para facilitar la adecuación al amplio rango de tallas para hombre y mujer.

INDICACIONES:

Indicado especialmente para casos de parálisis del ciático poplíteo externo y como corrector del equinismo.



TALLA	REFERENCIA		NÚMERO DE CALZADO	ALTURA DE CAÑA
	IZQUIERDA	DERECHA		
S	3500	3505	35 a 38	27 cm
M	3501	3506	39 a 41	28 cm
L	3502	3507	42 a 44	33 cm
XL	3503	3508	Más de 44	38 cm