



ESTABILIZADOR DE TOBILLO SWEDE-O UNIVERSAL

Referencia **07072**

Estabilizador de tobillo con refuerzos en termoplástico que dejan los maleolos totalmente libres. Fabricado con costuras dobles que proporcionan refuerzo en los puntos de presión.

CARACTERÍSTICAS:

- Estabilización del tobillo.
- Diseño con cordones y férulas de espiral integradas.
- Férulas de refuerzo mediales y laterales.
- Efecto estiramiento en tendón de Aquiles.

INDICACIONES:

- Ruptura cápsula articular de tobillo.
- Inestabilidad crónica de tobillo.
- Artrosis de tobillo.
- Postoperatorios de pie y tobillo.
- Profilaxis primaria y secundaria.
- Esguinces de pie y tobillo.

TALLA	REFERENCIA	NÚMERO DE CALZADO
S	07072-200	37-38
M	07072-300	40
L	07072-400	41-43
XL	07072-500	44-45