



**SOPORTE DE TOBILLO**

Referencia	<b>33</b>
------------	-----------

Ortesis de tobillo ideal para deportistas o personas activas. Ayuda a evitar lesiones en la articulación del tobillo permitiendo el libre movimiento en la carrera o el salto. Con refuerzos laterales de termoplástico que liberan totalmente los maléolos y estabilizan la articulación.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Refuerzos laterales para el tratamiento y prevención de lesiones comunes de tobillo.
- Reduce la inflamación e hinchazón en la articulación del tobillo.
- Ayuda a reducir el dolor crónico de lesiones o cirugías.

**INDICACIONES:**

- Artritis.
- Esguinces de tobillo.
- Complemento post-operatorio.
- Traumatismos.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TOBILLO
S	33-100	19-21 cm
M	33-200	21-23 cm
L	33-300	23-25 cm
XL	33-400	25-27 cm