



**ORTESIS DINÁMICA DE PERONÉ (VALENS)**

Referencia **215.**

Ortesis dinámica de rehabilitación indicada para pacientes con problemas de debilidad en la articulación del tobillo, procesos post-hemipléjicos o similares. También indicada para esclerosis múltiple, polineuropatías y lesiones traumáticas de peroné.

El muelle interno de la férula, situado a la altura del maleolo, simula perfectamente la deambulación del paciente.

La posibilidad de ajustar la dorsiflexión permite individualizar en cada paciente la intensidad sobre su articulación en función de la actividad, peso y edad.

La longitud de la caña es extensible.



**PARA ANCLAR EN PLANTILLA**

TALLA	REFERENCIA CON TOPE		REFERENCIA SIN TOPE		CONTORNO PANTORRILLA
	IZQUIERDA	DERECHA	IZQUIERDA	DERECHA	
S	21536-101	21536-201	21539-101	21539-201	21-30 cm
M	21536-102	21536-202	21539-102	21539-202	39-33 cm
L	21536-103	21536-203	21539-103	21539-203	32-36 cm
XL	21536-104	21536-204	21539-104	21539-204	36-42 cm

**PARA ANCLAR EN ZAPATO**

TALLA	REFERENCIA CON TOPE		REFERENCIA SIN TOPE		CONTORNO PANTORRILLA
	IZQUIERDA	DERECHA	IZQUIERDA	DERECHA	
S	21590-101	21590-201	21593-101	21593-201	21-30 cm
M	21590-102	21590-202	21593-102	21593-202	39-33 cm
L	21590-103	21590-203	21593-103	21593-203	32-36 cm
XL	21590-104	21590-204	21593-104	21593-204	36-42 cm

