



ORTESIS WALKER CORTO FIJO

Referencia **W5**

Ortesis Walker fija de perfil bajo concebida para generar una eficiente inmovilización de la articulación tibiotalar, facilitando la deambulaci3n gracias a su suela antideslizante con curvatura elipsoidal que proporciona un 3ptimo balanceo en la pisada. Todos los materiales empleados en su fabricaci3n son ligeros y s3lidos de modo que se logra una excelente estabilizaci3n sin llegar a mermar el confort.

CARACTERÍSTICAS:

- S3lido dise1o y peso reducido.
- Envoltura acolchada transpirable de f3cil colocaci3n.
- Dispone de almohadillas adicionales para incrementar el confort.
- Preciso ajuste circular gracias al sistema de correas horizontales.
- Eficiente suela elipsoidal para un 3ptimo balanceo del pie.

INDICACIONES:

- Post-operatorio del tend3n de Aquiles.
- Tratamiento conservador para la inestabilidad ligamentosa.
- Control de la hiperextensi3n cr3nica.
- Tendinitis de los extensores del pie tras retirada de yesos en fracturas de tercio inferior de la tibia.
- Lesiones del nervio ci3tico popl3teo externo.

TALLA	REFERENCIA	NÚMERO CALZADO
S	W5-S	36-39
M	W5-M	39-43
L	W5-L	43-46



SET 5 TALONERAS

Referencia **WT**

Complemento a la venta por separado

