



**ORTESIS WALKER NEUMÁTICO**

Referencia	<b>W3</b>
------------	-----------

Ortesis Walker articulada concebida para generar una eficiente inmovilización de la articulación tibiotarsiana, facilitando la deambulacion gracias a su suela antideslizante con curvatura elipsoidal que proporciona un óptimo balanceo en la pisada. Todos los materiales empleados en su fabricación son ligeros y sólidos de modo que se logra una excelente estabilización sin llegar a mermar el confort.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Sólido diseño y peso reducido.
- Envoltura acolchada transpirable de fácil colocación.
- Dispone de almohadillas adicionales para incrementar el confort.
- Preciso ajuste circular gracias al sistema de correas horizontales.
- Eficiente suela elipsoidal para un óptimo balanceo del pie.

**INDICACIONES:**

- Post-operatorio del tendón de Aquiles.
- Tratamiento conservador para la inestabilidad ligamentosa.
- Control de la hiperextensión crónica.
- Tendinitis de los extensores del pie tras retirada de yesos en fracturas de tercio inferior de la tibia.
- Lesiones del nervio ciático poplíteo externo.

TALLA	REFERENCIA	NÚMERO CALZADO
S	W2-S	36-39
M	W2-M	39-43
L	W2-L	43-46



**SET 5 TALONERAS**

Referencia	<b>WT</b>
------------	-----------

Complemento a la venta por separado



LADO	REFERENCIA
Izquierdo	WT-I
Derecho	WT-D